

## PASSANDE TILLBEHÖR:



### EUROTEC 4-PUNKTSBÄLTE. 5 CM BRETT

Bältet fördelar trycket ordentligt och jämt.

ANTAL	BESKRIVNING	SVENSKT VNR	ARTIKELNUMMER
1 st/tp	Lämpligt för midjemått (mått över stomin) > 130 cm	738860	SB 50XXL



### SILESE™ HUDSKYDD

Sillesse™ hudskydd skyddar, fuktar och lindrar huden. Torkar snabbt och ny häfta kan sättas på inom några sekunder.


ANTAL	BESKRIVNING	SVENSKT VNR	ARTIKELNUMMER
1 st/tp	Sillesse™ hudskyddande Spray, 100% Silikon	50 ml 205761 28 ml 734122	TR104 TR109
25 st/tp	Sillesse™ hudskydd med applikatorpinne, 100% Silikon	1 ml 734061 3 ml 734063	1 ml TR107-25 3 ml TR108-25
30 st/tp	Sillesse™ hudskyddande våtservetter, 100% Silikon	205568	TR103



### NILTAC™ HÄFTBORTTAGARE

Niltac™ underlättar borttagning av hudskyddsplatta. Torkar snabbt och påverkar inte vidhäftningen av nytt stomibandage.

ANTAL	BESKRIVNING	SVENSKT VNR	ARTIKELNUMMER
1 st/tp	Niltac™ spray för häftborttagning Spray	50 ml 205569 Steril, 150 ml 734080	TR101 TR1015
30 st/tp	Niltac™ servetter för häftborttagning	205570	TR102



### EASE™ STRIPS

Hydrokolloidremsor som håller din hudskyddsplatta på plats. Vattentålig och kan användas vid simning, bad eller fysisk aktivitet.

ANTAL	BESKRIVNING	SVENSKT VNR	ARTIKELNUMMER
60 st/tp	Ease™ Thin Curve 3 cm x 9 cm	739082	422164
60 st/tp	Ease™ Thin Strips 3 cm x 11 cm	739081	422160



### DIAMONDS™ LUKTKONTROLL

Diamonds™ gelbildande portionspåsar minskar eller eliminerar gasbildning och lukt.

ANTAL	BESKRIVNING	SVENSKT VNR	ARTIKELNUMMER
100 st/tp	Diamonds™ gelbildande portionspåsar med lukt-kontroll	220432	TR105



Distribueras av  
ConvaTec (Sweden) AB

Gårdsfogdevägen 18B  
Box 15 138  
167 15 Bromma

[www.convatec.se](http://www.convatec.se)

EN-DELS TÖMBARA STOMIPÅSAR  
SOFT-CONVEX



[1] = Biological Evaluation Report, one-piece soft convex ostomy products. Data on file. EuroTec B.V

[2] = Certificate of Analysis ION M0015037, test date 14-02-2017. Data on file. EuroTec B.V

[3] = Process analysis ID# TP607505, test date 13-12-2017. Data on file. EuroTec B.V

[4] = Inspection report ID# 20170426P965, test date 28-04-2017. Data on file. EuroTec B.V

© 2019 EuroTec B.V. ™ indikerar ett varumärke från EuroTec

Önskar du produktprover eller har frågor?

Kontakta oss på 020-21 22 22 eller maila till [convatec.kundservice@convatec.com](mailto:convatec.kundservice@convatec.com)

[www.convatec.se](http://www.convatec.se)

[www.convatec.se](http://www.convatec.se)

## EN-DELS STOMIBANDAGE – TÖMBARA PÅSAR SOFT-CONVEX

ILEOMATE® är en-dels stomibandage i tömbara påsar från EuroTec, distribuerad av ConvaTec. Dessa stomibandage har en hudvänlig häfta [1]. De finns i många förstansade öppningar och stomiöppningen kan lätt töjas. Konvex hudskyddsplatta för stomier vid eller under hudens nivå eller om en platt hudskyddsplatta leder till läckage. Häftan fäster bäst om huden fortfarande är lite fuktig. Den kommer behöva lite tid för att fästa ordentligt på huden. Förvärmning är inte nödvändig.



## FUNKTIONER HUDSKYDDSPLATTA:

- ✓ Hudvänlig häfta [1] helt av hydrokolloid i 0,9 mm tjocklek, utan tillsats av syntetisk gummi, som kan absorbera fukt mycket bra [2]. Som ett resultat häftar hudskyddsplattan bättre och huden håller sig i gott skick vid höga temperaturer eller ansträngande aktiviteter.
- ✓ Häftan ska fästas intakt på huden, och kan appliceras på känslig och irriterad hud.
- ✓ Toppskiktet som är av tunt skum och den mjuka konvexiteten (soft convex) gör häftan bekväm för huden.
- ✓ Hudskyddsplattan har många varianter med förstansade öppningar för stomin. Konvexringen ligger så nära stomin som möjligt och ger ett mjukt och jämt tryck.
- ✓ Den töjbara stomiöppningen skär inte in i stomin när den rör sig. (Figur 1)
- ✓ Unikt 4-punktsbälte. (Figur 2)



## FUNKTIONER TÖMNINGSBARA PÅSAR:

- ✓ Effektivt filter som gör att tarmgaser släppts ut naturligt och utan lukt [3]. (Fig.3)
- ✓ Filtret är standard med en Goretex filtermembran för att förhindra läckage [4].
- ✓ Beige påse med inspektionsfönster (Fig.4), som underlättar appliceringen på huden.
- ✓ Tömbarpåse med speciellt SOFTSAFE kardborreband (Fig.6). Rulla upp fästet fem gånger, gnugga lätt och påsen är hermetiskt försluten.
- ✓ Praktiskt 'Fingerficka' (Fig. 5), för att öppna och tömma enkelt med en hand.



## ILEOMATE® TÖMBARA PÅSAR MED KONVEX HUDSKYDDSPLATTA

Konvex hudskyddsplatta för stomier vid eller under hudens nivå.



### LARGE BEIGE MED INSPEKTIONSFÖNSTER.

10 stycken per förpackning. Påsens längd (stängd): 20 cm. Volym: 500 ml.

SVENSKT VNR	ARTIKELNUMMER	STOMIÖPPNING	MAX. ÖPPNING
738832	ILTC 113-35	13 mm (start)	35 mm
738833	ILTC 113-44	13 mm (start)	44 mm
738834	IXLTC 113-54	13 mm (start)	54 mm
738835	ILTC 119	19 mm	21 mm
738836	ILTC 122	22 mm	24 mm
738837	ILTC 125	25 mm	27 mm
738838	ILTC 128	28 mm	31 mm
738839	ILTC 132	32 mm	34 mm
738840	ILTC 135	35 mm	37 mm
738841	ILTC 138	38 mm	40 mm
738842	ILTC 141	41 mm	44 mm

## ILEOMATE® TÖMBARA PÅSAR MED OVAL KONVEX HUDSKYDDSPLATTA

Oval konvex hudskyddsplatta för stomier vid eller under hudens nivå.



### LARGE BEIGE MED INSPEKTIONSFÖNSTER.

10 stycken per förpackning. Påsens längd (stängd): 20 cm. Volym: 550 ml.

SVENSKT VNR	ARTIKELNUMMER	STOMIÖPPNING	MAX. ÖPPNING
738850	ILTCO 113-44	13 mm (start)	44 x 29 mm
738851	ILTCO 113-54	13 mm (start)	54 x 37 mm

## ILEOMATE® TÖMBARA PÅSAR MED OVAL KONVEX HUDSKYDDSPLATTA VERTIKAL

Vertikal oval konvex hudskyddsplatta för vertikala stomier vid eller under hudens nivå.



### LARGE BEIGE MED INSPEKTIONSFÖNSTER.

10 stycken per förpackning. Påsens längd (stängd): 20 cm. Volym: 550 ml.

SVENSKT VNR	ARTIKELNUMMER	STOMIÖPPNING	MAX. ÖPPNING
738852	ILTCO 113-44V	13 mm (start)	29 x 44 mm
738853	ILTCO 113-54V	13 mm (start)	37 x 54 mm