

BAHASA MELAYU

Wafer Stomahesive®

Stomahesive® Fleksibel

Wafer dengan kolar fleksibel

Arahan Penggunaan

INDIKASI

Bagi pengurusan output stoma.

LANGKAH BERJAGA-JAGA DAN PEMERHATIAN

INGATAN: Perlu berhati-hati apabila menggunakan produk pelekat di sekitar urostomi mengalir terutamanya apabila dikaitkan dengan megaureter dan ketiadaan takungan air kencing. Jarang sekali, laporan klinikal telah didokumentasikan mengenai kewujudan pelekat di dalam sistem pengumpulan buah pinggang pesakit ini. Sekiranya massa dikesan dalam saluran kencing, nilai penggunaan berterusan produk pelekat dan mulakan pengurusan klinikal yang sesuai.

Nota: Sekiranya kerengsaan berlaku, hentikan penggunaan dan rujuk pakar kesihatan.

Nota: Perlu berhati-hati untuk melindungi stoma daripada trauma atau kecederaan sepanjang masa.

ARAHAN PENGGUNAAN

PERSEDIAAN WAFER

Kulit peristom **mesti** bersih, kering dan bebas daripada bahan pelarut atau berminyak.

Pilih wafer dengan bibir yang sekurang-kurangnya 1/2 inci (13 mm) lebih besar daripada diameter paling luas stoma. **(Rajah 1)**

Jejaki garis stoma yang sama ke kertas pelepas wafer. **(Rajah 2)**

Potong di luar surihan meninggalkan sekurang-kurangnya 1/4 inci (7 mm) sawar kulit di antara lubang permulaan yang diperbesar dan bibir. Menggerak-gerakkan jari anda di dalam lubang di sepanjang pinggir tepi untuk melicinkan sebarang bucu tajam. Pastikan kertas pelepas masih menyokong massa pelekat. Tanggalkan kertas pelepas. **(Rajah 3)**

Untuk wafer dengan bukaan stoma siap dipotong, pilih wafer dengan stoma yang siap dipotong yang sama saiznya yang sama dengan diameter stoma terbesar. **Jangan** besarkan bukaan stoma yang siap dipotong. Tanggalkan kertas pelepas.

PEMASANGAN WAFER (Rajah 4)

PEMASANGAN KANTUNG

Untuk memeriksa bahan bibir, tekan di bahagian bawah bibir dan gerakan ke bahagian atas bibir.

Beberapa 'klik' mungkin kedengaran. **(Rajah 5)**

PENANGGALAN KANTUNG (Rajah 6)

PENANGGALAN WAFER (Rajah 7)

MENGGUNAKAN OUTLET INVISICLOSE™

ARAHAN UNTUK MENUTUP KANTUNG:

Sistem penutup ekor InvisiClose terdiri daripada penutup keselamatan **(A)**, penutup bercantum **(B)** dan jaluran hujung outlet **(C)**. **(Rajah 8)**

Pegang penutup keselamatan di hadapan kantung yang mendedahkan penutup bercantum. **(Rajah 9)**

Lipat hujung ekor ke arah anda empat kali dan pastikan penutup bercantum bertindih. **(Rajah 10)**

Tekan penutup bercantum bersama-sama sehingga anda merasakan ia mengunci (KLIK) ke tempatnya di sepanjang keseluruhan kepanjangannya. (Rajah 11)

Balut penutup keselamatan di sekeliling belakang kantung (bahagian badan) dan tekan penutup bercantum bersama-sama sehingga anda merasakan ia mengunci (KLIK) ke tempatnya. **(Rajah 12)**

ARAHAN UNTUK MENYALIRKAN KANTUNG:

Pusingkan bahagian belakang kantung (bahagian badan) ke arah anda. Berhati-hati angkat penutup keselamatan ke arah anda untuk membuka kunci. **(Rajah 13)**

Sambil memegang penutup keselamatan terhadap bahagian depan kantung, buka kunci penutup bercantum dengan mengangkat di sudut **(A)** dan bongkar lipatan sebanyak empat kali. **(B) (Rajah 14)**

Untuk memudahkan penyaliran dan/atau pembersihan, anda boleh membuka hujung ekor dengan menolak kedua-dua hujung salur hujung outlet menggunakan ibu jari dan jari telunjuk anda. **(Rajah 15)**

Sekiranya dikehendaki, ekor kantung boleh dibersihkan dengan sabun lembut dan air. Tepuk sehingga kering.

MENGGUNAKAN PENUTUP EKOR LURUS (Rajah 16)

MENGGUNAKAN PENUTUP EKOR MELENGKUNG (Rajah 17)

MENGGUNAKAN PAIP ACCUSEAL® (Rajah 18)

Untuk sambungan ke sistem saliran malam: **(Rajah 19)**

MENGGUNAKAN PAIP SALIRAN LIPATAN (Rajah 20)

Untuk sambungan ke sistem saliran malam: **(Rajah 21)**

Produk ini boleh kekal di tempatnya semasa mandi, mandi hujan atau berenang. Untuk kantung hujung tertutup dengan penapis, tutup penapis dengan penutup penapis yang disediakan. Ketuk sehingga kering selepas terdedah kepada air.

PELUPUSAN

Patuhi keperluan/peraturan pelupusan tempatan.

Untuk maklumat lanjut mengenai produk ConvaTec, hubungi kami di alamat di bawah.

©2017 ConvaTec Inc.

®/™ menunjukkan tanda dagang ConvaTec Inc.