

2022



Listado productos **ConvaTec**
Advanced Wound Care
REEMBOLSADOS

Descubra la revolucionaria Tecnología Hydrofiber®

Absorbe el exudado
y crea un gel suave que:



RETIENE el exudado de la herida
y las bacterias.



Se MICROADAPTA al lecho de la herida



EQUILIBRA el nivel de fluido manteniendo
un ambiente de cura húmedo

Tecnología MÁS QUE PLATA™



ROMPE: BeCl (Surfactante)

Reduce la tensión superficial del biofilm para permitir
al EDTA captar iones metálicos y evitar la reformación
del biofilm.

ROMPE: EDTA (Agente metal quelante)

Ayuda a romper el biofilm al atrapar los iones metálicos
presentes en la matriz EPS y exponer los microorganismos
a los efectos de la plata iónica.

DESTRUYE: Plata iónica

Antimicrobiano seguro y de amplio espectro que elimina
los microorganismos, dañando su ADN e interfiriendo en la
síntesis de proteínas.

AQUACEL® Extra™

AQUACEL® Extra™ es un apósito con Tecnología Hydrofiber® con fibra reforzante para heridas exudativas agudas y/o de difícil cicatrización.



Nombre comercial	Apósitos caja	Código nacional
AQUACEL® Extra™ 5x5 cm	3	480202
AQUACEL® Extra™ 10x10 cm	3	480210
AQUACEL® Extra™ 15x15 cm	3	480228

AQUACEL® Cinta

AQUACEL® Cinta está diseñado para su uso en cavidades y lleva incorporada una estructura de celulosa regenerada para aumentar su resistencia.



Nombre comercial	Apósitos caja	Código nacional
AQUACEL® Cinta 2x45 cm	3	480236



APÓSITOS CON TECNOLOGÍA HYDROFIBER® Y TECNOLOGÍA MÁS QUE PLATA™



AQUACEL® Ag+ Extra™ y AQUACEL® Ag+ Cinta son apósitos con Tecnología Hydrofiber® con plata y fibra reforzante potenciados con surfactante y un agente quelante, previenen la formación / reformación del biofilm e incrementan la eficacia de la plata para eliminar los microorganismos.



Nombre comercial	Apósitos caja	Código nacional
AQUACEL® Ag+Extra™ 5x6 cm	3	496042
AQUACEL® Ag+Extra™ 10x13 cm	3	496059
AQUACEL® Ag+Extra™ 15x14,5 cm	3	496067



Nombre comercial	Apósitos caja	Código nacional
AQUACEL® Ag+Cinta 2,5x45 cm	3	496075



ConvaMax™ SUPERABSORBER



Apósito estéril con un núcleo súper absorbente para el uso en heridas con exudado abundante.



Nombre comercial

No adhesivo

ConvaMax™ 15x15 cm

Apósitos
caja

3

Código nacional

471037

CarboFlex®

El apósito CarboFlex® es un apósito estéril, no adhesivo indicado para el control del olor en heridas malolientes. Puede combinarse con un apósito primario (como por ejemplo AQUACEL® Ag+ Extra™) en caso de querer combatir la infección que provoca el mal olor.



Nombre comercial


CarboFlex® 10x10 cm

Apósitos
caja

3

Código nacional

486274





Apósito con una triple matriz de hidrocoloide (gelatina, pectina y CMC) que facilitan el proceso de cicatrización y la retirada de tejidos necróticos (desbridamiento autolítico).

Nombre comercial	Apósitos caja	Código nacional
VariHesive® Gel Control 10x10 cm	3	467340
VariHesive® Gel Control 15x15 cm	3	467357




con reborde



Apósito con una triple matriz de hidrocoloide (gelatina, pectina y CMC) con reborde para úlceras en zonas de difícil aplicación.

Nombre comercial	Apósitos caja	Código nacional
VariHesive® Gel Control 14x14 cm	3	469759



FAMILIA DE APÓSITOS VARIHESIVE®



Apósito de triple matriz de hidrocoloide (gelatina, pectina y CMC) indicado en heridas con exudado leve.



Nombre comercial	Apósitos caja	Código nacional
VariHesive® Extra Fino 10x10 cm	3	471045
VariHesive® Extra Fino 10x15 cm	3	487686
VariHesive® Extra Fino 15x15 cm	3	471052
VariHesive® Extra Fino 15x18 cm	3	471805



Es un hidrogel con pectina indicado para aportar humedad y crear un ambiente de cura húmedo. Contiene un aplicador estéril para su uso.

Nombre comercial	Apósitos caja	Código nacional
VariHesive® Hidrogel 15g	5	477927



FoamLite™

ConvaTec



Apósito de espuma fina para el manejo de heridas, con exudado leve o nulo, en estadios finales del proceso de cicatrización.



Nombre comercial

Adhesivo

Foam Lite™ ConvaTec 10x10 cm

Foam Lite™ ConvaTec 15x15 cm

Apósitos caja

3

3

Código nacional

487728

458117

AQUACEL® Pro

Foam



Apósito de espuma multicapa con Tecnología Hydrofiber® y silicona para el tratamiento de heridas con exudado de leve a moderado y la protección de la piel. Diseñado para asegurar el microclima óptimo de la piel.



Nombre comercial

Adhesivo

AQUACEL® Foam Pro 15x15 cm

AQUACEL® Foam Pro talón

AQUACEL® Foam Pro sacro

Apósitos caja

3

3

3

Código nacional

496661

486282

469767



AQUACEL® Foam



Apósito de espuma con Tecnología Hydrofiber®.

Nombre comercial	Apósitos caja	Código nacional
Adhesivo		
AQUACEL® Foam 12,5x12,5 cm	3	493064
AQUACEL® Foam 17,5x17,5 cm	3	482133
AQUACEL® Foam talón	3	493601
AQUACEL® Foam sacro	3	493619
No adhesivo		
AQUACEL® Foam 15x15 cm	3	493072

AQUACEL® Ag Foam



Apósito de espuma con Tecnología Hydrofiber® y con plata

Nombre comercial	Apósitos caja	Código nacional
Adhesivo		
AQUACEL® Ag Foam 12,5x12,5 cm	3	482125
AQUACEL® Ag Foam sacro	3	482141
No adhesivo		
AQUACEL® Ag Foam 15x15 cm	3	487736



 **InfoTec**
93 602 37 37

 infotec@convatec.com

www.convatec.es

Síguenos en    

®/™ indican marcas del grupo ConvaTec.

©2022 ConvaTec.

AP-033214-MRL-ES

 **ConvaTec**