

El servicio de información de ConvaTec que te ofrece respuestas de calidad.



HORARIO: Lunes-Jueves 9:00h-13:00h y 14:00h-18:00h Viernes 9:00h-15:00h

#### ÍNDICE

_ 5	Ileodress® Plus	22
	UROSTOMÍA	
_ 10 _ 10 _ 12	Sistemas de 2 piezas  Urodress®  Urodress® Flexible  Consecura® Flexible Uro	24 24
13 13 14	CONVEX	27
15 15 15 15	TECNOLOGÍA MOLDEABLE OTROS SISTEMAS Sistemas pediátricos	29 31
17	Apósitos Presentaciones hospitalarias Accesorios	35
17 _ 19 _ 19 _ 20 _ 21 _ 21	CÓDIGO DE PRODUCTOS  Clasificación productos	39
	10 10 12 12 13 13 14 15 15 15 15 17 17 17 19 19 20 21	UROSTOMÍA  10 Sistemas de 2 piezas Urodress® 12 Urodress® Flexible 12 Consecura® Flexible Uro 13 14 15 TECNOLOGÍA MOLDEABLE  OTROS SISTEMAS 15 Sistemas pediátricos Apósitos Presentaciones hospitalarias Accesorios 17 19 19 CÓDIGO DE PRODUCTOS 19 20 21 21

### estoma



#### ¿Qué es un estoma?

Es una abertura artificial en el abdomen creada quirúrgicamente para derivar la salida de las heces o la orina al exterior.

#### ¿Qué saldrá por el estoma?

Siempre saldrán deposiciones las cuales variarán en función del tipo de ostomía que el paciente tenga. Estas deposiciones se recogen en una bolsa.

#### ¿Qué tipos de ostomía existen?

Existen tres tipos de ostomía que podemos clasificar en:

- · Ostomías de derivación intestinal:
  - Colostomía
  - · Ileostomía
- Ostomías de derivación urinaria.
  - Urostomía

#### ¿Dónde quedará ubicada la ostomía?

Si se trata de una colostomía, generalmente se ubica en el lado izquierdo del abdomen, debajo de la línea de la cintura. Si se trata de una ileostomía, generalmente se ubica en el lado derecho del abdomen.

#### ¿Qué tipo de sistemas existen?

#### ·Sistemas de una pieza

El protector cutáneo va unido a la bolsa y se coloca directamente en la piel.

- Sistemas de dos piezas con acoplamiento mecánico Compuestos por dos elementos separados, una bolsa y un apósito (protector cutáneo) que se acoplan mediante un sistema de aros.
- Sistemas de dos piezas con Tecnología de Acoplamiento Adhesivo(ACT)

Compuestos por dos elementos por separado, una bolsa y un protector cutáneo sin aros rígidos.

#### ¿Qué es una colostomía?

Es la exteriorización del colon a través de la pared abdominal, suturándolo a la piel, con el objeto de crear una salida artificial para el contenido intestinal.



#### Sistemas recomendados

Sistemas de una pieza



Esteem® cerrada

Sistemas con Tecnología de Acoplamiento Adhesivo (ACT)



Dispositivos Esteem *synergy*® cerrada





Tecnología moldeable





Sistemas de dos piezas con aros





Dispositivos Consecura® cerrada (cierre Autolock®)






Dispositivos Colodress® (cierre Segurdress®)

Colostomía

## lleostomía

Es la exteriorización del íleon a través de la pared abdominal, suturándolo a la piel, con el objeto de crear una salida artificial para el contenido intestinal.



#### ¿Qué es una ileostomía? Sistemas recomendados

Sistemas de una pieza



Esteem® InvisiClose®

Sistemas con Tecnología de Acoplamiento Adhesivo (ACT)



Dispositivos Esteem synergy® InvisiClose®





Tecnología moldeable





Sistemas de dos piezas con aros






Dispositivos Consecura® abierta (cierre Autolock®)





Dispositivos Ileodress® (cierre Segurdress®)

Es la derivación de la orina al exterior través de la pared abdominal, utilizando en algunos casos fragmento intestinal.



#### ¿Qué es una urostomía? Sistemas recomendados

Sistemas de dos piezas con aro





Dispositivos Consecura® para urostomía (cierre Autolock®)





Dispositivos Urodress® para urostomía (cierre Segurdress®)

**Urostomía** 

# Para más información consulte nuestra página web www.convatec.es

Aquí encontrará información fiable y relevante en el cuidado de las ostomías, el cuidado de las heridas, el manejo de la incontinencia fecal y dispositivos de infusión subcutánea.



# Colostomía



Esteem® cerrada opaca

- Forma ovalada
- Protector cutáneo con tecnología Stomahesive®
- Con filtro
- Panel de confort en los dos lados

Medida	C.N.
Rec. 20 a 70 mm	487561
30 mm	487587
35 mm	492918
40 mm	487595
50 mm	487603



Esteem® cerrada transparente

- Forma ovalada
- Protector cutáneo con tecnología Stomahesive®
- Con filtro
- Panel de confort en un lado

Medida	C.N.
30 mm	487637
35 mm	492926
40 mm	487645



Esteem® cerrada con ventana

- Forma ovalada
- Protector cutáneo con tecnología Stomahesive®
- Con filtro
- Panel de confort con ventana de visualización

Medida	C.N
Rec 20 a 70 mm	487611
35 mm	477737
40mm	477745
50 mm	477752

Bolsas



Esteem® mini cerrada con ventana

- Forma redondeada
- Protector cutáneo con tecnología Stomahesive®
- Con filtro
- Panel de confort con ventana de visualización
- Adecuada para momentos íntimos, deporte y entre irrigaciones.

Medida	C.N.
Rec. 20 a 70 mm	487538
25 mm	469080
35 mm	469098
40 mm	469106



Esteem® maxi cerrada con ventana

- Bolsa alargada, con mayor capacidad
- Protector cutáneo con tecnología Stomahesive®
- Con filtro
- Panel de confort con ventana de visualización

Medida	C.N.
Rec. 20 a 70mm	477729
35 mm	477786
40 mm	477794
50 mm	477802

# de Acoplamiento



#### Esteem synergy® cerrada opaca

- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo con anillo adhesivo que ofrece un sellado seguro
- Con filtro
- Panel de confort en los dos lados.



#### Esteem synergy® cerrada transparente

- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo con anillo adhesivo que ofrece un sellado seguro
- Con filtro
- Panel de confort en un lado



#### Esteem synergy® mini cerrada opaca


- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo con anillo adhesivo que ofrece un sellado seguro
- Con filtro
- Panel de confort en los dos lados.

C.N.
494161
494179
494187

Medida	C.N.
35 mm	494138
48 mm	494146
61 mm	494153

Medida	C.N.
48 mm	494203


La gama de colores permite identificar las medidas de las bolsas que se ajustan a cada apósito



#### Esteem synergy® Stomahesive® recortable

- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo
- Protege, fija y favorece la regeneración de la piel
- Stomahesive® en todo el apósito


Medida	C.N.
Rec. 13 a 35 mm	494047
Rec. 13 a 48 mm	494054
Rec. 13 a 61 mm	494062



# Esteem synergy® Stomahesive® Flexible recortable

- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo
- Protege, fija y favorece la regeneración de la piel
- Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido adhesivo en la parte más externa

Medida	C.N.
Rec. 13 a 35 mm	494070
Rec. 13 a 48 mm	494088
Rec. 13 a 61 mm	494096



#### Esteem *synergy*® Stomahesive® Flexible

- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo Protege, fija y favorece la regeneración de la piel
- Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido adhesivo en la parte más externa

Medida	C.N.
19/35 mm	496190
25/35 mm	496216
32/35 mm	496232
35/35 mm	496240
38/48 mm	496257
45/48 mm	496273



#### Esteem synergy® Stomahesive® Moldeable

- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo
- · Permite moldear el protector cutáneo para ajustarlo al tamaño adecuado del estoma
- Sin uso de tiieras
- Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido adhesivo con hidrocoloide en la parte más externa

Medida	C.N.
13-22/48 mm	496174
22-33/48 mm	496224
33-45/61 mm	496265



#### Esteem synergy® Convex Moldeable

- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo
- · Permite moldear el protector cutáneo para ajustarlo al tamaño adecuado del estoma
- Sin uso de tiieras
- Provoca la protusión del estoma
- Ayuda a prevenir fugas y protege la piel

C.N.
498964
498972
498980

# Bolsa



#### Consecura® Flexible cerrada opaca

- Bolsa cerrada opaca anató- Bolsa cerrada transp. anatómica Sistema de cierre automático
- Autolock® Apósito con protector cutáneo
- Stomahesive® en su parte central Filtro de carbón activo.
- Panel de confort en los dos lados
   Filtro de carbón activo



#### Consecura® Flexible cerrada transparente

- mica
- Sistema de cierre automático Autolock®
- Apósito con protector cutáneo Stomahesive® en su parte central
- Panel de confort en un lado

Medida	C.N.	Medida
35 mm	487454	45 mm
45 mm	486035	57 mm
57 mm	486043	

Disponible caja de 5 apósitos. Ver presentaciones en "Otros Sistemas" Colostomía

CN 486050 486068



#### Colodress® opaca

- Bolsa cerrada opaca anatomica
- Sistema de cierre Segurdress<sup>®</sup>
- Apósito con protector cutáneo
- Stomahesive® en todo el apósito
- Filtro de carbón activo
- Panel de confort en un lado.



#### Colodress® Flexible opaca

- Bolsa cerrada opaca anatómica
- Sistema de cierre Segurdress<sup>®</sup>
- Apósito con protector cutáneo
- Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido en su parte externa
- Filtro de carbón activo.
- Panel de confort en un lado.



#### Mini Colodress® Flexible opaca

- Bolsa cerrada opaca anatómica.
- Sistema de cierre Segurdress<sup>®</sup>
- Apósito con protector cutáneo Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido en su parte externa
- Ideal para momentos íntimos
- Panel de confort en un lado





#### opaca Bolsa cerrada opaca anatómica.

- Sistema de cierre Segurdress<sup>®</sup>
- Apósito con protector cutáneo Stomahesive® Plus en todo el
- Filtro de carbón activo

apósito

PPanel de confort en un lad



Medida	C.N.
38 mm	432203
45 mm	432211
57 mm	432229

Disponible caja de 5 apósitos. Ver presentaciones en "Otros Sistemas"

Medida	C.N.
38 mm	456897
45 mm	456905
57 mm	456913
70 mm	456921

Medida	C.N.
32 mm	456939
38 mm	456947
45 mm	456954

Medida	C.N.
38 mm	464545
15 mm	464552
57 mm	464560
70 mm	464578



# lleostomía



Esteem® InvisiClose® opaca

- Bolsa abierta opaca de 1 pieza
- Forma ovalada
- Protector cutáneo con tecnología Stomahesive®
- Con filtro
- Panel de confort en los dos lados.
- Cierre InvisiClose®, un sistema práctico de apertura y cierre integrado que queda escondido en el bolsillo del panel de confort

Medida	C.N.
Rec. 20 a 70 mm	489096
25 mm	489104
30 mm	489112
40 mm	489120



#### Esteem® InvisiClose® transparente

- Bolsa abierta transp. de 1 pieza
- Forma ovalada
- Protector cutáneo con tecnología Stomahesive®
- Con filtro
- Panel de confort en un lado
- Cierre InvisiClose®, un sistema práctico de apertura y cierre integrado que queda escondido en el bolsillo del panel de confort

Medida	C.N.	
Rec. 20 a 70 mm	489088	



Esteem® Invisiclose® con ventana





Paso 1: Doble el extremo de la bolsa hacia arriba desde la banda flexible del extremo de salida hasta que los cierres se superpongan.



- Protector cutáneo con tecnología Stomahesive®
- Panel de confort con ventana de visualizacion
- Cierre Invisiclose, un sistema práctico de apertura y cierre integrado que queda escondido en el bolsillo del panel de confort



Paso 2: Presione los cierres de velcro en todo el ancho del extremo de la bolsa. Apriete hasta que se hayan entrecruzado y sienta que la bolsa está bien cerrada.

Medida	C.N.
Rec. 20 a 70 mm	475699



#### Esteem synergy® InvisiClose® opaca

- Bolsa abierta opaca de 2 piezas sin aros rígidos
- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo con anillo adhesivo que ofrece un sellado seguro
- Con filtro
- Cierre InvisiClose®, un sistema práctico de apertura y cierre integrado que queda escondido en el bolsillo del panel de confort

Medida	C.N.
35 mm	494211
48 mm	494229
61 mm	494237



#### Esteem synergy® InvisiClose® transparente

- Bolsa abierta transparente de 2 piezas sin aros rígidos
- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo con anillo adhesivo que ofrece un sellado seguro
- Con filtro
- Cierre InvisiClose®, un sistema práctico de apertura y cierre integrado que queda escondido en el bolsillo del panel de confort

Medida	C.N.
35 mm	494245
48 mm	494252
61 mm	494260



Esteem synergy<sup>®</sup>
Stomahesive® recortable

- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo
- Protege, fija y favorece la regeneración de la piel

494047

494054

494062

• Stomahesive® en todo el apósito

Medida

Rec. 13 a 35 mm

Rec. 13 a 48 mm


Rec. 13 a 61 mm



Esteem synergy®
Stomahesive® Flexible
recortable

- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo
- Protege, fija y favorece la regeneración de la piel
- Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido adhesivo en la parte más externa

Rec. 13 a 61 mm



494096



Esteem synergy® Stomahesive® Flexible

- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo
- Protege, fija y favorece la regeneración de la piel
- Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido adhesivo en la parte más externa

)
5
2
)
7
3

lleostomía

20

#### lleostomía 21



#### Esteem synergy® Stomahesive® Moldeable

- Tecnología de Acoplamiento Tecnología Adhesivo
- adecuado del estoma
- Stomahesive® en su parte central
   Sin uso de tiieras v teiido no teiido adhesivo con • Provoca la protusión del estoma hidrocoloide en la parte más ex- • Ayuda a prevenir fugas y protege terna
- Sin uso de tijeras

Medida	C.N.
13-22/48 mm	496174
22-33/48 mm	496224
33-45/61 mm	496265



Esteem synergy® Convex Moldeable

- de Acoplamiento Adhesivo
- Permite moldear el protector cu- Permite moldear el protector cutáneo para aiustarlo al tamaño táneo para aiustarlo al tamaño adecuado del estoma

  - la piel

Medida	C.N.
13-22/35 mm	498964
22-33/48 mm	498972
33-45/61 mm	498980



Consecura® Flexible abierta opaca

- Bolsa abierta opaca anatómica
- Sistema de cierre automático Sistema de cierre automático Autolock®
- Apósito Consecura<sup>®</sup>
  - Stomahesive® en su parte cen- Stomahesive®en su parte central y tejido no tejido en su parte tral y tejido no tejido en su parte más externa
  - Panel de confort en los dos lados
     Panel de confort en un lado

Medida	C.N.
35 mm	486175
45 mm	486183
57 mm	487462



Consecura® Flexible abierta transparente

- Bolsa abierta transp, anatómica
- Autolock®
- Apósito Consecura®
- Flexible con protector cutáneo
   Flexible con protector cutáneo más externa

Medida	C.N.
45 mm	487470
57 mm	487488

Disponible caia de 5 apósitos. Ver presentaciones en "Otros Sistemas"



Ileodress® Flexible opaca

- Bolsa abierta opaca anatómica
- Sistema de cierre Segurdress®
- Apósito Stomahesive® Flexible con protector cutáneo Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido adhesivo en la parte más externa
- Pinza pequeña de máxima seguridad y fácil manejo
- Panel de confort en los dos lados

Medida	C.N.
38 mm	459032
45 mm	459040
57 mm	459057
70 mm	459065



Ileodress® Plus opaca

- Bolsa abierta opaca anatómica
- Sistema de cierre Segurdress®
- Apósito con protector cutáneo Stomahesive<sup>®</sup> Plus en todo el apósito
- Pinza pequeña de máxima seguridad y fácil manejo
- Panel de confort en los dos lados

Medida	C.N.
38 mm	465823
45 mm	465831
57 mm	465849
70 mm	465856



# Urostomía





- Bolsa larga anatómica
- obstrucción del dispositivo
- Sistema de cierre Segurdress®
- Válvula anti-refluio
- Stomahesive® en todo el apósito
- Panel de confort en un lado.



- Bolsa corta anatómica.
- Diseño especial para evitar la obstrucción del dispositivo
  - Sistema de cierre Segurdress<sup>®</sup>
  - Válvula anti-refluio
- Apósito con protector cutáneo
   Apósito con protector cutáneo Stomahesive® en todo el apósito
  - Panel de confort en un lado.



#### Urodress® Flexible Larga Urodress® Flexible Corta

- Bolsa larga anatómica
- obstrucción del dispositivo Sistema de cierre Segurdress®
- Válvula anti-refluio

Medida 32 mm 38 mm 45 mm 57 mm 70 mm

- Apósito Stomahesive® Flexible
   Apósito Stomahesive® Flexible con protector cutáneo Stomahesive® en su parte central v teiido no teiido en su parte más externa
- Panel de confort en un lado.

_	D-I	 	

- Bolsa corta anatómica.
- obstrucción del dispositivo
- Sistema de cierre Segurdress<sup>®</sup>
- Válvula anti-refluio
  - con protector cutáneo Stomahesive® en su parte central v teiido no teiido en su parte más externa
- Panel de confort en un lado.

C.N.	Medida	C.N.
456970	32 mm	457598
456988	38 mm	457606
456996	45 mm	457614
457002	57 mm	457622
461368		

Medida	C.N.	Medida	C.N.
32 mm	432393	32 mm	432351
38 mm	432401	38 mm	432369
45 mm	432419	45 mm	432377
57 mm	432427	57 mm	432385
70 mm	461350		

Disponible caja de 5 apósitos. Ver presentaciones en "Otros Sistemas"



Consecura® Flexible Uro

- Bolsa anatómica
- Diseño especial para evitar la obstrucción del dispositivo
- Cierre automático Autolock®
- Válvula anti-reflujo
- Apósito Consecura® Flexible con protector cutáneo Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido en su parte más externa
- Panel de confort en un lado

Medida	C.N.
35 mm	486084
45 mm	486092
57 mm	486100

Disponible caja de 5 apósitos. Ver presentaciones en "Otros Sistemas"



# Convex



#### Colodress® Convex

- Bolsa cerrada opaca anatómica
- Sistema de cierre Segurdress®
- Apósito Durahesive® Convex
- Indicado para ostomías complicadas
- Panel de confort en un lado
- Filtro de carbón activo

Medida	C.N.
25/45 mm	476408
28/45 mm	476416
32/45 mm	476424
34/45 mm	476432

7 Apósitos / 30 Bolsas / 7 Toallitas limpiadoras



#### Ileodress® Convex opaca Larga

- Bolsa abierta opaca anatómica
- Sistema de cierre Segurdress®
- Apósito Durahesive® Convex
- Indicado para ostomías complicadas
- Pinza segura
- Panel de confort en los dos lados

Medida	C.N.
19/45 mm	473389
22/45 mm	473397
25/45 mm	473405
28/45 mm	473413
32/45 mm	473421
34/45 mm	473439

10 Apósitos / 30 Bolsas / 10 Toallitas limpiadoras / 4 Pinzas



Convex

#### **Urodress® Convex Larga**

- Bolsa de diseño especial para evitar la obstrucción del dispositivo
- Sistema de cierre Segurdress®
- Apósito Durahesive® Convex
- Indicado para ostomías complicadas
- Panel de confort en un lado

Medida	C.N.
19/45 mm	473306
22/45 mm	473314
25/45 mm	473322
28/45 mm	473330
32/45 mm	473348
34/45 mm	473355

7 Apósitos / 30 Bolsas / 7 Toallitas limpiadoras / 1 Bolsa de drenaje nocturno



# Tecnología moldeable



Esteem synergy® Convex Moldeable (\*1)

- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo
- Permite moldear el protector cutáneo para ajustarlo al tamaño adecuado del estoma
- Sin uso de tijeras
- Ayuda a prevenir fugas y protege la piel
- Aporta convexidad moderada

Medida	C.N.	
13-22/35 mm	498964	
22-33/48 mm	498972	
33-45/61 mm	498980	



Esteem synergy® Stomahesive® Moldeable (\*1)

- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo
- Permite moldear el protector cutáneo para ajustarlo al tamaño adecuado del estoma
- Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido adhesivo con hidrocoloide en la parte más externa
- Sin uso de tijeras

Medida	C.N.
13-22/48 mm	496174
22-33/48 mm	496224
33-45/61 mm	496265



# **Otros sistemas**



#### Mini Colodress® Flexible pediátrico

- Adaptado al tamaño y las necesidades del niño
- Bolsa abierta anatómina mini opaca
- Sistema de cierre Segurdress®
- Apósito Stomahesive® Flexible con aro pediátrico
- Panel de confort en un lado.

Medida	C.N.
32 mm	461467

7 Apósitos de 8x8 cm / 30 Bolsas



#### lleodress® Flexible pediátrico

- · Adaptado al tamaño y las necesidades del niño
- Bolsa abierta anatómina mini transparente
- Sistema de cierre Segurdress<sup>®</sup> Apósito Stomahesive® Flexible
- con aro pediátrico
- Panel de confort en un lado

Medida	C.N.
32 mm	461475
45 mm	461483

10 Apósitos (8x8 cm para medida 32 mm / 10x10 cm para medida 45 mm) / 30 Bolsas / 4 Pinzas



#### Urodress® Flexible pediátrico

- · Adaptado al tamaño y las necesidades del niño
- Bolsa mini transparente
- Sistema de cierre Segurdress<sup>®</sup>
- Apósito Stomahesive® Flexible con aro pediátrico
- Panel de confort en un lado

		0	
	ji i		

#### con aro pediátrico

- Apósito pediátrico
- Sistema de cierre Segurdress<sup>®</sup>

Stomahesive® Flexible

 Protector cutáneo Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido adhesivo en su parte más externa

Medida	C.N.
32 mm	461491

7 Apósitos de 8x8 cm / 30 Bolsas / 1 Bolsa de drenaie nocturno

Medida	C.N.
32 mm	461509*
45 mm	457101**


\*5 Apósitos de 8x8 cm \*\*para esta medida se utiliza el apósito para adultos de 10x10 cm. Ver presentaciones en apósitos



#### Esteem syneray® Stomahesive® recortable(\*1)

- Adhesivo
- regeneración de la piel
- apósito

C.N.
494047
494054
494062



#### Esteem synergy Stomahesive 8 Flexible recortable (\*1)

- Adhesivo
- regeneración de la piel
- Stomahesive® en todo el Stomahesive® en su parte central Stomahesive® en su parte ceny tejido no tejido adhesivo en la parte más externa

Medida	C.N.
Rec. 13 a 35 mm	494070
Rec. 13 a 48 mm	494088
Rec. 13 a 61 mm	494096



#### Esteem syneray® Stomahesive® Flexible(\*1)

- Adhesivo
- neración de la piel
- tral y tejido no tejido adhesivo Stomahesive® en su parte cenen la parte más externa

Medida	C.N.
19/35 mm	496190
25/35 mm	496216
32/35 mm	496232
35/35 mm	496240
38/48 mm	496257
45/48 mm	496273



#### Esteem syneray® Stomahesive® Moldeable(\*1)

- Tecnología de Acoplamiento Tecnología de Acoplamiento Tecnología de Acoplamiento Adhesivo
- Protege, fija y favorece la Protege, fija y favorece la Protege, fija y favorece la regecutáneo para ajustarlo al tamaño adecuado del estoma
  - tral y tejido no tejido adhesivo con hidrocoloide en la parte más externa
  - Sin uso de tijeras

Medida	C.N.
13-22/48 mm	496174
22-33/48 mm	496224
33-45/61 mm	496265



Esteem synergy® Convex Moldeable (\*1)

- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo
- Permite moldear el protector cutáneo para ajustarlo al tamaño adecuado del estoma
- Sin uso de tijeras
- Provoca la protusión del estoma
- Ayuda a prevenir fugas y protege la piel



Consecura® Flexible con aro (\*2)

- Apósito con protector cutáneo Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido adhesivo en la parte más externa
- Sistema de cierre automático Autolock®



con aro (\*2)

 Apósito con protector cutáneo Stomahesive® en todo el apósito

Consecura® Plus

• Sistema de cierre automático Autolock®

Medida	C.N.
13-22/35 mm	498964
22-33/48 mm	498972
33-45/61 mm	498980

Medida	C.N.
35 mm/ 10x10 cm	488304
45 mm/ 10x10 cm	488312
57 mm/ 12 5x12 5 cm	488320

Medida	C.N.
35 mm/ 10x10 cm	488130
45 mm/ 10x10 cm	488148
57 mm/ 12.5x12.5 cm	488155



Stomahesive® con aro(\*3)



Stomahesive® Flexible con aro (\*3)

- Apósito con protector cutáneo Stomahesive® en todo el apósito
- Recortable

Anácito con protector cutáneo Stomaha-

Aposito con protector cutarieo stornarie-
sive® en su parte central y tejido no tejido
adhesivo en su parte más externa
Recortable

Medida	C.N.
32 mm/ 10x10 cm	431759
38 mm/ 10x10 cm	431767
45 mm/ 10x10 cm	431775
57 mm/ 10x10 cm	431783
70 mm/ 12,5x12,5 cm	431809
100 mm/ 15x15 cm	431817

Medida	C.N.
32 mm/ 10x10 cm	457085
38 mm/ 10x10 cm	457093
45 mm/ 10x10 cm	457101
57 mm/ 12,5x12,5 cm	457119
70 mm/ 12,5x12,5 cm	457127



Durahesive® Convex con aro (\*4)

- Sistema recomendado en caso de estomas planos y hundidos
- Está formado en su parte central por el protector cutáneo Durahesive® y tejido no tejido en su parte más externa
- Recortable

Medida	C.N.
19/45 mm	494732
22/45 mm	494740
25/45 mm	494757
28/45 mm	494765
32/45 mm	494773
34/45 mm	494781

<sup>(&#</sup>x27;3) Apósito disponible para los sistemas Colodress®/Ileodress®/Urodress®

<sup>(\*4)</sup> Apósito disponible para el sistema Convex



#### Bolsa Colodress® Temporal

- Bolsa abierta anatómica transparente
- Sistema de cierre Segurdress®
- Pinza pequeña de máxima seguridad y fácil manejo
- Panel de confort en un lado

Medida	C.N.
70 mm	432146
100 mm	432153





- Tiras hidrocoloides finas y flexibles
- Se superponen al borde del apósito para proporcionar una seguridad v confort añadidos
- Ayudan a prevenir fugas
- No contienen l\u00e1tex.
- Facilidad de aplicación y de retirada. Se adaptan a todos los movimientos del cuerpo
- Resistentes al agua y transpirables
- Impermeables. Protegen el apósito mientras se ducha o se baña.



#### Stomahesive®

- especialmente problemáticas por su perfil irregular
- del dispositivo de ostomía

3 Apósitos de 20x20 cm



- Cuidado de ostomías y fístulas Stomahesive® Pasta de triple acción protege, fija y favorece la regeneración de la piel
- Sirven de base para la aplicación Permite rellenar irregularidades de la piel



#### Stomahesive® Polyo protector

· Ayuda a absorber la humedad mejorando la posible irritación cutánea, previniendo las fugas y favoreciendo una mayor permanencia del apósito

Medida	C.N.
3x9 cm Curvas	190757 (•)
3x11 cm Rectas	190756 (•)

Medida	C.N.
20x20 cm	43183

Medida	C.N.
Tubo 60 g	456798

Medida	C.N.
Frasco 25 g	248161(•)



Cinturón Colodress®/Ileodress®/Urodress®

 Cinturón diseñado para reforzar la sujeción de los sistemas de dos piezas



• Pinza de máxima seguridad para bolsas abiertas

#### próxima discontinuación diciembre 2020

Medida	C.N.	Medida
1 cinturón	431734	5 unidades





#### Diamonds™ Bolsitas gelificantes de heces con sistema de control de olor ActiveOne™

- · Solidifican el contenido de la bolsa. lo cual ayuda a prevenir fugas, facilita un aplanado discreto de la bolsa v reduce el ruido
- Reducen el riesgo de hinchazón de la bolsa
- El sistema de control de olores ActiveOne™ reduce o elimina los gases v el olor asociado a las bolsas de ostomía

Medida	C.N.
100 Bolsitas	169980(•)



Niltac™ / Sensicare Eliminador de adhesivo médico no irritante

- Retirada rápida, indolora y atrau- mática Crea una película barrera que protege la piel de los efectos Permite conseguir un sellado seguro del adhesivo médico y de cuaquier residuo adhesivo
- Mezcla avanzada de siliconas 100%.
- cimiento o irritación
- rastro de residuos



SensiCare® protector cutaneo no irritante

Anillo barrera moldeable Stomahesive® Seal

- agresivos y dañinos de los desechos corporales, enzimas y adhesivos
- Mezcla avanzada de siliconas 100%.
- Ayuda a prevenir da
   ños en la piel, enroje Se seca r
   ápidamente proporcionando una duradera película
   No contiene alcohol de silicona
- Se seca en segundos sin dejar ningún No provoca acumulación de residuos o restos en los pliegues de la piel

- contra fugas y proteger la piel periestomal
- Avuda en casos de convexidad
- No irritante.

Medida	C.N.
Spray 50 ml	169977(•)
30 toallitas	169978(•)
Spray 150ml	420798(•)

Medida	C.N.
Spray 50ml	413502(•)
Spray 28ml	420797(•)
30 toallitas	413501(•)
25 aplicadores 1ml	420794(•)
25 aplicadores 3ml	420796(•)

Medida	C.N.
48 mm Fino	172260(•)
48 mm Estándar	431825
98 mm Estandar	172261(•)
Caja con 10 unidades	
Otros sistemas	38

(e) No dispensable por la Seguridad Social

# CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS POR CÓDIGO

GAMA	SISTEMAS DE UNA PIEZA	A	
Esteem® cerrada	Nombre comercial		Código ConvaTec
	Esteem® cerrada opaca rec. 20 a 70 mm	487561	420509
	Esteem® cerrada opaca 30 mm	487587	420499
16	Esteem® cerrada opaca 35 mm	492918	420502
	Esteem® cerrada opaca 40 mm	487595	420505
	Esteem® cerrada opaca 50 mm	487603	420506
	Esteem® cerrada transparente 30 mm	487637	420497
	Esteem® cerrada transparente 35 mm	492926	420500
	Esteem® cerrada transparente 40 mm	487645	420503
	Esteem® mini cerrada con ventana rec. 20 a 70 mm	487538	422190

JO DOISAS POI Caja

#### Colostomía

# CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS POR CÓDIGO

GAMA	SISTEMAS DE UNA PIEZA		
Esteem® cerrada	Nombre comercial	Código Nacional	Código ConvaTec
	Esteem® mini cerrada con ventana 25 mm	469080	422454
	Esteem® mini cerrada con ventana 35 mm	469098	422456
	Esteem® mini cerrada con ventana 40 mm	469106	422457
	Esteem® cerrada con ventana rec. 20 a 70 mm	487611	422191
	Esteem® cerrada con ventana 35 mm	477737	422194
	Esteem® cerrada con ventana 40 mm	477745	422195
	Esteem® cerrada con ventana 50 mm	477752	422196
	Esteem® maxi cerrada con ventana rec. 20 a 70 mm	477729	422198
	Esteem® maxi cerrada con ventana 35 mm	477786	422201
	Esteem® maxi cerrada con ventana 40 mm	477794	422202
	Esteem® maxi cerrada con ventana 50 mm	477802	422203
	30 Bolsas por caja		

Colostomía

SISTEMAS DE DOS PIEZAS		
Nombre comercial	Código Nacional	Código ConvaTec
Consecura® Flexible cerrada opaca 35 mm	487454	403834
Consecura® Flexible cerrada opaca 45 mm	486035	401631
Consecura® Flexible cerrada opaca 57 mm	486043	401632
Consecura® Flexible cerrada transparente 45 mm	486050	401633
Consecura® Flexible cerrada transparente 57 mm	486068	401634
	Nombre comercial  Consecura® Flexible cerrada opaca 35 mm  Consecura® Flexible cerrada opaca 45 mm  Consecura® Flexible cerrada opaca 57 mm  Consecura® Flexible cerrada transparente 45 mm	Nombre comercialCódigo NacionalConsecura® Flexible cerrada opaca 35 mm487454Consecura® Flexible cerrada opaca 45 mm486035Consecura® Flexible cerrada opaca 57 mm486043Consecura® Flexible cerrada transparente 45 mm486050

30 Bolsas por caja + 7 apósitos por caja

## Colostomía

GAMA	SISTEMAS Tecnología de Acoplamiento Adhesivo - Bolsas		
Esteem <i>synergy</i> ® cerrada			Código ConvaTec
	Esteem synergy® cerrada opaca 35 mm	494161	416775
	Esteem synergy® cerrada opaca 48 mm	494179	416779
	Esteem synergy® cerrada opaca 61 mm	494187	416783
	Esteem synergy® cerrada transparente 35 mm	494138	416774
	Esteem synergy® cerrada transparente 48 mm	494146	416778
AS THE REST	Esteem synergy® cerrada transparente 61 mm	494153	416782
	Esteem synergy® mini cerrada opaca 48 mm	494203	416781

La gama de colores permite identificar las medidas de las bolsas que se ajustan a cada apósito Presentación: 30 bolsas por caja

GAMA	SISTEMAS Tecnología de Acoplamiento Adh	esivo - Apó	ósitos
Esteem <i>synergy</i> ®	Nombre comercial	Código Nacional	Código ConvaTec
	Esteem synergy® Stomahesive® rec. 13 a 35 mm	494047	405484
	Esteem synergy® Stomahesive® rec. 13 a 48 mm	494054	405485
	Esteem synergy® Stomahesive® rec. 13 a 61 mm	494062	405486
	Esteem synergy® Stomahesive® Flexible rec. 13 a 35 mm	494070	409265
	Esteem synergy® Stomahesive® Flexible rec. 13 a 48 mm	494088	409266
	Esteem synergy® Stomahesive® Flexible rec. 13 a 61 mm	494096	409267
	Esteem synergy® Stomahesive® Flexible 19/35 mm	496190	405490
The second second	Esteem synergy® Stomahesive® Flexible 25/35 mm	496216	405492
	Esteem synergy® Stomahesive® Flexible 32/35 mm	496232	405494
1000	Esteem synergy® Stomahesive® Flexible 35/35 mm	496240	405495
	Esteem synergy® Stomahesive® Flexible 38/48 mm	496257	405496
	Esteem synergy® Stomahesive® Flexible 45/48 mm	496273	405498
	Esteem synergy® Stomahesive® Moldeable 13-22/48 mm	496174	416984
	Esteem synergy® Stomahesive® Moldeable 22-33/48 mm	496224	416985
	Esteem synergy® Stomahesive® Moldeable 33-45/61 mm	496265	416986
	Esteem synergy® Convex Moldeable 13-22/35 mm	498964	409271
	Esteem synergy® Convex Moldeable 22-33/48 mm	498972	409272
	Esteem synergy® Convex Moldeable 33-45/61 mm	498980	409273

La gama de colores permite identificar las medidas de las bolsas que se ajustan a cada apósito.

Presentación: 5 apósitos por caja



# Ileostomía

GAMA	SISTEMAS DE UNA PIEZA			
Esteem® InvisiClose®	Nombre comercial	Código Nacional	Código ConvaTec	
	Esteem® InvisiClose® standard opaca rec. 20 a 70 mm	489096	420310	
	Esteem® InvisiClose® standard opaca 25 mm	489104	420288	
	Esteem® InvisiClose® standard opaca 30 mm	489112	420294	
	Esteem® InvisiClose® standard opaca 40 mm	489120	420306	
	Esteem® InvisiClose® standard transparente rec. 20 a 70 mm	489088	420307	
	Esteem® InvisiClose® standard opaca con ventana rec. 20 a 70 mm	475699	422231	
30 bolsas por caja				

GAMA	SISTEMAS DE DOS PIEZAS		
Consecura® Flexible abierta	Nombre comercial	Código Nacional	Código ConvaTec
	Consecura® Flexible abierta opaca 35 mm	486175	401636
	Consecura® Flexible abierta opaca 45 mm	486183	401637
	Consecura® Flexible abierta opaca 57 mm	487462	403835
	Consecura® Flexible abierta transparente 45 mm	487470	403836
	Consecura® Flexible abierta transparente 57 mm	487488	403837

30 Bolsas + 4 Pinzas + 10 Apósitos por caja

## **Ileostomía**

GAMA	SISTEMAS Tecnología de Acoplamiento Adhesivo - Bolsas			
Esteem <i>synergy</i> ® InvisiClose®	Nombre comercial	Código Nacional	Código ConvaTec	
	Esteem synergy® InvisiClose® opaca 35 mm	494211	420370	
	Esteem synergy® InvisiClose® opaca 48 mm	494229	420374	
	Esteem synergy® InvisiClose® opaca 61 mm	494237	420378	
	Esteem synergy <sup>®</sup> InvisiClose <sup>®</sup> transparente 35 mm	494245	420367	
	Esteem synergy® InvisiClose® transparente 48 mm	494252	420371	
	Esteem synergy® InvisiClose® transparente 61 mm	494260	420375	

30 Bolsas por caja

La gama de colores permite identificar las medidas de las bolsas que se ajustan a cada apósito.

GAMA	SISTEMAS Tecnología de Acoplamiento Adhesivo - Apósitos			
Esteem <i>synergy</i> ®	Nombre comercial	Código Nacional	Código ConvaTec	
	Esteem synergy® Stomahesive® rec. 13 a 35 mm	494047	405484	
	Esteem synergy® Stomahesive® rec. 13 a 48 mm	494054	405485	
	Esteem synergy® Stomahesive® rec. 13 a 61 mm	494062	405486	
	Esteem synergy® Stomahesive® Flexible rec. 13 a 35 mm	494070	409265	
	Esteem synergy® Stomahesive® Flexible rec. 13 a 48 mm	494088	409266	
	Esteem synergy® Stomahesive® Flexible rec. 13 a 61 mm	494096	409267	
	Esteem synergy® Stomahesive® Flexible 19/35 mm	496190	405490	
	Esteem synergy® Stomahesive® Flexible 25/35 mm	496216	405492	
	Esteem synergy® Stomahesive® Flexible 32/35 mm	496232	405494	
1	Esteem synergy® Stomahesive® Flexible 35/35 mm	496240	405495	
	Esteem synergy® Stomahesive® Flexible 38/48 mm	496257	405496	
	Esteem synergy® Stomahesive® Flexible 45/48 mm	496273	405498	
	Esteem synergy® Stomahesive® Moldeable 13-22/48 mm	496174	416984	
	Esteem synergy® Stomahesive® Moldeable 22-33/48 mm	496224	416985	
	Esteem synergy® Stomahesive® Moldeable 33-45/61 mm	496265	416986	
	Esteem synergy® Convex Moldeable 13-22/35 mm	498964	409271	
	Esteem synergy® Convex Moldeable 22-33/48 mm	498972	409272	
	Esteem synergy® Convex Moldeable 33-45/61 mm	498980	409273	

La gama de colores permite identificar las medidas de las bolsas que se ajustan a cada apósito.

Presentación: 5 apósitos por caja



# **Urostomía**

SISTEMAS DE DOS PIEZAS		
Nombre comercial	Código Nacional	Código ConvaTec
Consecura® Flexible Uro 35 mm	486084	401640
Consecura® Flexible Uro 45 mm	486092	401642
Consecura® Flexible Uro 57 mm	486100	401643
	Nombre comercial  Consecura® Flexible Uro 35 mm  Consecura® Flexible Uro 45 mm	Nombre comercialCódigo NacionalConsecura® Flexible Uro 35 mm486084Consecura® Flexible Uro 45 mm486092

30 Bolsas + 7 Apósitos + 1 Bolsa de drenaje nocturno por caja

GAMA	COLOSTOMÍA			
Colodress® Convex	Nombre comercial	Código Nacional	Código ConvaTec	
	Colodress® Convex opaca 25/45 mm	476408	403404	
	Colodress® Convex opaca 28/45 mm	476416	403405	
	Colodress® Convex opaca 32/45 mm	476424	403406	
	Colodress® Convex opaca 34/45 mm	476432	403407	
30 Bolsas + 7 Apósitos + 7 Toallitas limpiadoras por caja				

# Sistema convex

# Sistema convex

GAMA	ILEOSTOMÍA		
lleodress® Convex	Nombre comercial	Código Nacional	Código ConvaTec
	Ileodress® Convex opaca larga 19/45 mm	473389	403450
	Ileodress® Convex opaca larga 22/45 mm	473397	403451
	Ileodress® Convex opaca larga 25/45 mm	473405	403452
	Ileodress® Convex opaca larga 28/45 mm	473413	403453
	Ileodress® Convex opaca larga 32/45 mm	473421	403454
	Ileodress® Convex opaca larga 34/45 mm	473439	403455

30 Bolsas + 10 Apósitos + 10 Toallitas limpiadoras + 4 Pinzas por caja

GAMA	UROSTOMÍA		
Urodress® Convex	I Nombre comercial		Código ConvaTec
	Urodress® Convex larga 19/45 mm	473306	403477
	Urodress® Convex larga 22/45 mm	473314	403478
	Urodress® Convex larga 25/45 mm	473322	403479
	Urodress® Convex larga 28/45 mm	473330	403480
	Urodress® Convex larga 32/45 mm	473348	403491
	Urodress® Convex larga 34/45 mm	473355	403481

30 Bolsas + 7 Apósitos + 7 Toallitas limpiadoras + 1 Bolsa de drenaje por caja

# Accesorios

Nombre comercial	Unidades / Caja	Código Nacional	Código ConvaTec
Cinturón Colodress® /Ileodress® /Urodress®	1 cinturón	431734	175510
Pinzas Ileodress®	5 unidades	431866	175653
ease™ Strips 3x9 cm – Tiras curvas	60 unidades por caja	190757(•)	422164
ease™ Strips 3x11 cm – Tiras rectas	60 unidades por caja	190756(•)	422160
Stomahesive® Pasta	Tubo 60 g	456798	183910
Stomahesive® Polvo Protector	Frasco 25 g	248161(•)	25535
Niltac™ Spray - Eliminador de adhesivo médico no irritante	1 Spray de 50ml	169977(•)	TR101
Niltac™ Toallitas - Eliminador de adhesivo médico no irritante	30 toallitas	169978(•)	TR102
Silesse™ Toallitas - Protector cutáneo no irritante	30 toallitas	169981(•)	TR103
Silesse™ Spray - Protector cutáneo no irritante	1 Spray de 50ml	169976(•)	TR104
Diamonds™ - Bolsitas gelificantes antiolor	100 bolsitas por bote	169980(•)	TR105
Stomahesive® Seal 48mm - Anillo barrera moldeable	10 unidades por caja	431825	413503
Stomahesive® Seal 48mm Fino - Anillo barrera moldeable	10 unidades por caja	172260(•)	413504
Stomahesive® Seal 98mm - Anillo barrera moldeable	10 unidades por caja	172261(•)	413505



#### Apósito hidrocoloide extra fino

El apósito VariHesive® Extra Fino es un apósito hidrocoloide extra fino que puede ser utilizado como apósito primario o secundario (combinado con AQUACEL® Extra o AQUACEL® Ag+ Extra).

Medida	NºApósitos	C. ConvaTec	C. Nacional
7,5x7,5 cm	10	187952	
10x10 cm	10	187955	
15x15 cm	10	187957	
15x18 cm	10	187914	
Post quirúrgico 5x10 c	m 10	1103441	
Post quirúrgico 5x20 c	m 10	1103442	
7,5x7,5 cm	3		471037
10x10 cm	3		471045
10x15cm	3		487686
15x15 cm	3		471052
15x18 cm	3		471805

# **DUACEL AggExtra**



# Apósito de hidrofibra de hidrocoloide CMC Na con plata

Los apósitos AQUACEL® Ag+ además de todos los beneficios de cicatrización de AQUACEL®, presentan la tecnología Ag+ que permite su uso en lesiones con biofilm e infectadas, reduciendo la carga bacteriana y evitando la reformación del biofilm

√Apósitos	C.ConvaTec	C.Nacional
10	413566	
10	413567	
5	413568	
5	413569	
ta 5	413571	
3		496042
3		496059
3		496067
ta 3		496075
	10 10 5 5 5 3 3	10 413566 10 413567 5 413568 5 413569 ta 5 413571 3 3

#### **Infusion Devices**









## Set de infusión subcutánea con cánula de teflón, de inserción vertical.

El dispositivo de infusión Neria™ Soft 90 cuenta con un sistema de bioseguridad activo que permite asegurar la aguja de inserción tras la extracción de la misma, minimizando el riesgo de pinchazos accidentales. Además de incorporar un adhesivo hipoalergénico que proporciona una adherencia segura y suave con la piel, también presenta la posibilidad de desconexión temporal de la bomba de infusión.

Medida (tubo/cánula)	Uds./caja	C.Nacional	C.ConvaTec
30 cm / 6 mm	10	186624.0	722030-5226
30 cm / 9 mm	10	186628.8	722030-5229
60 cm / 6 mm	10	186625.7	722060-5226
60 cm / 9 mm	10	186629.5	722060-5229
110 cm / 6 mm	10	186626.4	722110-5226
110 cm / 9 mm	10	186630.1	722110-5229


No dispensable por la Seguridad Social

## Set de infusión subcutánea con cánula de teflón y dispositivo de inserción automática con aquia retráctil.

El equipo de infusión Neria™ Guard presenta un dispositivo de inserción automática y una aguja retráctil que contribuye a eliminar los pinchazos accidentales, así como a mejorar la comodidad del paciente y a facilitar la inserción de la cánula. Además de incorporar un adhesivo hipoalergénico que proporciona una adherencia segura y suave con la piel, también presenta la posibilidad de desconexión temporal de la bomba de infusión.

Medida (tubo/cánula)	Uds./caja	C.Nacional	C.ConvaTec
12 cm / 6 mm 12 cm / 9 mm 60 cm / 9 mm	10 10 10	196417.5 196418.2 196419.9	704012-5226 704012-5229 704060-5229
80 cm / 9 mm	10	196420.5	704080-5229

No dispensable por la Seguridad Social





Constitución 1, 3ª 08960 Sant Just Desvern (Barcelona) www.convatec.es © 2020 ConvaTec Inc. ®/TM son marcas de ConvaTec Inc. CTLG2020