



ConvaTec
LA COLLERETTE
ACCORDÉON^{MC} NATURA^{MD}

SIMPLEMENT À LA HAUTEUR

Jane

recommence à
profiter de ses
cours de yoga

La Collerette
Accordéon^{MC} Natura^{MD}

**AIDE À RÉDUIRE AU MINIMUM
LA PRESSION EXERCÉE SUR L'ABDOMEN**

**ÉVENTAIL COMPLET DE PRODUITS POUR
RÉPONDRE AUX BESOINS DE TOUS LES PATIENTS**

CONCEPTION INTUITIVE ET FACILITÉ D'UTILISATION

Discrète
en
position
« APLATIE »

« Clic »
audible et
verrouillage
rassurants


Plus d'espace
pour le
couplage
avec le sac




UN APERÇU

Aide à réduire au minimum la pression exercée sur l'abdomen

Les barrières cutanées avec Collerette Accordéon^{MC} se soulèvent à distance du corps en laissant amplement d'espace pour les doigts afin que les patients puissent fixer leur sac en exerçant un minimum de pression sur leur abdomen.



- Conception intuitive afin de permettre aux patients de reprendre rapidement leurs activités quotidiennes
- Collerette **qui se soulève** pour fixer le sac aisément à distance du corps
- Conçues pour convenir aux personnes dont l'adresse manuelle ou la vision sont réduites



- Discrètes en position « APLATIE » afin qu'elles passent inaperçues sous les vêtements
- Barrière cutanée suit les mouvements du corps

Gamme de produits complète pour un grand éventail de patients

Des solutions sur mesure qui conviennent au style de vie de tous les patients ainsi qu'à des stomies et des abdomens variés; assure un continuum de soins de l'hôpital à la maison et pendant toute leur vie avec une stomie.

Conçues pour une utilisation facile et intuitive

Présentent des caractéristiques ingénieuses pour aider les patients à s'adapter rapidement aux soins de leur stomie, y compris la collerette qui se soulève pour faciliter le couplage avec le sac à distance du corps et le verrouillage en un clic qui procure fiabilité et confiance.



- Conçues pour aider à réduire au minimum la pression exercée sur l'abdomen et la douleur lors de la fixation du sac
- « **Clic** » audible et fixation à pression qui confirment que le sac est solidement attaché

COLLERETTE ACCORDÉON^{MC} NATURA^{MD}

Permet aux personnes avec une stomie de vivre pleinement leur vie.

Trois types de barrières cutanées avec Colletterte Accordéon^{MC}, offerts avec un vaste éventail de différents sacs confort Natura+^{MD}.

Conçue pour faciliter l'application du sac pour les personnes vivant avec une stomie.

Offerte en versions plate à découper, convexe à découper et plate avec la Technologie Malléable^{MC} de ConvaTec.




1. Colletterte Accordéon^{MC} Natura^{MD} plate, à découper

La barrière cutanée avec Colletterte Accordéon^{MC} Natura^{MD} plate, à découper est conçue pour les abdomens de forme régulière et les stomies en saillie.

La colletterte se soulève délicatement du corps pour permettre d'y verrouiller solidement d'un « clic » notre sac Natura+^{MD}. Les patients n'ont qu'à découper la barrière cutanée à la taille et à la forme de leur stomie.

La colletterte plate à découper est offerte sur les barrières cutanées Stomahesive^{MD} et Durahesive^{MD} avec un collet en acrylique.



- La colletterte se soulève et s'éloigne du corps pour permettre d'insérer aisément les doigts.
- Elle aide les patients à faire plus facilement la transition de l'hôpital à la maison.

2. Colerette Accordéon^{MC} Natura^{MD} convexe, à découper

La barrière cutanée avec la Colerette Accordéon^{MC} Natura^{MD} convexe, à découper est conçue pour les stomies à ras de peau, rétractées, cintrées et télescopiques.

La barrière cutanée appuie délicatement sur la peau péristomiale pour aider une stomie à ras de peau ou rétractée à faire saillie. De plus, la Colerette Accordéon^{MC} se soulève et s'éloigne de l'abdomen; elle laisse de l'espace pour les doigts et facilite ainsi au maximum le couplage avec le sac avec un confort accru pour le patient.

La colerette convexe à découper est offerte sur les barrières cutanées Durahesive^{MD} avec collets hydrocolloïde et en acrylique.

Il a été prouvé que la convexité améliore la qualité de vie³.

2



- **Facilite la prise en charge des stomies et des abdomens de tailles et de formes variées¹.**
- **Exerce une pression égale sur la peau pour améliorer la saillie de la stomie².**
- **Conçue pour aider à réduire au minimum les fuites et conserver ainsi une peau plus saine³.**

1. Rolstad BS. Principles and techniques in the use of convexity. Ostomy Wound Manage. 1996; 42(1):24-32.

2. Hanley J. Convex stoma appliances: are we getting it right? British Journal of Nursing (Stoma Supplement). 2013;12-16

3. Cronin E. A guide to the appropriate use of convex stoma care products. Gastrointestinal nursing.2008;6(2) Consulté le 29 fév. 2016.

3. Colerette Accordéon^{MC} Natura^{MD} plate, malléable

La Colerette Accordéon^{MC} Natura^{MD} est offerte avec notre Technologie malléable^{MC} de ConvaTec unique, qui se façonne autour de la stomie de votre patient. Elle apporte une protection cutanée éprouvée en clinique¹, pour les abdomens de forme régulière et les stomies en saillie.

La colerette plate, malléable avec la Technologie malléable^{MC} de ConvaTec est offerte sur les barrières cutanées Stomahesive^{MD} et DuraHesive^{MD} avec collet hydrocolloïde.

Plus de 95 % des personnes ayant choisi d'abord la Technologie malléable^{MC} ont conservé une peau saine⁴.



- Barrière cutanée douce et flexible comme un élastique, qui se roule afin de s'ajuster à la taille et à la forme de la stomie du patient.
- Flexible, mais assez robuste pour conserver sa fermeté, épousant la stomie pour aider à réduire les interstices et les fuites, en préservant le confort du patient.
- Conçue pour être fiable et épouser étroitement la stomie, aidant ainsi à réduire au minimum les fuites pour conserver une peau plus saine⁴.



Collerette Accordéon^{MC} NATURA^{MD} plate avec la Technologie malléable^{MC} de ConvaTec

CODE	CODE DE COULEURS	DESCRIPTION	DIMENSIONS DE LA STOMIE	DIMENSIONS DE LA COLLERETTE	QTÉ
421033	●	Barrière cutanée Stomahesive ^{MD} malléable 57 mm (1 3/4 po)	13 - 22 mm (1/2 - 7/8 po)	57 mm (2 1/4 po)	10
421034	●	Barrière cutanée Stomahesive ^{MD} malléable 57 mm (2 1/4 po)	22 - 33 mm (7/8 - 1 1/4 po)	57 mm (2 1/4 po)	10
421035	●	Barrière cutanée Stomahesive ^{MD} malléable 70 mm (2 3/4 po)	33 - 45 mm (1 1/4 - 1 3/4 po)	70 mm (2 3/4 po)	10
421039	●	Barrière cutanée Durahesive ^{MD} malléable 57 mm (1 3/4 po)	13 - 22 mm (1/2 - 7/8 po)	57 mm (2 1/4 po)	10
421040	●	Barrière cutanée Durahesive ^{MD} malléable 57 mm (2 1/4 po)	22 - 33 mm (7/8 - 1 1/4 po)	57 mm (2 1/4 po)	10
421041	●	Barrière cutanée Durahesive ^{MD} malléable 70 mm (2 3/4 po)	33 - 45 mm (1 1/4 - 1 3/4 po)	70 mm (2 3/4 po)	10



Collerette Accordéon^{MC} NATURA^{MD} plate, à découper

CODE	CODE DE COULEURS	DESCRIPTION	DIMENSIONS DE LA STOMIE	DIMENSIONS DE LA COLLERETTE	QTÉ
421454	●	Barrière cutanée Durahesive ^{MD} avec collet en acrylique 45 mm (1 3/4 po)	13 - 21 mm (1/2 - 3/4 po)	45 mm (1 3/4 po)	10
421456	●	Barrière cutanée Stomahesive ^{MD} avec collet en acrylique 45 mm (1 3/4 po)	13 - 21 mm (1/2 - 3/4 po)	45 mm (1 3/4 po)	10
421458	●	Barrière cutanée Durahesive ^{MD} avec collet en acrylique 57 mm (2 1/4 po)	13 - 33 mm (1/2 - 1 1/4 po)	57 mm (2 1/4 po)	10
421460	●	Barrière cutanée Stomahesive ^{MD} avec collet en acrylique 57 mm (2 1/4 po)	13 - 33 mm (1/2 - 1 1/4 po)	57 mm (2 1/4 po)	10
421462	●	Barrière cutanée Durahesive ^{MD} avec collet en acrylique 70 mm (2 3/4 po)	13 - 45 mm (1/2 - 1 3/4 po)	70 mm (2 3/4 po)	10
421464	●	Barrière cutanée Stomahesive ^{MD} avec collet en acrylique 70 mm (2 3/4 po)	13 - 45 mm (1/2 - 1 3/4 po)	70 mm (2 3/4 po)	10



Collerette Accordéon^{MC} NATURA^{MD} convexe, à découper

CODE	CODE DE COULEURS	DESCRIPTION	DIMENSIONS DE LA STOMIE	DIMENSIONS DE LA COLLERETTE	QTÉ
421638	●	Barrière cutanée Durahesive ^{MD} avec collet en acrylique 45 mm	13 - 22 mm (1/2 - 7/8 po)	45 mm (1 3/4 po)	10
421639	●	Barrière cutanée Durahesive ^{MD} avec collet hydrocolloïde 45 mm	13 - 22 mm (1/2 - 7/8 po)	45 mm (1 3/4 po)	10
421640	●	Barrière cutanée Durahesive ^{MD} avec collet en acrylique 57 mm	13 - 35 mm (1/2 - 1 1/4 po)	57 mm (2 1/4 po)	10
421641	●	Barrière cutanée Durahesive ^{MD} avec collet hydrocolloïde 57 mm	13 - 35 mm (1/2 - 1 1/4 po)	57 mm (2 1/4 po)	10
421642	●	Barrière cutanée Durahesive ^{MD} avec collet en acrylique 70 mm	13 - 48 mm (1/2 - 1 3/4 po)	70 mm (2 3/4 po)	10
421643	●	Barrière cutanée Durahesive ^{MD} avec collet hydrocolloïde 70 mm	13 - 48 mm (1/2 - 1 3/4 po)	70 mm (2 3/4 po)	10

SOUTIEN ET CONSEILS À TOUTES LES ÉTAPES



soutien

Pour obtenir plus d'informations, communiquez avec notre Centre des relations avec la clientèle (infirmières autorisées sur place) au **1-800-465-6302**, du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h (HNE) ou visitez notre site Web à **www.convatec.ca**