


Libérez-vous de la pression lors de l'application de votre sac.



La barrière cutanée Natura^{MD} à découper, avec collerette Accordéon, se soulève aisément pour donner tout l'espace nécessaire à vos doigts et ainsi faciliter le couplage et améliorer le confort du patient pendant l'application. Cette collerette est conçue pour les abdomens sensibles après une opération et pour tous ceux qui souhaitent un appareillage confortable en tout temps.

Barrière cutanée Natura^{MD} à découper
avec collerette Accordéon

Conçue pour faciliter l'application du sac et améliorer le confort du patient



Confort et discrétion :


- En position « **soulevée** », la collerette Accordéon donne de l'espace pour tous vos doigts afin que l'application du sac ne requière qu'un minimum de pression sur l'abdomen.
- En position « **aplatie** », la collerette se fait discrète sous les vêtements, est très flexible et épouse les formes du corps.



position « **soulevée** »



position « **aplatie** »




Ajustement sur mesure d'une barrière cutanée à découper

- Elle est facile à mesurer et à couper pour créer une ouverture sur mesure pour les stomies de toutes dimensions.
- La barrière cutanée est offerte avec les adhésifs Stomahesive^{MD} et Durahesive^{MD}.



Compatibilité avec plusieurs types de sacs Natura^{MD} :

- Utilisez la collerette Accordéon en combinaison avec nos sacs confortables Natura^{MD}  à la fine pointe de la technologie, fermés ou vidables.

Information pour commander

Collerette Natura^{MD} Accordéon à découper

Code de produit	Code de couleur	Description	Dimensions de la stomie	Taille de la collerette	Quantité par boîte
421454	●	Barrière cutanée Durahesive ^{MD} avec collet en acrylique 45mm (1 3/4 po)	13-21mm (1/2 po - 3/4 po)	45mm (1 3/4 po)	10
421456	●	Barrière cutanée Stomahesive ^{MD} avec collet en acrylique 45mm (1 3/4 po)	13-21mm (1/2 po - 3/4 po)	45mm (1 3/4 po)	10
421458	●	Barrière cutanée Durahesive ^{MD} avec collet en acrylique 57mm (2 1/4 po)	13-33mm (1/2 po - 1 1/4 po)	57mm (2 1/4 po)	10
421460	●	Barrière cutanée Stomahesive ^{MD} avec collet en acrylique 57mm (2 1/4 po)	13-33mm (1/2 po - 1 1/4 po)	57mm (2 1/4 po)	10
421462	●	Barrière cutanée Durahesive ^{MD} avec collet en acrylique 70mm (2 3/4 po)	13-45mm (1/2 po - 1 3/4 po)	70mm (2 3/4 po)	10
421464	●	Barrière cutanée Stomahesive ^{MD} avec collet en acrylique 70mm (2 3/4 po)	13-45mm (1/2 po - 1 3/4 po)	70mm (2 3/4 po)	10



Pour de plus amples renseignements, communiquez avec notre Centre des relations avec la clientèle (infirmières autorisées sur appel) au **1-800-465-6302**, du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h (HNE) ou visitez notre site Web au **www.convatec.ca**