

2016 Catalogue
de produits
2017

En vigueur le **1 Août 2016**

1-800-465-6302 | www.convatec.ca

Soins des stomies • Soins des plaies et de la peau • Continence et soins critiques

ConvaTec

Centre des relations avec la clientèle :

Qui sommes-nous ?

Le Centre des relations avec la clientèle (CRC) est une communication directe avec le personnel sur les soins des stomies, des plaies et de la peau ainsi que de la continence et des soins critiques.

Pour les professionnels de santé :

- Information clinique et données techniques sur nos produits
- Information sur les nouveaux produits
- Échantillons pour vos patients
- Documentation pour les patients sur les soins des stomies, soins de la peau, continence et soins critiques
- Expertise sur les soins des plaies

Pour les détaillants :

- Assistance technique et information sur les produits
- Échantillons pour vos clients
- Contact avec les gestionnaires de territoire

Pour les personnes vivant avec une stomie :

- Échantillons de produits
- Documentation utile
- Conseils d'experts sur les soins de leur stomie

L'équipe du CRC :

Infirmières autorisées



1-800-465-6302

Du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h (HNE)

Télécopieur sans frais : 1-877-437-1777

Vous pouvez aussi nous joindre par courriel à convatec.canada@convatec.com
ou consulter notre site Web au www.convatec.ca

TABLE DES MATIÈRES

	Page
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX (modalités de vente).....	4
INFORMATION POUR COMMANDER	5

PRODUITS POUR SOINS DES STOMIES

Appareillages pour stomies Natura ^{MD} / Natura ^{MD}  (collerette à pression)	6
Barrière cutanée Natura ^{MD} malléable avec Collerette Accordéon	13
Barrière cutanée Natura ^{MD} à découper avec Collerette Accordéon	14
Appareillages pour stomies Esteem synergy ^{MD} / Esteem synergy ^{MD} 	20
Appareillages pour stomies Active Life ^{MD}	25
Appareillages pour stomies Esteem ^{MD} 	28

PRODUITS POUR SOINS PÉDIATRIQUES

Appareillages pour stomies Little Ones ^{MD} à une pièce.....	33
Appareillages pour stomies Little Ones ^{MD} à deux pièces.....	34
Appareillages pour stomies avec Technologie de couplage adhésif ^{MC}	35

PRODUITS POUR SOINS DES STOMIES - PROTECTION CUTANÉE ET ACCESSOIRES

Barrière cutanée, poudre protectrice et pâte Stomahesive ^{MD}	36
Serviettes AllKare ^{MD}	36
Protection cutanée non irritante Silesse ^{MC} et Niltac ^{MC}	37
Sachets gélifiants et désodorisants Diamonds ^{MD}	37
Bandelette Stomahesive ^{MD}	37
Enduit protecteur oral Orabase ^{MD}	37
Adhésif pour dentiers Orahesive ^{MD} (poudre).....	37
Protecteur et barrière cutanés Eakin Cohesive ^{MD}	38
Appareillages d'irrigation Visi-Flow ^{MD}	39
Trousse pour drainage nocturne & tube pour récipient	40
Adaptateur Accuseal ^{MD}	40
Ceinture et attaches pour appareillages de stomie	40

APPAREILLAGES ET TROUSSES POSTOPÉRATOIRES

Trousses postopératoires Natura ^{MD} / Natura ^{MD} 	41
Trousses postopératoires Esteem synergy ^{MD}	43
Trousses postopératoires Esteem ^{MD} 	43
Tiges cintrées ConvaTec	43

SACS POUR FISTULES ET PLAIES

Sacs Eakin Cohesive ^{MD} pour fistules et plaies	44
---	----

PRODUITS DE CONTINENCE ET SOINS CRITIQUES

Système de prise en charge de matières fécales Flexi-Seal ^{MD} FMS.....	45
--	----

DISPOSITIF DE FIXATION

Dispositif de fixation FLEXI-TRAK ^{MD}	45
Dispositif de fixation DRAIN FIX ^{MD}	NOUVEAU 45
Cathéter urinaire intermittent ^{MD} GentleCath ^{MD}	46

ABSORPTION DE L'EXUDAT

Couvre-pansements absorbants

Pansement AQUACEL ^{MD} Foam Hydrofiber ^{MD}	47
Pansement AQUACEL ^{MD} Foam Ag Hydrofiber ^{MD}	48
Pansement mousse Foam Lite ^{MC} ConvaTec	NOUVEAU 48
Pansement AQUACEL ^{MD} Surgical Hydrofiber ^{MD}	49
Pansement AQUACEL ^{MD} Ag Surgical Hydrofiber ^{MD}	49
Pansement anti-odeurs CarboFlex ^{MD}	49

Pansements absorbants cavitaires et pansements antimicrobiens

Pansement AQUACEL ^{MD} Ag+ Extra (Prise en charge du biofilm)	50
Pansement AQUACEL ^{MD} Ag+ Pansement-mèche (Prise en charge du biofilm).....	50
Pansement AQUACEL ^{MD} Hydrofiber ^{MD}	51
Pansement AQUACEL ^{MD} Ag Hydrofiber ^{MD}	51
Pansement AQUACEL ^{MD} Extra ^{MC} Hydrofiber ^{MD}	52
Pansement AQUACEL ^{MD} Ag Extra ^{MC} Hydrofiber ^{MD}	52
Pansement AQUACEL ^{MD} Ag Burn Hydrofiber ^{MD}	53
Pansement d'alginate de calcium KALTOSTAT ^{MD}	53

RETENTION DE L'HUMIDITÉ

Pansement hydrocolloïde DuoDERM Signal ^{MD}	54
Pansement hydrocolloïde DuoDERM ^{MD} CGF ^{MD} Extra-Mince	54
Pansement hydrocolloïde DuoDERM ^{MD} CGF ^{MD}	55
Pansement hydrocolloïde DuoDERM ^{MD} CGF ^{MD} Border	55
Pansement hydrocolloïde DuoDERM ^{MD} Hydroactive ^{MD}	55

HYDRATATION ET REMPLISSAGE DES PLAIES

Gel DuoDERM ^{MD} Hydroactive ^{MD}	56
---	----

COMPRESSION

Bandage de forte compression SurePress ^{MD}	56
Bandage absorbant SurePress ^{MD}	56

SOINS DE LA PEAU

Produits pour le bain et nettoyants périnéaux Aloe Vesta ^{MD} & Sensi-Care ^{MD}	57
Hydratation et protection de la peau Aloe Vesta ^{MD} & Sensi-Care ^{MD}	58

GLOSSAIRE	59
INDEX ALPHABÉTIQUE	61
INDEX NUMÉRIQUE	64
RESSOURCES UTILES	70
FORMULAIRE D'AUTORISATION DE RETOUR DE MARCHANDISES	71
SYSTÈME DE CODAGE DES EMBALLAGES	72

^{MD} Marque déposée de ConvaTec Inc.

^{MC} Marque de commerce de ConvaTec Inc.

Utilisation autorisée au Canada pour ConvaTec Inc.

Produits Eakin Cohesive^{MD}: marque déposée de T.G. Eakin Limited.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Remarque: Afin d'éviter tout malentendu possible et de protéger les intérêts de nos clients, nous vous prions de lire attentivement les modalités de vente qui sont indiquées ci-dessous. Le non-respect de ces modalités pourrait entraîner la suspension de votre compte.

MODALITÉS DE VENTE

PRIX ET MODALITÉS DE VENTE

Les prix et modalités indiqués annulent et remplacent ceux qui sont affichés dans toutes les listes de prix précédentes et pour tous les contrats ou ententes qui sont arrivés à échéance. Étant donné les fluctuations du marché, les prix peuvent être modifiés sans préavis. **RESTRICTION A L'ACHAT ET À LA VENTE :** Les commandes de produits ConvaTec doivent être effectuées via notre bureau de commandes Canadien en composant le 1-866-987-1471 ou par l'intermédiaire d'un distributeur qui achète **directement de chez ConvaTec Canada**. Ces produits **ne doivent pas être distribués ou revendus à l'extérieur du Canada** ou à quiconque, selon le client, est susceptible d'une telle pratique.

MODALITÉS DE PAIEMENT

30 JOURS À PARTIR DE LA DATE DE LA FACTURATION.

Les transferts de fonds électroniques sont disponibles, veuillez contacter le bureau des commandes de produits.

MODIFICATION DE PRIX

La marchandise sera facturée au prix en vigueur à la date de la réception de la commande, sans exception.

Toute différence de prix devra être réclamée dans un délai de 60 jours.

ENVOIS MINIMAUX ET FRAIS DE TRANSPORT

Toutes les commandes d'une valeur minimale de 250 \$ avant taxe pour les comptes au détail et pour les établissements de soins de santé sont expédiées, port payé, par l'expéditeur choisi par le vendeur. Les commandes d'une valeur inférieure au seuil minimum requis seront sujettes à des frais de service de 50\$. Les frais supplémentaires d'expédition, occasionnés par les services spéciaux réclamés par le client seront ajoutés à la facture.

EXPÉDITIONS

Les marchandises deviennent la propriété du client lorsqu'elles lui sont remises.

MARCHANDISES MANQUANTES, ENDOMMAGÉES OU PERDUES

Les marchandises prêtes pour l'expédition quittent le dépôt en bon état. Toute réclamation pour articles endommagés, déparés ou perdus en cours de transport doit être transmise aussitôt à la compagnie chargée de l'expédition. Nous fournirons à nos clients l'assistance nécessaire au règlement de ces réclamations ainsi qu'à l'établissement de la preuve de livraison pourvu que la demande soit reçue dans les 21 jours de la facturation de la date d'expédition. **TOUS LES FRAIS SERONT CHARGÉS AU CLIENT SI LA PREUVE DE LA LIVRAISON EST ÉTABLIE.**

POLITIQUE DE RETOURS DE MARCHANDISE

Vous **DEVEZ** obtenir une autorisation écrite du Bureau des commandes pour retourner un article (téléphone : 1-866-987-1471). Cette autorisation sera confirmée par votre représentant et le crédit sera accordé seulement après que ConvaTec aura inspecté la marchandise retournée. **VOUS NE RECEVREZ AUCUN CRÉDIT POUR LES ARTICLES RETOURNÉS S'ILS NE S'ACCOMPAGNENT PAS D'UN NUMÉRO OU D'UN DOCUMENT D'AUTORISATION DE RETOUR.** Le bureau de commande peut demander une copie de l'ordre d'achat à des fins de conformité.

- Toute marchandise retournée aux fins de crédit doit être expédiée port payé dans son contenant d'origine non ouvert. Les contenants seulement partiellement remplis ou ceux dont le sceau, la boîte ou l'étiquette sont abîmés ou manquants ne seront crédités en aucun cas. Les produits doivent être emballés soigneusement avec d'être expédiés aux bureaux de ConvaTec; si le contenant ou le produit sont endommagés, même légèrement, ce dernier ne sera pas crédité. **ConvaTec ne réexpédiera pas les produits qui ont nous été envoyés, en tant que tel, s'il vous plaît assurez-vous de respecter les termes et conditions avant d'envoyer des produits à ConvaTec.**
- Les produits expédiés par ConvaTec Canada par erreur seront entièrement crédités s'ils lui sont retournés dans un délai de 21 jours à partir de la date de facturation, fret payable à destination.
- Les produits commandés par erreur seront entièrement crédités s'ils sont retournés, **port payé, dans un délai de 21 jours à partir de la date de facturation.**
- ConvaTec exigera des frais de gestion (pour reconstitution de stocks) équivalant à 15 % du montant facturé ou du plus bas prix de la présente liste de prix.
- Tous les produits retournés doivent avoir été achetés au cours des 12 mois précédents.
- Tous les produits retournés doivent avoir une durée de vie de stockage restante d'au moins 6 mois.
- Tous les produits retournés doivent avoir été reçus, par ConvaTec, dans un délai de 21 jours après l'envoi de l'autorisation écrite.
- Les produits retirés du marché depuis 6 mois ou plus suivant la date de l'avis de ce retrait par ConvaTec, y compris les offres spéciales, ne seront ni crédités ni échangés.
- Les produits qui ont été endommagés lors d'un incendie, d'une inondation, d'une vente de liquidation ou de faillite ou ceux qui ont été retournés par une autre personne que l'acheteur original ne seront ni crédités ni échangés.

ÉTIQUETTES ET CARTONS

En aucun cas nous ne fournissons séparément des étiquettes ou des cartons portant le nom de notre firme.

TAXES

Les taxes provinciales et/ou **TPS, TVH, TVQ** seront chargées en sus, si applicables.

NOS REPRÉSENTANTS N'ONT PAS LE DROIT DE MODIFIER CES MODALITÉS.

ConvaTec

Information pour commander

BUREAU DES COMMANDES - TÉLÉPHONE : 1-866-987-1471

TÉLÉCOPIEUR : 1-866-987-1472

POUR JOINDRE LE CENTRE DES RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE DE CONVATEC :

TÉLÉPHONE : 1-800-465-6302

TÉLÉCOPIEUR : 1-877-437-1777

COURRIEL : convatec.canada@convatec.com

SITE WEB : www.convatec.ca

RETOUR DE MARCHANDISES

Les retours de marchandises doivent être envoyés à:

ConvaTec Canada

DÉPARTEMENT DES RETOURS

1375, rue Newton

Boucherville, QC

J4B 5H2

SERVICE DE COMPTES-CLIENTS

Afin d'accélérer et de faciliter le paiement de votre compte, veuillez faire parvenir votre remise à l'adresse suivante. Ceci s'applique pour les chèques seulement.

TORONTO

ConvaTec Canada Ltd.

Boîte postale 15000

Station postale "A"

Toronto, ON

M5W 1C1



1425, route TransCanadienne, Suite 100 - Dorval, QC H9P 2V3 Tél: (514)-822-5900 Télécopieur : (514)-822-5930

www.convatec.ca



Guide pour établir la taille des appareillages à deux pièces Natura^{MD}

Barrières cutanées avec collerette à découper

Taille de la stomie (dia.)	13 mm 1/2 po	16 mm 5/8 po	19 mm 3/4 po	22 mm 7/8 po	25 mm 1 po	28 mm 1 1/8 po	32 mm 1 1/4 po	35 mm 1 3/8 po	38 mm 1 1/2 po	45 mm 1 3/4 po	50 mm 2 po	57 mm 2 1/4 po	64 mm 2 1/2 po	70-90 mm 2 3/4-3 1/2 po
Taille de la collerette	32 mm 1 1/4 po			38 mm 1 1/2 po		45 mm 1 3/4 po		57 mm 2 1/4 po			70 mm 2 3/4 po		100 mm 4 po	

NOTE: Toujours choisir une barrière cutanée avec collerette d'au moins 13 mm (1/2 po) **plus large** que le diamètre de la stomie.

Barrières cutanées malléables avec collerette

Taille de la stomie (dia.)	13 mm 1/2 po	16 mm 5/8 po	19 mm 3/4 po	22 mm 7/8 po	25 mm 1 po	28 mm 1 1/8 po	33 mm 1 5/16 po	38 mm 1 1/2 po	45 mm 1 3/4 po	50 mm 2 po	56 mm 2 1/8 po
Taille de la collerette	45 mm 1 3/4 po Petit				45 mm 1 3/4 po Moyen			57 mm 2 1/4 po Grand		70 mm 2 3/4 po Très grand	

Barrières cutanées malléables avec collerette Accordéon

Taille de la stomie (dia.)	13 mm 1½ po	22 mm 7⁄8 po	33 mm 1⅝ po	45 mm 1¾ po
Taille de la collerette	57 mm 2¼ po Petit		57 mm 2¼ po Moyen	70 mm 2¾ po Grand



Barrières cutanées à découper avec collerette Accordéon

Taille de la stomie (dia.)	13 mm 1/2 po	16 mm 5/8 po	19 mm 3/4 po	21 mm 13/16 po	25 mm 1 po	28 mm 1 1/8 po	33 mm 1 5/16 po	38 mm 1 1/2 po	45 mm 1 3/4 po
Taille de la collerette	45 mm 1 3/4 po				57 mm 2 1/4 po			70 mm 2 3/4 po	

NOTE: Toujours choisir une barrière cutanée avec collerette d'au moins 13 mm (1/2 po) **plus large** que le diamètre de la stomie.

BIENTÔT DISPONIBLE!

Barrières cutanées à découper convexes avec collerette Accordéon

Taille de la stomie (dia.)	13 mm 1/2 po	16 mm 5/8 po	19 mm 3/4 po	22 mm 7/8 po	25 mm 1 po	28 mm 1 1/8 po	35 mm 1 3/8 po	38 mm 1 1/2 po	48 mm 1 7/8 po
Taille de la collerette	45 mm 1 3/4 po				57 mm 2 1/4 po			70 mm 2 3/4 po	

Adaptateur pour réduction de la pression Natura^{MD}

L'adaptateur pour réduction de la pression Natura^{MD} transforme les appareillages Natura^{MD} en une solution pour réduire la pression sur l'abdomen après une intervention chirurgicale. Il s'agit d'un dispositif qu'on insère entre un sac et une barrière cutanée Natura^{MD}, créant ainsi assez d'espace pour y glisser les doigts et fixer l'anneau de raccord sans être obligé d'appuyer directement sur l'abdomen du patient, ce qui pourrait lui causer de la douleur ou endommager la zone touchée par l'opération. On doit cesser d'utiliser l'adaptateur pour réduction de la pression Natura^{MD} dès que l'abdomen n'est plus sensible. Le sac se fixe directement à la barrière cutanée sans qu'il soit nécessaire d'utiliser l'adaptateur pour réduction de la pression Natura^{MD}.

L'adaptateur pour réduction de la pression Natura^{MD} s'utilise avec les sacs et les barrières cutanées Natura^{MD} (45 mm, 57 mm, 70 mm, 100 mm). Le produit est à usage unique et jetable; il faut donc le remplacer chaque fois que l'on change la barrière cutanée.

Conseil !

Noter que les dimensions de la collerette, de la barrière cutanée Natura^{MD}, de l'adaptateur et du sac sont les mêmes.

Aide-mémoire

S'assurer de joindre l'adaptateur à la barrière cutanée avant d'appliquer sur la peau.



La barrière cutanée est vendue séparément.

401993 - Collerette 45 mm (1 3/4 po)

Boîte de 10

401994 - Collerette 57 mm (2 1/4 po)

Boîte de 10

401995 - Collerette 70 mm (2 3/4 po)

Boîte de 10

401996 - Collerette 100 mm (4 po)

Boîte de 10

Utilisation des dispositifs convexes jetables Natura^{MD} avec barrières cutanées Stomahesive^{MD} et Durahesive^{MD}


Taille de la stomie (dia.)	13 mm 1/2 po	16 mm 5/8 po	19 mm 3/4 po	22 mm 7/8 po	25 mm 1 po	28 mm 1 1/8 po	32 mm 1 1/4 po	35 mm 1 3/8 po
Utiliser une collerette de	38 mm 1 1/2 po			45 mm 1 3/4 po			57 mm 2 1/4 po	
Utiliser le dispositif convexe	404006	404007	404008	404009	404010	404011	404012	404013

Dispositif convexe jetable Natura^{MD}*

Le dispositif convexe jetable Natura^{MD} se fixe à la collerette de la barrière cutanée régulière pour lui donner une convexité dans le cas d'une stomie rétractée ou d'autres cas où il est nécessaire d'assurer un meilleur contact entre la barrière cutanée et la peau.


TAILLE DE LA COLLERETTE	DIAMÈTRE INTERNE DE L'ANNEAU	DIAMÈTRE DE LA STOMIE
404006 38 mm (1 1/2 po)	19 mm (3/4 po)	13 mm (1/2 po)
404007	22 mm (7/8 po)	16 mm (5/8 po)
404008	25 mm (1 po)	19 mm (3/4 po)
404009 45 mm (1 3/4 po)	28 mm (1 1/8 po)	22 mm (7/8 po)
404010	32 mm (1 1/4 po)	25 mm (1 po)
404011	35 mm (1 3/8 po)	28 mm (1 1/8 po)
404012 57 mm (2 1/4 po)	38 mm (1 1/2 po)	32 mm (1 1/4 po)
404013	41 mm (1 5/8 po)	35 mm (1 3/8 po)

Boîte de 5 dispositifs convexes



* Les dispositifs convexes Natura^{MD} sont compatibles seulement avec les barrières cutanées Natura^{MD}.

Barrière cutanée Natura^{MD} Stomahesive^{MD} (avec collerette ultra-plate)



Les barrières cutanées Stomahesive^{MD} sont idéales pour les personnes vivant avec une stomie dont les selles évacuées sont formées ou semi-formées. Grâce à une technique de fabrication exclusive, ces barrières fiables, munies d'une collerette ultra-plate, adhèrent aussi bien à la peau humide qu'à la peau sèche, ce qui assure une excellente étanchéité. Une couche protectrice extérieure contribue à les maintenir bien en place, ce qui contribue à les rendre d'autant plus sûres, qu'on soit sous la douche, dans la baignoire ou dans la piscine. Les barrières cutanées Natura^{MD} Stomahesive^{MD} sont conçues spécialement pour les sacs Natura^{MD}.

Le saviez-vous?

En 1972, la barrière cutanée Stomahesive^{MD} était la première barrière cutanée perfectionnée à constituer une véritable amélioration pour les soins des stomies.

Barrière cutanée Natura^{MD} Stomahesive^{MD} flexible (avec collerette ultra-plate et collet blanc), à découper



La barrière cutanée Natura^{MD} flexible avec collerette et collet s'ajuste mieux grâce à ses coins arrondis. Elle est munie d'une collerette ultra-plate et d'un papier protecteur sectionné au milieu, ce qui facilite la mise en place.

10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po)

125257 – 32 mm (1 1/4 po)

125258 – 38 mm (1 1/2 po)

125259 – 45 mm (1 3/4 po)

Boîte de 10 barrières cutanées*

12,5 cm x 12,5 cm (approx. 5 po x 5 po)

125260 – 57 mm (2 1/4 po)

125261 – 70 mm (2 3/4 po)

Boîte de 10 barrières cutanées*

Barrière cutanée Natura^{MD} Stomahesive^{MD} flexible (avec collerette ultra-plate et collet beige), à découper



10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po)

125262 – 32 mm (1 1/4 po)

125263 – 38 mm (1 1/2 po)

125264 – 45 mm (1 3/4 po)

Boîte de 10 barrières cutanées*

12,5 cm x 12,5 cm (approx. 5 po x 5 po)

125265 – 57 mm (2 1/4 po)

125266 – 70 mm (2 3/4 po)

Boîte de 10 barrières cutanées*

Barrière cutanée Natura^{MD} Stomahesive^{MD} solide (avec collerette ultra-plate), à découper



Barrière cutanée Stomahesive^{MD} solide d'une seule pièce (sans collet en tissu).

10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po)

401573 – 32 mm (1 1/4 po)

401574 – 38 mm (1 1/2 po)

401575 – 45 mm (1 3/4 po)

401576 – 57 mm (2 1/4 po)

Boîte de 10 barrières cutanées*

12,5 cm x 12,5 cm (approx. 5 po x 5 po)

401577 – 70 mm (2 3/4 po)

Boîte de 10 barrières cutanées*

15 cm x 15 cm (approx. 6 po x 6 po)

401906 – 100 mm (4 po)

Boîte de 5 barrières cutanées*

* Des guides servant à mesurer les stomies sont fournis dans chaque emballage.
Pour obtenir des guides additionnels, contactez le Centre des relations avec la clientèle de ConvaTec.

**Barrière cutanée Natura^{MD} Stomahesive^{MD} flexible
(avec collerette et collet beige), prédécoupée****Barrière cutanée protectrice avec ouverture prédécoupée**

Avec cette ouverture, aucun découpage n'est nécessaire, ce qui facilite la tâche pour les personnes dont la dextérité manuelle est limitée.

10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po)

TAILLE DE LA COLLERETTE**TAILLE DE LA STOMIE****125267** - 45 mm (1³/₄ po) -13 mm (1¹/₂ po)**125268** - 45 mm (1³/₄ po)16 mm (5⁵/₈ po)**125269** - 45 mm (1³/₄ po)19 mm (3³/₄ po)**125270** - 45 mm (1³/₄ po)22 mm (7¹/₈ po)**125271** - 45 mm (1³/₄ po)

25 mm (1 po)

125272 - 45 mm (1³/₄ po)28 mm (1¹/₈ po)**125273** - 45 mm (1³/₄ po)32 mm (1¹/₄ po)**125274** - 45 mm (1³/₄ po)35 mm (1³/₈ po)

Boîte de 10 barrières cutanées



12,5 cm x 12,5 cm (approx. 5 po x 5 po)

TAILLE DE LA COLLERETTE**TAILLE DE LA STOMIE****125275** - 57 mm (2¹/₄ po)38 mm (1¹/₂ po)**125276** - 57 mm (2¹/₄ po)41 mm (1⁵/₈ po)**125277** - 57 mm (2¹/₄ po)45 mm (1³/₄ po)

Boîte de 10 barrières cutanées

Le saviez-vous?

Si la description d'une barrière cutanée contient le terme « flexible », la barrière comprend alors une bordure adhésive.



La barrière cutanée Durahesive^{MD} assure une étanchéité qui demeure efficace plus longtemps comparativement aux barrières cutanées traditionnelles. Un effet « col roulé » aide à prévenir les fuites autour de la stomie et les ruptures de la peau, ce qui améliore le bien-être du patient et prolonge la durée de port de la barrière cutanée. Offerte en modèles solide, flexible ou convexe, avec collet beige ou blanc, cette barrière cutanée est munie d'une collerette ultra-plate pour un confort accru.

Le saviez-vous?

La barrière cutanée Durahesive^{MD} solide présente une plus grande flexibilité que la barrière cutanée Stomahesive^{MD} solide.

Barrière cutanée Natura^{MD} Durahesive^{MD} flexible (avec collerette ultra-plate et collet blanc), à découper



10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po)

413159 – 32 mm (1 ¼ po)

413160 – 38 mm (1 ½ po)

413161 – 45 mm (1 ¾ po)

Boîte de 10 barrières cutanées*

12,5 cm x 12,5 cm (approx. 5 po x 5 po)

413162 – 57 mm (2 ¼ po)

Boîte de 10 barrières cutanées*

12,5 cm x 12,5 cm (approx. 5 po x 5 po)

413163 – 70 mm (2 ¾ po)

Boîte de 10 barrières cutanées*

Barrière cutanée Natura^{MD} Durahesive^{MD} flexible (avec collerette ultra-plate et collet beige), à découper



10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po)

413164 – 32 mm (1 ¼ po)

413165 – 38 mm (1 ½ po)

413166 – 45 mm (1 ¾ po)

Boîte de 10 barrières cutanées*

12,5 cm x 12,5 cm (approx. 5 po x 5 po)

413167 – 57 mm (2 ¼ po)

Boîte de 10 barrières cutanées*

12,5 cm x 12,5 cm (approx. 5 po x 5 po)

413168 – 70 mm (2 ¾ po)

Boîte de 10 barrières cutanées*

Barrière cutanée Natura^{MD} Durahesive^{MD} solide (avec collerette ultra-plate), à découper



Barrière cutanée Durahesive^{MD} solide d'une seule pièce
(sans collet en tissu).

10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po)

413153 – 32 mm (1 ¼ po)

413154 – 38 mm (1 ½ po)

413155 – 45 mm (1 ¾ po)

413156 – 57 mm (2 ¼ po)

Boîte de 10 barrières cutanées*

12,5 cm x 12,5 cm (approx. 5 po x 5 po)

413157 – 70 mm (2 ¾ po)

Boîte de 10 barrières cutanées*

15 cm x 15 cm (approx. 6 po x 6 po)

401905 – 100 mm (4 po)

Boîte de 5 barrières cutanées*

* Des guides servant à mesurer les stomies sont fournis dans chaque emballage.
Pour obtenir des guides additionnels, contactez le Centre des relations avec la clientèle de ConvaTec.



Barrière cutanée Natura^{MD} Durahesive^{MD} flexible avec Convex-It^{MD}
(avec collerette ultra-plate et collet blanc), prédécoupée



La barrière cutanée Durahesive^{MD} flexible avec Convex-It^{MD} offre une étanchéité qui demeure efficace plus longtemps comparativement aux barrières cutanées traditionnelles. Une convexité plus marquée permet un meilleur ajustement dans les cas de stomies rétractées ou d'autres types de stomies difficiles à prendre en charge. Un effet « col roulé » aide à prévenir les fuites autour de la stomie et les ruptures de la peau, ce qui améliore le bien-être du patient et prolonge la durée de port de la barrière cutanée.

11,5 cm x 11,5 cm (approx. 4 po x 4 po)

TAILLE DE LA COLLERETTE	TAILLE DE LA STOMIE
413177 - 45 mm (1¾ po)	13 mm (½ po)
413178 - 45 mm (1¾ po)	16 mm (⅝ po)
413179 - 45 mm (1¾ po)	19 mm (¾ po)
413180 - 45 mm (1¾ po)	22 mm (⅞ po)
413181 - 45 mm (1¾ po)	25 mm (1 po)
413182 - 45 mm (1¾ po)	28 mm (1⅙ po)
413183 - 45 mm (1¾ po)	32 mm (1¼ po)
413184 - 45 mm (1¾ po)	35 mm (1⅜ po)
Boîte de 10 barrières cutanées	

12,5 cm x 12,5 cm (approx. 5 po x 5 po)

TAILLE DE LA COLLERETTE	TAILLE DE LA STOMIE
413185 - 57 mm (2¼ po)	38 mm (1½ po)
413186 - 57 mm (2¼ po)	41 mm (1⅝ po)
413187 - 57 mm (2¼ po)	45 mm (1¾ po)
413188 - 57 mm (2¼ po)	50 mm (2 po)
Boîte de 10 barrières cutanées	


Barrière cutanée Natura^{MD} avec la Technologie malléable^{MC} de ConvaTec

Les barrières cutanées malléables Natura^{MD} permettent de modeler l'ouverture à la taille et à la forme de la stomie sans l'utilisation de ciseaux.

La barrière cutanée Natura^{MD} avec la Technologie malléable^{MC} de ConvaTec est disponible avec un collet blanc en hydrocolloïde adhésif (CH) ou avec un collet blanc en acrylique adhésif (CA)



Les barrières cutanées Natura^{MD} avec la Technologie malléable^{MC} de ConvaTec procurent un ajustement sans inquiétudes grâce à l'adhésif malléable doté de la Technologie de reprise de forme^{MC}. Cet adhésif s'ajuste délicatement aux contours de la stomie créant ainsi une barrière cutanée sur mesure, qui protège bien la peau.



Durahesive^{MD}

Collet

CH	CA
----	----

10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po)

			TAILLE DE LA COLLERETTE	TAILLE DE LA STOMIE
411800	413417 - Petit		45 mm (1 ³ / ₄ po)	13 mm - 22 mm (1 ¹ / ₂ po - 7 ⁷ / ₈ po)
411802	413418 - Moyen		45 mm (1 ³ / ₄ po)	22 mm - 33 mm (7 ⁷ / ₈ po - 1 ¹ / ₄ po)
			12,5 cm x 12,5 cm (approx. 5 po x 5 po)	
			TAILLE DE LA COLLERETTE	TAILLE DE LA STOMIE
411804	413419 - Grand		57 mm (2 ¹ / ₄ po)	33 mm - 45 mm (1 ¹ / ₄ po - 1 ³ / ₄ po)
411806	413420 - Très grand		70 mm (2 ³ / ₄ po)	45 mm - 56 mm (1 ³ / ₄ po - 2 ¹ / ₈ po) - ovale

Boîte de 10 barrières cutanées

Stomahesive^{MD}

Collet

CH	CA
----	----

10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po)

			TAILLE DE LA COLLERETTE	TAILLE DE LA STOMIE
411801	413421 - Petit		45 mm (1 ³ / ₄ po)	13 mm - 22 mm (1 ¹ / ₂ po - 7 ⁷ / ₈ po)
411803	413422 - Moyen		45 mm (1 ³ / ₄ po)	22 mm - 33 mm (7 ⁷ / ₈ po - 1 ¹ / ₄ po)
			12,5 cm x 12,5 cm (approx. 5 po x 5 po)	
			TAILLE DE LA COLLERETTE	TAILLE DE LA STOMIE
411805	413423 - Grand		57 mm (2 ¹ / ₄ po)	33 mm - 45 mm (1 ¹ / ₄ po - 1 ³ / ₄ po)
411807	413424 - Très grand		70 mm (2 ³ / ₄ po)	45 mm - 56 mm (1 ³ / ₄ po - 2 ¹ / ₈ po) - ovale


Boîte de 10 barrières cutanées

Barrière cutanée Natura^{MD} Durahesive^{MD} flexible, à convexité avec la Technologie malléable^{MC} de ConvaTec (avec collerette ultra-plate et collet blanc), collet en acrylique adhésif

LA CONVEXITÉ
MALLÉABLE



Ce modèle permet d'obtenir une ouverture sur mesure pour les stomies rétractées, à ras de peau, rondes, ovales ou irrégulières. La barrière cutanée Natura^{MD} Durahesive^{MD} flexible à convexité avec la Technologie malléable^{MC} de ConvaTec est conçue uniquement pour les sacs Natura^{MD}.



11,5 cm x 11,5 cm (approx. 4 po x 4 po)

	TAILLE DE LA COLLERETTE	DIAMÈTRE DE LA STOMIE
404592 - Petit	45 mm (1 ³ / ₄ po)	13 mm - 22 mm (1 ¹ / ₂ po - 7 ⁷ / ₈ po)
404593 - Moyen	45 mm (1 ³ / ₄ po)	22 mm - 33 mm (7 ⁷ / ₈ po - 1 ¹ / ₄ po)

Boîte de 10 barrières cutanées

12,5 cm x 12,5 cm (approx. 5 po x 5 po)

	TAILLE DE LA COLLERETTE	DIAMÈTRE DE LA STOMIE
404594 - Grand	57 mm (2 ¹ / ₄ po)	33 mm - 45 mm (1 ¹ / ₄ po - 1 ³ / ₄ po)

Boîte de 10 barrières cutanées

Barrières cutanées Natura^{MD} avec Collerette Accordéon

La collerette Natura^{MD} Accordéon facilite grandement l'application du sac et améliore son confort. Éliminez la pression! Cette collerette se soulève facilement pour donner plus d'espace à vos doigts. Avec amplement d'espace pour le couplage, la collerette Natura^{MD} Accordéon est idéale pour les abdomens sensibles après une opération. En position « aplatie », elle se fait discrète sous les vêtements, est très flexible et épouse les formes du corps. Elle est compatible avec nos sacs, à la fine pointe de la technologie.




Barrière cutanée Natura^{MD} Durahesive^{MD} Malléable avec collerette Accordéon, collet beige en hydrocolloïde (CH)



La barrière cutanée Durahesive^{MD} maintient une protection efficace plus longtemps que les barrières cutanées conventionnelles.

11,5 cm x 11,5 cm (approx. 4,5 po x 4,5 po)



TAILLE DE LA COLLERETTE

TAILLE DE LA STOMIE

421039 - Petit

57 mm (2¹/₄ po)

13 mm - 22 mm (1/2 po - 7/8 po)

421040 - Moyen

57 mm (2¹/₄ po)

22 mm - 33 mm (7/8 po - 1⁵/₁₆ po)

12 cm x 12 cm (approx. 5 po x 5 po)

TAILLE DE LA COLLERETTE

TAILLE DE LA STOMIE

421041 - Grand

70 mm (2³/₄ po)

33 mm - 45 mm (1¹/₄ po - 1³/₄ po)


Boîte de 10 barrières cutanées

Barrière cutanée Natura^{MD} Stomahesive^{MD} Malléable avec collerette Accordéon, collet en acrylique (CA) beige



Les barrières cutanées Stomahesive^{MD} sont idéales pour les personnes dont les selles de la stomie sont semi-solides à solides.

11,5 cm x 11,5 cm (approx. 4,5 po x 4,5 po)



TAILLE DE LA COLLERETTE

TAILLE DE LA STOMIE

421033 - Petit

57 mm (2¹/₄ po)

13 mm - 22 mm (1/2 po - 7/8 po)

421034 - Moyen

57 mm (2¹/₄ po)

22 mm - 33 mm (7/8 po - 1⁵/₁₆ po)

12 cm x 12 cm (approx. 5 po x 5 po)

TAILLE DE LA COLLERETTE

TAILLE DE LA STOMIE

421035 - Grand

70 mm (2³/₄ po)

33 mm - 45 mm (1¹/₄ po - 1³/₄ po)

Boîte de 10 barrières cutanées



Libérez-vous de la pression lors de l'application de votre sac.



Barrière cutanée Natura^{MD} Stomahesive^{MD} à découper, avec collerette Accordéon, collet en acrylique (CA) blanc



10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po)

421456 - Petit 45 mm (1³/₄ po) pour stomies jusqu'à 21mm (7/8 po)

421460 - Moyen 57 mm (2¹/₄ po) pour stomies jusqu'à 33mm (1¹/₄ po)

11,5 cm x 11,5 cm (approx. 4,5 po x 4,5 po)

421464 - Grand 70 mm (2³/₄ po) pour stomies jusqu'à 45mm (1³/₄ po)

Boîte de 10 barrières cutanées*

Barrière cutanée Natura^{MD} Durahesive^{MD} à découper, avec collerette Accordéon, collet en acrylique (CA) blanc



10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po)

421454 - Petit 45 mm (1³/₄ po) pour stomies jusqu'à 21 mm (7/8 po)

421458 - Moyen 57 mm (2¹/₄ po) pour stomies jusqu'à 33 mm (1¹/₄ po)

11,5 cm x 11,5 cm (approx. 4,5 po x 4,5 po)

421462 - Grand 70 mm (2³/₄ po) pour stomies jusqu'à 45 mm (1³/₄ po)

Boîte de 10 barrières cutanées*

Barrière cutanée Natura^{MD} Durahesive^{MD} convexe, à découper, avec collerette Accordéon, collet en acrylique (CA) ou hydrocolloïde adhésif (CH)



BIENTÔT DISPONIBLE

Collet

CA	CH
----	----

10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po)

421638 **421639 - Petit** 45 mm (1³/₄ po) pour stomies jusqu'à 22 mm (7/8 po)

421640 **421641 - Moyen** 57 mm (2¹/₄ po) pour stomies jusqu'à 35 mm (1³/₈ po)

11,5 cm x 11,5 cm (approx. 4,5 po x 4,5 po)

421642 **421643 - Grand** 70 mm (2³/₄ po) pour stomies jusqu'à 48 mm (1⁷/₈ po)

Boîte de 10 barrières cutanées



position « **soulevée** »

position « **aplatie** »

L'appareillage à deux pièces est polyvalent, car il permet de retirer le sac ou de le remplacer par un autre type de sac Natura^{MD} sans avoir à retirer la barrière cutanée. Il est offert avec un revêtement confortable sur un seul ou sur les deux panneaux.

Sac vidable Natura^{MD}, sans filtre

Le matériau de plastique léger des sacs vidables Natura^{MD} bloque les odeurs ainsi que le bruit des gaz.



Petit, 25,4 cm (10 po), opaque, panneau confort des 2 côtés, sans filtre

Boîte de 10

401505 – 32 mm (1¼ po)
401506 – 38 mm (1½ po)
401507 – 45 mm (1¾ po)
401508 – 57 mm (2¼ po)
401509 – 70 mm (2¾ po)

Boîte de 20

404030 – 32 mm (1¼ po)
404031 – 38 mm (1½ po)
404032 – 45 mm (1¾ po)
404033 – 57 mm (2¼ po)
404034 – 70 mm (2¾ po)

Boîte de 10 sacs (2 attaches par boîte)
Boîte de 20 sacs (2 attaches par boîte)

Standard, 30,5 cm (12 po), opaque, panneau confort des 2 côtés, sans filtre

Boîte de 10

401500 – 32 mm (1¼ po)
401501 – 38 mm (1½ po)
401502 – 45 mm (1¾ po)
401503 – 57 mm (2¼ po)
401504 – 70 mm (2¾ po)

Boîte de 20

404025 – 32 mm (1¼ po)
404026 – 38 mm (1½ po)
404027 – 45 mm (1¾ po)
404028 – 57 mm (2¼ po)
404029 – 70 mm (2¾ po)

Boîte de 10 sacs (2 attaches par boîte)
Boîte de 20 sacs (2 attaches par boîte)

Standard, 30,5 cm (12 po), opaque, panneau confort 1 côté, sans filtre

404014 – 32 mm (1¼ po)
404015 – 38 mm (1½ po)
404016 – 45 mm (1¾ po)
404017 – 57 mm (2¼ po)
404018 – 70 mm (2¾ po)

Boîte de 20 sacs (2 attaches par boîte)

Standard, 30,5 cm (12 po), transparent, panneau confort 1 côté, sans filtre

401510 – 32 mm (1¼ po)
401511 – 38 mm (1½ po)
401512 – 45 mm (1¾ po)
401513 – 57 mm (2¼ po)
401514 – 70 mm (2¾ po)

Boîte de 10 sacs (2 attaches par boîte)

Grand, 35,5 cm (14 po), transparent, panneau confort 1 côté, sans filtre

Pour la prise en charge des stomies cintrées, des fistules abdominales et des plaies exsudatives.

401515 – 100 mm (4 po)

Boîte de 10 sacs (2 attaches par boîte)

Le saviez-vous?

Le revêtement confortable (panneau confort) des sacs vidables est fait d'une maille de plastique très fine, aussi douce que du satin sur la peau.



Sac vidable avec filtre Natura^{MD}



Le sac vidable Natura^{MD} avec filtre est conçu pour demeurer plat, éliminer le recours à l'évacuation d'air manuelle et maîtriser les odeurs.

Standard, 30,5 cm (12 po), transparent, panneau confort 1 côté, avec filtre

411264 – 38 mm (1½ po)

411265 – 45 mm (1¾ po)

411266 – 57 mm (2¼ po)

411267 – 70 mm (2¾ po)

Boîte de 10 sacs (2 attaches par boîte)
(Couvre-filtres imperméables fournis dans chaque boîte)

Standard, 30,5 cm (12 po), opaque, panneau confort des 2 côtés, avec filtre

411490 – 38 mm (1½ po)

411491 – 45 mm (1¾ po)

411492 – 57 mm (2¼ po)

411493 – 70 mm (2¾ po)

Boîte de 20 sacs (2 attaches par boîte)
(Couvre-filtres imperméables fournis dans chaque boîte)

Petit, 25,4 cm (10 po), opaque, panneau confort des 2 côtés, avec filtre

411289 – 38 mm (1½ po)

411290 – 45 mm (1¾ po)

411291 – 57 mm (2¼ po)

Boîte de 20 sacs (2 attaches par boîte)
(Couvre-filtres imperméables fournis dans chaque boîte)

Sac vidable Natura^{MD} à grande capacité avec filtre



On utilise ce sac en présence d'une évacuation à débit élevé, causée par le syndrome de l'intestin court ou une autre affection.

Standard, 30,5 cm (12 po), opaque, panneau confort 1 côté, avec filtre

401557 – 45 mm (1¾ po)

401558 – 57 mm (2¼ po)

401559 – 70 mm (2¾ po)

Boîte de 5 sacs
(1 attache et 1 adaptateur pour drainage secondaire par boîte)

Standard, 30,5 cm (12 po), Transparent, panneau confort 1 côté, avec filtre

420695 – 45 mm (1¾ po)

420696 – 57 mm (2¼ po)

420697 – 70 mm (2¾ po)

Boîte de 5 sacs
(1 attache et 1 adaptateur pour drainage secondaire par boîte)

Conseil !

Les filtres intégrés aux sacs vidables et aux sacs fermés doivent être protégés par un couvre-filtre imperméable lors du bain.



Sac vidable Natura^{MD} avec dispositif de fermeture (sans attache) InvisiClose^{MD}, sans filtre



Régulier

Standard, 30,5 cm (12 po), opaque, panneau confort 1 côté, sans filtre

413332 – 32 mm (1 ¼ po)

413334 – 45 mm (1 ¾ po)

413335 – 57 mm (2 ¼ po)

413336 – 70 mm (2 ¾ po)

Boîte de 20 sacs

Régulier

Standard, 30,5 cm (12 po), transparent, panneau confort 1 côté, sans filtre

413312 – 45 mm (1 ¾ po)

413313 – 57 mm (2 ¼ po)

413314 – 70 mm (2 ¾ po)

Boîte de 10 sacs

Sac vidable Natura^{MD} ⊕ avec fermeture InvisiClose^{MD} et pochette Lock-It Pocket^{MC}, sans filtre



⊕

Standard, 30,5 cm (12 po), transparent, panneau confort 1 côté, sans filtre

416418 – 45 mm (1 ¾ po)

416421 – 57 mm (2 ¼ po)

416424 – 70 mm (2 ¾ po)

416472 – 100 mm (4 po)

Boîte de 10 sacs

Sac vidable Natura^{MD} et dispositif de fermeture (sans attache) InvisiClose^{MD}, avec filtre



Régulier

Standard, 30,5 cm (12 po), opaque, panneau confort des 2 côtés avec filtre

411309 – 38 mm (1 ½ po)

411310 – 45 mm (1 ¾ po)

411311 – 57 mm (2 ¼ po)

411312 – 70 mm (2 ¾ po)

Boîte de 20 sacs

(Couvre-filtres imperméables fournis dans chaque boîte)

Régulier

Standard, 30,5 cm (12 po), transparent, panneau confort 1 côté avec filtre

411360 – 45 mm (1 ¾ po)

411361 – 57 mm (2 ¼ po)

411362 – 70 mm (2 ¾ po)

Boîte de 10 sacs

(Couvre-filtres imperméables fournis dans chaque boîte)

Sac vidable Natura^{MD} ⊕ fermeture InvisiClose^{MD} et pochette Lock-It Pocket^{MC}, avec filtre



⊕

Standard, 30,5 cm (12 po), opaque, panneau confort des 2 côtés, avec filtre

416415 – 38 mm (1 ½ po)

416417 – 45 mm (1 ¾ po)

416420 – 57 mm (2 ¼ po)

416423 – 70 mm (2 ¾ po)

Boîte de 10 sacs

(Couvre-filtres imperméables fournis dans chaque boîte)

⊕

Standard, 30,5 cm (12 po), transparent, panneau confort 1 côté, avec filtre

416416 – 45 mm (1 ¾ po)

416419 – 57 mm (2 ¼ po)

416422 – 70 mm (2 ¾ po)

Boîte de 10 sacs

(Couvre-filtres imperméables fournis dans chaque boîte)



Sac fermé Natura^{MD} / Natura^{MD}

Conçus expressément pour un usage unique, les sacs fermés constituent le choix idéal pour les occasions spéciales et les moments d'intimité, mais peuvent aussi se porter en tout temps. Ces sacs libèrent le patient de la manipulation des attaches et de la vidange du sac.

Sac fermé Natura^{MD}



Régulier

Standard, opaque, 20,3 cm (8 po), panneau confort des 2 côtés, sans filtre

401521 – 38 mm (1½ po)

401522 – 45 mm (1¾ po)

401523 – 57 mm (2¼ po)

401524 – 70 mm (2¾ po)

Boîte de 30 sacs

Natura^{MD}

Standard, opaque, 20,3 cm (8 po), panneau confort des 2 côtés, sans filtre

416401 – 32 mm (1¼ po)

416404 – 38 mm (1½ po)

416407 – 45 mm (1¾ po)

416410 – 57 mm (2¼ po)

416413 – 70 mm (2¾ po)

Boîte de 30 sacs



Petit, opaque, 15,2 cm (6 po), panneau confort des 2 côtés, sans filtre

416402 – 32 mm (1¼ po)

416405 – 38 mm (1½ po)

416408 – 45 mm (1¾ po)

416411 – 57 mm (2¼ po)

Boîte de 30 sacs

Sac fermé Natura^{MD} avec filtre



Régulier

Standard, opaque, 20,3 cm (8 po), panneau confort des 2 côtés, avec filtre

401525 – 38 mm (1½ po)

401526 – 45 mm (1¾ po)

401527 – 57 mm (2¼ po)

401528 – 70 mm (2¾ po)

Boîte de 30 sacs

(Couvre-filtres imperméables fournis dans chaque boîte)

Natura^{MD}

Standard, opaque, 20,3 cm (8 po), panneau confort des 2 côtés, avec filtre

416400 – 32 mm (1¼ po)

416403 – 38 mm (1½ po)

416406 – 45 mm (1¾ po)

416409 – 57 mm (2¼ po)

416412 – 70 mm (2¾ po)

Boîte de 30 sacs

(Couvre-filtres imperméables fournis dans chaque boîte)



Minisac Natura^{MD}, sans filtre

Le minisac Natura^{MD} est un sac fermé de petite taille, conçu pour les personnes qui préfèrent un appareillage encore plus discret, ou pour les enfants ayant besoin d'un plus petit sac. Il constitue le choix idéal pour les activités sociales, les voyages, la baignade ou les moments d'intimité.



Opaque, 12,5 cm (5 po), panneau confort 1 côté, sans filtre

401529 – 32 mm (1¼ po)

401530 – 38 mm (1½ po)

401531 – 45 mm (1¾ po)

401532 – 57 mm (2¼ po)

Boîte de 20 minisacs

Adaptateur à collerette Natura^{MD} avec filtre

L'adaptateur comporte un filtre en tissu au charbon, un dispositif de libération des gaz, un panneau intérieur doux et confortable ainsi qu'une compresse absorbante. Il est spécialement conçu pour les personnes qui ont recours à l'irrigation et qui ne portent pas de sac entre chaque irrigation ou encore, pour un usage de courte durée pendant les périodes où la stomie est au repos.



Opaque, panneau confort 1 côté, avec filtre

401909 – 45 mm (1¾ po)

Boîte de 25 adaptateurs

(Couvre-filtres imperméables fournis dans chaque boîte)



Sac pour urostomie Natura^{MD}

Ce sac est conçu pour toutes les barrières cutanées Natura^{MD} Stomahesive^{MD} et Durahesive^{MD}. Tous les sacs pour urostomies Natura^{MD} comportent un **panneau confort d'un côté**.

Sac pour urostomie Natura^{MD} avec valve Accuseal^{MD}

Le sac pour urostomie Natura^{MD} avec valve Accuseal^{MD} comporte une valve de vidange pivotante et un bouchon à tige qui assurent une protection accrue contre les fuites. L'adaptateur Accuseal^{MD} facilite le raccord à un récipient de vidange nocturne. Le sac pour urostomie Natura^{MD} avec valve Accuseal^{MD} est muni d'une valve antireflux efficace. La forme du sac permet de le vider facilement et rapidement. Les sacs pour urostomies Natura^{MD} avec valve Accuseal^{MD} discrète sont confortables, faciles à manipuler et passent davantage inaperçus sous les vêtements.

Conseil !

Les sacs pour urostomies Natura^{MD} dotés d'une valve Accuseal^{MD} peuvent être directement raccordés à l'appareillage de drainage nocturne. Aucun dispositif de raccord n'est requis.



Standard, 25,4 cm (10 po), transparent

401542 – 32 mm (1¼ po)

401543 – 38 mm (1½ po)

401544 – 45 mm (1¾ po)

401545 – 57 mm (2¼ po)

401546 – 70 mm (2¾ po)

Boîte de 10 sacs (2 adaptateurs Accuseal^{MD} par boîte)

Petit, 23 cm (9 po), opaque

401547 – 32 mm (1¼ po)

401548 – 38 mm (1½ po)

401549 – 45 mm (1¾ po)

401550 – 57 mm (2¼ po)

Boîte de 10 sacs (2 adaptateurs Accuseal^{MD} par boîte)

Standard, 25,4 cm (10 po), opaque

401551 – 32 mm (1¼ po)

401552 – 38 mm (1½ po)

401553 – 45 mm (1¾ po)

401554 – 57 mm (2¼ po)

401555 – 70 mm (2¾ po)

Boîte de 10 sacs (2 adaptateurs Accuseal^{MD} par boîte)

Sac pour urostomie Natura^{MD} avec bonde pliable

Les sacs pour urostomies Natura^{MD} avec bonde pliable sont confortables, faciles à manipuler et discrets.



Petit, 20,3 cm (8 po), transparent

401538 – 32 mm (1¼ po)

401539 – 38 mm (1½ po)

401540 – 45 mm (1¾ po)

401541 – 57 mm (2¼ po)

Boîte de 10 sacs (2 adaptateurs plastiques transparents par boîte)

Standard, 23 cm (9 po), transparent

401533 – 32 mm (1¼ po)

401534 – 38 mm (1½ po)

401535 – 45 mm (1¾ po)

401536 – 57 mm (2¼ po)

401537 – 70 mm (2¾ po)

Boîte de 10 sacs (2 adaptateurs plastiques transparents par boîte)

Sac pour urostomie Natura^{MD} ☞ avec bonde souple

Le sac Natura^{MD} ☞ pour Urostomie avec bonde souple comprend une forme redessinée et est muni d'un panneau confort doux du côté du corps. Une membrane de déviation distribue uniformément l'urine pour un profil plus discret et offre moins de tiraillement. La bonde souple améliorée est conçue pour offrir à la fois sécurité et confort.



NOUVEAU

Standard, 10 po, sac pour urostomie Natura ☞ avec bonde souple, transparent

413435 – 32 mm (1¼ po)

413436 – 38 mm (1½ po)

413437 – 45 mm (1¾ po)

413438 – 57 mm (2¼ po)

413439 – 70 mm (2¾ po)

Boîte de 10 sacs (2 adaptateurs plastiques transparents par boîte)



Appareillages à deux pièces Esteem synergy^{MD}

Tableau de correspondance des barrières cutanées et des sacs

Le tableau ci-dessous indique, pour chaque barrière cutanée, les grandeurs de stomie appropriées, ainsi que le diamètre du collet adhésif du sac compatible avec chacune des barrières.

Barrières cutanées plates

Grandeur	Couleur de l'étiquette	Code de référence identifiant la grandeur appropriée	Grandeur maximale de la stomie
Petit	Bleu	35	35 mm (1 ³ / ₈ po)
Moyen	Vert	48	48 mm (1 ⁷ / ₈ po)
Grand	Jaune	61	61 mm (2 ³ / ₈ po)
Très grand	Pêche	89	89 mm (3 ¹ / ₂ po)

Barrières cutanées Durahesive^{MD} flexible à convexité malléable

Grandeur	Couleur de l'étiquette	Code de référence identifiant la grandeur appropriée	Grandeur maximale de la stomie
Petit	Bleu	35	22 mm (7/ ₈ po)
Moyen	Vert	48	33 mm (1 ¹ / ₄ po)
Grand	Jaune	61	45 mm (1 ³ / ₄ po)

Sacs

Grandeur	Couleur de l'étiquette	Code de référence identifiant la grandeur appropriée	Diamètre de la collerette du sac
Petit	Bleu	35	35 mm (1 ³ / ₈ po)
Moyen	Vert	48	48 mm (1 ⁷ / ₈ po)
Grand	Jaune	61	61 mm (2 ³ / ₈ po)
Très grand	Pêche	89	89 mm (3 ¹ / ₂ po)



Barrière cutanée Esteem synergy^{MD} avec zone d'application transparente

La conception de l'appareillage pour stomie Esteem synergy^{MD} s'appuie sur une technique novatrice de couplage adhésif^{MC} qui permet de fixer le sac à la barrière cutanée sans anneaux de plastique nécessitant raccord et verrouillage. L'appareillage Esteem synergy^{MD} offre à la fois les avantages d'un appareillage à une pièce et ceux d'un appareillage à deux pièces. La « zone d'application » transparente, plate et en plastique flexible de la barrière cutanée est de forme carrée et légèrement plus grande que l'anneau rond adhésif du sac. Ainsi, on peut mettre facilement le sac en place sans alignement précis.

Barrière cutanée Esteem synergy^{MD} Stomahesive^{MD} flexible (collet blanc), à découper



405456 – Petit, pour stomies jusqu'à 35 mm (1³/₈ po)

405457 – Moyen, pour stomies jusqu'à 48 mm (1⁷/₈ po)

Boîte de 10 barrières cutanées*

405458 – Grand, pour stomies jusqu'à 61 mm (2³/₈ po)

Boîte de 10 barrières cutanées*

Remarque : ouverture initiale de 13 mm (1/2 po)

Barrière cutanée Esteem synergy^{MD} Stomahesive^{MD} solide, à découper



405467 – Petit, pour stomies jusqu'à 35 mm (1³/₈ po)

405468 – Moyen, pour stomies jusqu'à 48 mm (1⁷/₈ po)

Boîte de 10 barrières cutanées*

403948 – Grand, pour stomies jusqu'à 61 mm (2³/₈ po)

Boîte de 10 barrières cutanées*

405483 – Très grand, pour stomies jusqu'à 89 mm (3¹/₂ po)

Boîte de 10 barrières cutanées*

Remarque : ouverture initiale de 13 mm (1/2 po)

Barrière cutanée Esteem synergy^{MD} Stomahesive^{MD} flexible (collet blanc), prédécoupée



405474 – Pour stomies de 19 mm (3/4 po) - sac de 35 mm (1³/₈ po)

405475 – Pour stomies de 22 mm (7/8 po) - sac de 35 mm (1³/₈ po)

405476 – Pour stomies de 25 mm (1 po) - sac de 35 mm (1³/₈ po)

405477 – Pour stomies de 28 mm (1¹/₈ po) - sac de 35 mm (1³/₈ po)

405478 – Pour stomies de 32 mm (1¹/₄ po) - sac de 35 mm (1³/₈ po)

405479 – Pour stomies de 35 mm (1³/₈ po) - sac de 35 mm (1³/₈ po)

Boîte de 10 barrières cutanées*

405480 – Pour stomies de 38 mm (1¹/₂ po) - sac de 48 mm (1⁷/₈ po)

405482 – Pour stomies de 45 mm (1³/₄ po) - sac de 48 mm (1⁷/₈ po)

Boîte de 10 barrières cutanées*

* Des guides servant à mesurer les stomies sont fournis dans chaque emballage.

Pour obtenir des guides additionnels, contactez le Centre des relations avec la clientèle de ConvaTec.



Barrières cutanées Esteem synergy^{MD} avec la Technologie malléable^{MC} de ConvaTec

L'appareillage Esteem synergy^{MD} offre aussi des barrières cutanées dotées de la Technologie malléable^{MC} de ConvaTec qui épousent étroitement chaque stomie individuelle; vous obtenez ainsi un ajustement sur mesure et une protection efficace sans avoir à utiliser de ciseaux.



Barrières cutanées Esteem synergy^{MD} Stomahesive^{MD} plates avec la Technologie malléable^{MC} de ConvaTec, collet blanc en hydrocolloïde



411657 – petit

Pour stomies de 13 mm à 22 mm (1/2 po à 7/8 po) - sac 48 mm (1 7/8 po)

411658 – moyen


Pour stomies de 22 mm à 33 mm (7/8 po à 1 1/4 po) - sac 48 mm (1 7/8 po)

411659 – grand

Pour stomies de 33 mm à 45 mm (1 1/4 po à 1 3/4 po) - sac 61 mm (2 3/8 po)

Boîte de 10 barrières cutanées

Barrière cutanée Esteem synergy^{MD} Durahesive^{MD} flexible, à convexité avec la technologie malléable^{MC} de ConvaTec, collet blanc en acrylique



Avec cette barrière cutanée convexe novatrice, aisément malléable, on peut créer une ouverture sur mesure qui épouse les stomies de forme irrégulière. On peut obtenir une convexité plus ou moins importante pour un ajustement plus serré à la base de la stomie et une fiabilité optimale. Puisqu'elle ne nécessite pas l'utilisation de ciseaux, cette barrière cutanée est idéale pour les personnes dont la dextérité manuelle est limitée ou qui présentent des troubles de la vision.

409268 – Petit

Pour stomies de 13 mm à 22 mm (1/2 po à 7/8 po) - sac de 35 mm (1 3/8 po)

409269 – Moyen

Pour stomies de 22 mm à 33 mm (7/8 po à 1 1/4 po) - sac de 48 mm (1 7/8 po)

409270 – Grand

Pour stomies de 33 mm à 45 mm (1 1/4 po à 1 3/4 po) - sac de 61 mm (2 3/8 po)

Boîte de 10 barrières cutanées*



**CONVEXITÉ
MALLÉABLE**

Sac vidable Esteem synergy^{MD} avec filtre (avec revêtement de type coton)

Esteem synergy^{MD} offre à la fois les avantages d'un appareillage à une pièce et ceux d'un appareillage à deux pièces. Le sac vidable Esteem synergy^{MD} est simple à utiliser, discret et confortable. La zone d'application transparente assure une plus grande tranquillité d'esprit, car elle permet de déterminer à quel moment il faut changer le sac. Esteem synergy^{MD} facilite l'alignement du sac sur la barrière cutanée, garantissant ainsi qu'il est toujours bien fixé. Le sac est doté d'un système filtrant de pointe conçu pour absorber et neutraliser un vaste éventail d'agents responsables des mauvaises odeurs. Le revêtement de type coton, durable et doux au toucher, sèche rapidement après la douche; ainsi, le sac reste confortable toute la journée. Le sac Esteem synergy^{MD} s'installe et s'enlève facilement. Les sacs de forme ergonomique sont conçus pour épouser parfaitement les formes du corps et faciliter la vidange.

Sac vidable droit Esteem synergy^{MD}, avec filtre




Esteem synergy^{MD} offre la discrétion, le confort et la flexibilité d'un appareillage à une pièce, mais aussi la polyvalence et la même protection pour la peau qu'un appareillage à deux pièces.

Très grand, 35,5 cm (14 po), transparent, avec filtre

405406 – Droit - 89 mm (3 1/2 po)

Boîte de 10 sacs (10 attaches par boîte)



Caractéristiques de la gamme Esteem synergy^{MD}

Filtre intelligent

- Réduit les occurrences d'obstruction, ce qui prolonge la durée de fonctionnement du filtre et maintient le sac plat tout en réduisant considérablement les odeurs. Couvre-filtres offerts.

Matériau confortable

- Panneau confort doux et lisse, résistant à l'eau.

Lignes affinées

- Nouvelle forme affinée novatrice, arrondie pour une discrétion et un confort accrus.

Code facile à lire

- Le code du produit est imprimé sur le sac même afin de pouvoir le repérer rapidement.

Dispositif de fermeture discret

- La pochette Lock-It Pocket^{MC} sur les sacs dotés du dispositif InvisiClose^{MD} cache le rabat de l'extrémité, ce qui assure la protection et le confort d'un sac fermé. Le dispositif de fermeture est encore plus facile à utiliser, car on exerce moins de pression avec les doigts et il y a moins d'étapes à suivre.

Sac vidable Esteem synergy^{MD} avec fermeture InvisiClose^{MD} et pochette Lock-It Pocket^{MC}



Le sac vidable Esteem synergy^{MD}  est simple à utiliser, discret et confortable. Le dispositif de fermeture sans attache InvisiClose^{MD} procure une double sécurité, facilite la vidange du sac et assure confort et propreté. L'extrémité du sac ainsi que la fermeture facile à ouvrir est élargie et contribue à retenir l'écoulement et réduire les éclaboussures. Le mécanisme de fermeture comprend la pochette Lock-It Pocket^{MC} qui cache l'extrémité du sac pour offrir la protection et le confort d'un sac fermé.

Standard, 30,5 cm (12 po), opaque, panneau confort des 2 côtés, avec filtre

416796 – 35 mm (1³/₈ po)

416799 – 48 mm (1⁷/₈ po)

416902 – 61 mm (2³/₈ po)

Boîte de 10 sacs

Standard, 30,5 cm (12 po), transparent, panneau confort 1 côté, avec filtre

416795 – 35 mm (1³/₈ po)

416798 – 48 mm (1⁷/₈ po)

416901 – 61 mm (2³/₈ po)

Boîte de 10 sacs

Standard, 30,5 cm (12 po), transparent, panneau confort 1 côté, sans filtre

416797 – 35 mm (1³/₈ po)

416900 – 48 mm (1⁷/₈ po)

416903 – 61 mm (2³/₈ po)

Boîte de 10 sacs

Sac fermé Esteem synergy^{MD} , avec filtre



Les sacs fermés sont conçus pour un usage unique et constituent le choix idéal pour les occasions spéciales et les moments d'intimité. Ces sacs libèrent le patient de la manipulation des attaches et de la vidange du sac.

Standard, 20,3 cm (8 po), opaque, panneau confort des 2 côtés, avec filtre

416775 – 35 mm (1³/₈ po)

416779 – 48 mm (1⁷/₈ po)

416783 – 61 mm (2³/₈ po)

Boîte de 30 sacs



Petit, 15,2 cm (6 po), opaque, panneau confort des 2 côtés, avec filtre

416777 – 35 mm (1³/₈ po)

416781 – 48 mm (1⁷/₈ po)

Boîte de 30 sacs

Standard, 20,3 cm (8 po), transparent, panneau confort 1 côté, avec filtre

416774 – 35 mm (1³/₈ po)

416778 – 48 mm (1⁷/₈ po)

416782 – 61 mm (2³/₈ po)

Boîte de 30 sacs

Petit, 15,2 cm (6 po), transparent, panneau confort 1 côté, avec filtre

416776 – 35 mm (1³/₈ po)

416780 – 48 mm (1⁷/₈ po)

Boîte de 30 sacs

Sac pour urostomie Esteem synergy^{MD} avec valve Accuseal^{MD}



Le sac pour urostomie Esteem synergy^{MD} est confortable, mince et facile à utiliser. Sa valve antireflux empêche le contact de l'urine avec la stomie. Ses coins arrondis sont doux pour la peau.

Standard, 26,2 cm (10,3 po), transparent, panneau confort 1 côté

405451 – Petit - 35 mm (1³/₈ po)

Boîte de 10 sacs (2 adaptateurs Accuseal^{MD} par boîte)

Appareillage à une pièce Active Life^{MD}

Les appareillages Active Life^{MD} sont faits d'une pellicule plastique douce qui bloque les odeurs et le bruit des gaz. Ils sont munis d'un collet de soutien adhésif hypoallergène et microporeux pour optimiser le confort et la protection.

Sac vidable Active Life^{MD} avec barrière cutanée flexible Stomahesive^{MD}, prédécoupée, sans filtre

Le sac vidable Active Life^{MD} comporte une barrière cutanée avec une ouverture prédécoupée, un panneau doté d'un revêtement confortable comme du tissu et qui ne colle pas à la peau ainsi que d'un large orifice de vidange.

Petit, opaque, 25,4 cm (10 po), sans filtre

(1 grandeur d'ouverture de stomie prédécoupée)

22751 – 25 mm (1 po)

Boîte de 10 sacs (1 attache par boîte)

Petit, opaque, 25,4 cm (10 po), sans filtre

(5 grandeurs d'ouvertures de stomie prédécoupées)

125331 – 19 mm (¾ po)

125333 – 32 mm (1¼ po)

125334 – 38 mm (1½ po)

125335 – 45 mm (1¾ po)

125336 – 50 mm (2 po)

Boîte de 20 sacs (1 attache par boîte)

Standard, opaque, 30,5 cm (12 po), sans filtre

(6 grandeurs d'ouvertures de stomie prédécoupées)

125338 – 19 mm (¾ po)

125339 – 25 mm (1 po)

125340 – 32 mm (1¼ po)

125341 – 38 mm (1½ po)

125342 – 45 mm (1¾ po)

125343 – 50 mm (2 po)

Boîte de 20 sacs (1 attache par boîte)

Standard, transparent, 30,5 cm (12 po), sans filtre

(6 grandeurs d'ouvertures de stomie prédécoupées)

22764 – 19 mm (¾ po)

22765 – 25 mm (1 po)

22766 – 32 mm (1¼ po)

22767 – 38 mm (1½ po)

22768 – 45 mm (1¾ po)

22769 – 50 mm (2 po)

Boîte de 10 sacs (1 attache par boîte)



Sac vidable Active Life^{MD} avec barrière cutanée flexible Stomahesive^{MD}, à découper, sans filtre

Ce modèle permet de découper l'ouverture de la barrière cutanée afin que celle-ci épouse parfaitement la forme de la stomie. Il est idéal pour les stomies irrégulières et pour usage postopératoire. L'ouverture peut être agrandie jusqu'à 64 mm (2½ po) et peut prendre la forme de tous les types de stomies.

22771 – Standard, transparent, 30,5 cm (12 po), sans filtre

Boîte de 10 sacs (1 attache par boîte)

125330 – Standard, transparent, 30,5 cm (12 po), sans filtre

Boîte de 20 sacs (1 attache par boîte)



Sac vidable Active Life^{MD} avec barrière cutanée Durahesive Plus^{MD}, à découper, sans filtre

Ce modèle est idéal pour les stomies irrégulières et pour usage postopératoire. Les avantages du sac vidable Active Life^{MD} combinés avec ceux de la barrière Durahesive Plus^{MD} prolongent la durée de port. L'ouverture peut être agrandie jusqu'à 64 mm (2½ po) et peut prendre la forme de tous les types de stomies.

400598 – Standard, transparent, 30,5 cm (12 po), sans filtre

400599 – Standard, opaque, 30,5 cm (12 po), sans filtre

Boîte de 10 sacs (1 attache par boîte)



Sac vidable Active Life^{MD} avec barrière cutanée Stomahesive^{MD} solide, à découper, sans filtre



L'ouverture de la barrière cutanée peut être agrandie jusqu'à 100 mm (4 po) et peut prendre la forme de tous les types de stomies.

650803 – Grand, transparent, 35,5 cm (14 po), sans filtre

Boîte de 10 sacs
(10 attaches DuoLock^{MD} par boîte)

Les avantages d'un appareillage à une pièce Active Life^{MD} fermé sont ici combinés à ceux de la barrière cutanée Stomahesive^{MD} de conception spéciale. Cet appareillage convient aux personnes qui changent souvent de sac. Celui-ci comporte un filtre incorporé qui bloque les odeurs et un panneau à revêtement doux et confortable qui ne colle pas à la peau.

Sac fermé Active Life^{MD} avec filtre et barrière cutanée Stomahesive^{MD} flexible, à découper



L'ouverture de stomie peut être agrandie jusqu'à 50 mm (2 po)

650408 – Opaque 20,3 cm (8 po), avec filtre

650422 – Transparent 20,3 cm (8 po), avec filtre

Boîte de 30 sacs
(Couvre-filtres imperméables fournis dans chaque boîte)

Sac fermé Active Life^{MD} avec filtre et barrière cutanée Stomahesive^{MD} solide, prédécoupée



Ce modèle prédécoupé est doté de la grande barrière cutanée ovale sans collet de soutien ni bordure. Avec l'ouverture prédécoupée, plus besoin de la découper ni de modeler la barrière cutanée.

Opaque 20,3 cm (8 po), avec filtre

(5 grandeurs d'ouvertures de stomie prédécoupées)

175769 – 25 mm (1 po)

175770 – 32 mm (1 ¼ po)

175771 – 38 mm (1 ½ po)

175772 – 45 mm (1 ¾ po)

175773 – 50 mm (2 po)

Boîte de 15 sacs
(Couvre-filtres imperméables fournis dans chaque boîte)

Opaque 20,3 cm (8 po), avec filtre

(5 grandeurs d'ouvertures de stomie prédécoupées)

413142 – 25 mm (1 po)

413143 – 32 mm (1 ¼ po)

413144 – 38 mm (1 ½ po)

413145 – 45 mm (1 ¾ po)

413146 – 50 mm (2 po)

Boîte de 60 sacs
(Couvre-filtres imperméables fournis dans chaque boîte)

Couvre-stomie Active Life^{MD} avec filtre et barrière cutanée Stomahesive^{MD} solide, à découper



Le couvre-stomie assure une protection discrète aux personnes qui ont recours à l'irrigation et qui ne portent pas de sac entre les irrigations; on peut aussi l'utiliser pour une courte durée, pendant les périodes où la stomie est au repos. Le couvre-stomie comporte un filtre et un panneau interne à revêtement doux et confortable. L'ouverture à découper permet d'obtenir une barrière cutanée qui épouse parfaitement la forme de la stomie.


L'ouverture de stomie peut être agrandie jusqu'à 50 mm (2 po)

175611 – Opaque, diamètre de 10 cm (approx. 4 po), avec filtre

Boîte de 30 couvre-stomies
(Couvre-filtres imperméables fournis dans chaque boîte)

Appareillage à une pièce Active Life^{MD} convexe

Les appareillages à une pièce Active Life^{MD} convexes offrent la protection de longue durée de la barrière cutanée Durahesive^{MD}, avec convexité en plus. Avec l'ouverture prédécoupée, il n'est plus nécessaire de découper ni de modeler la barrière cutanée.

Sac pour urostomie Active Life^{MD} avec bonde pliable et barrière cutanée flexible Durahesive^{MD} convexe, prédécoupée**CONVEXE****Standard, 23 cm (9 po), transparent****125361** – diamètre de la stomie de 13 mm ($\frac{1}{2}$ po)**125362** – diamètre de la stomie de 16 mm ($\frac{5}{8}$ po)**125363** – diamètre de la stomie de 19 mm ($\frac{3}{4}$ po)**125364** – diamètre de la stomie de 22 mm ($\frac{7}{8}$ po)**125365** – diamètre de la stomie de 25 mm (1 po)**125366** – diamètre de la stomie de 28 mm ($1\frac{1}{8}$ po)**125367** – diamètre de la stomie de 32 mm ($1\frac{1}{4}$ po)**125368** – diamètre de la stomie de 35 mm ($1\frac{3}{8}$ po)**125369** – diamètre de la stomie de 38 mm ($1\frac{1}{2}$ po)

Boîte de 10 sacs (1 adaptateur plastique par boîte)

Sac vidable Active Life^{MD} avec barrière cutanée flexible Durahesive^{MD} convexe, prédécoupée**CONVEXE****Standard, 30,5 cm (12 po), transparent, panneau confort 1 côté****175777** – diamètre de la stomie de 19 mm ($\frac{3}{4}$ po)**175778** – diamètre de la stomie de 22 mm ($\frac{7}{8}$ po)**175779** – diamètre de la stomie de 25 mm (1 po)**175780** – diamètre de la stomie de 28 mm ($1\frac{1}{8}$ po)

Boîte de 5 sacs (1 attache par boîte)

Standard, 30,5 cm (12 po), transparent, panneau confort 1 côté**125352** – diamètre de la stomie de 19 mm ($\frac{3}{4}$ po)**125353** – diamètre de la stomie de 22 mm ($\frac{7}{8}$ po)**125354** – diamètre de la stomie de 25 mm (1 po)**125355** – diamètre de la stomie de 28 mm ($1\frac{1}{8}$ po)**125356** – diamètre de la stomie de 32 mm ($1\frac{1}{4}$ po)**125357** – diamètre de la stomie de 35 mm ($1\frac{3}{8}$ po)**125358** – diamètre de la stomie de 38 mm ($1\frac{1}{2}$ po)**125359** – diamètre de la stomie de 45 mm ($1\frac{3}{4}$ po)

Boîte de 10 sacs (1 attache par boîte)

Sac pour urostomie Active Life^{MD} avec valve Accuseal^{MD} et barrière cutanée flexible Durahesive^{MD}, prédécoupée

Le sac pour urostomie Active Life^{MD} doté de la barrière cutanée Durahesive^{MD} est conçu pour les personnes qui recherchent les avantages (étanchéité et protection de la peau) de la barrière cutanée Durahesive^{MD}, mais qui n'ont pas besoin d'une barrière convexe. Le sac est fait d'une pellicule plastique transparente qui bloque les odeurs, et son panneau (du côté de la peau) est doté d'un revêtement doux et confortable. La valve antireflux empêche le reflux d'urine. La valve Accuseal^{MD} est facile à manipuler et permet de vider le sac rapidement. On utilise l'adaptateur Accuseal^{MD} pour raccorder le sac à un récipient de drainage nocturne.

Standard, 24,8 cm (9 $\frac{3}{4}$ po), transparent, panneau confort 1 côté**650828** – diamètre de la stomie de 19 mm ($\frac{3}{4}$ po)**650829** – diamètre de la stomie de 22 mm ($\frac{7}{8}$ po)**650830** – diamètre de la stomie de 25 mm (1 po)**650831** – diamètre de la stomie de 28 mm ($1\frac{1}{8}$ po)**650832** – diamètre de la stomie de 32 mm ($1\frac{1}{4}$ po)**650833** – diamètre de la stomie de 38 mm ($1\frac{1}{2}$ po)Boîte de 10 sacs (1 adaptateur Accuseal^{MD} par boîte)**Sac pour urostomie Active Life^{MD} avec bonde pliable et barrière cutanée Stomahesive^{MD}, à découper**

Ce sac est conçu pour les personnes qui ont besoin de l'étanchéité et de la protection cutanée offertes par la barrière cutanée Stomahesive^{MD}. Il est fait d'une pellicule de plastique transparente qui bloque les odeurs et est doté d'une valve antireflux. La bonde pliable passe inaperçue sous les vêtements. L'ouverture peut être agrandie jusqu'à 45 mm ($1\frac{3}{4}$ po) et peut prendre la forme de tous les types de stomies.

Standard, 23 cm (9 po), transparent**64927** – Ouverture de base 19 mm ($\frac{3}{4}$ po)

Boîte de 10 sacs (1 adaptateur plastique par boîte)

Le saviez-vous?

Tous les sacs sur cette page sont offerts avec des attaches intégrées pour les fixer à la ceinture.



Appareillage à une pièce Esteem^{MD} ⊕



L'appareillage à une pièce Esteem^{MD} ⊕ avec Stomahesive^{MD} est sécuritaire, flexible et surtout, doux pour la peau.

La sécurité et une adhésion durable

Une barrière cutanée qui n'endommage pas la peau sensible. Basée sur la technologie Stomahesive^{MD} qui adhère au premier contact de la peau, cette barrière cutanée peut facilement être retirée afin d'aider la peau endommagée ou irritée à mieux guérir.

CONFORTABLE à appliquer et porter grâce à son design unique et son matériau confortable.

ConvaTec a collaboré avec des stomathérapeutes et patients afin de développer l'appareillage Esteem^{MD} ⊕ en utilisant un processus de design de sac informatisé. Sa forme ergonomique qui suit le contour naturel du corps rend Esteem^{MD} ⊕ confortable et discret à porter.



Appareillage à 1 pièce Esteem^{MD} ⊕

- **Facile** à appliquer sur la stomie
- Ouverture de départ pour **stomies rondes ou ovales**
- Tailles pouvant accommoder **jusqu'à 70 mm**
- **Choix optimal** de design et matériaux
- Panneau arrière **doux**, durable, arrondi qui suit la forme du corps.



Appareillage Esteem^{MD} ⊕ convexe


Offre les bénéfices d'un appareillage à une pièce, même lorsque la convexité est requise.

- Choix de tailles

Nul besoin de découper sur Esteem^{MD} ⊕ convexe qui est disponible dans une panoplie de sacs prédécoupés. La barrière rigide convexe est faite de la technologie Durahesive^{MD}, conçue pour un temps de port étendu.

Appareillage à une pièce malléable Esteem^{MD}

La commodité d'un appareillage à une pièce plus une protection cutanée éprouvée est la combinaison parfaite. Une étanchéité qui s'obtient par un mouvement de type élastique : l'adhésif « rebondit » (reprise de forme) pour s'ajuster aux dimensions et à la forme de la stomie, apportant confort et étanchéité ; il en résulte ainsi moins de fuites et une peau plus saine. Il suffit de rouler, de façonner et de maintenir l'adhésif en place pour qu'il s'ajuste aux stomies de toutes formes et dimensions. Pas de découpage, pas d'étirement, pas d'à-peu-près. La barrière cutanée flexible est conçue pour suivre les mouvements du corps. Le sac à la fine pointe de la technologie est constitué d'un panneau confort doux pour la peau, d'une fenêtre permettant de mieux voir et du dispositif de fermeture de sac sans attache InvisiClose^{MD} muni d'une pochette Lock-It Pocket^{MC}.

Appareillage vidable et malléable Esteem^{MD}, stomahesive^{MD}**Standard, 30,5 cm (12 po), transparent, panneau confort 1 côté, avec filtre**

413515 – Moyen - 20-30 mm

413516 – Grand - 30-40 mm

413517 – Très Grand - 40-50 mm

Boîte de 10 sacs

Standard, 30,5 cm (12 po), transparent, panneau confort 1 côté, sans filtre

413518 – Moyen - 20-30 mm

413519 – Grand - 30-40 mm

Boîte de 10 sacs


Standard, 30,5 cm (12 po), opaque, panneau confort des 2 côtés, avec filtre

413521 – Moyen - 20-30 mm

413522 – Grand - 30-40 mm

413523 – Très Grand - 40-50 mm

Boîte de 10 sacs

Appareillage fermé et malléable Esteem^{MD}, stomahesive^{MD}**Standard, 20,3 cm (8 po), opaque, panneau confort des 2 côtés, avec filtre**

413509 – Moyen - 20-30 mm

413510 – Grand - 30-40 mm

413511 – Très Grand - 40-50 mm

Boîte de 30 sacs




Sac Esteem^{MD} fermé avec filtre, Stomahesive^{MD} solide, à découper



Standard, 20,3 cm (8 po), transparent, panneau confort 1 côté, avec filtre

416700 – 60/70 mm (2²/₅ po par 2³/₄ po)

Boîte de 30 sacs



Standard, 20,3 cm (8 po), opaque, panneau confort des 2 côtés, avec filtre

416701 – 60/70 mm (2²/₅ po par 2³/₄ po)

Boîte de 30 sacs

Petit, 15,2 cm (6 po), opaque, panneau confort des 2 côtés, avec filtre

416702 – 60/70 mm (2²/₅ po par 2³/₄ po)

Boîte de 30 sacs

Sac Esteem^{MD} fermé avec filtre, Stomahesive^{MD} solide, prédécoupé



Standard, 20,3 cm (8 po), transparent, panneau confort 1 côté, avec filtre

416703 – 25 mm (1 po)

416706 – 30 mm (1³/₁₆ po)

416709 – 35 mm (1³/₈ po)

416712 – 40 mm (1⁹/₁₆ po)

Boîte de 30 sacs



Standard, 20,3 cm (8 po), opaque, panneau confort des 2 côtés, avec filtre

416704 – 25 mm (1 po)


416707 – 30 mm (1³/₁₆ po)

416710 – 35 mm (1³/₈ po)

416713 – 40 mm (1⁹/₁₆ po)

416715 – 50 mm (2 po)

Boîte de 30 sacs



Petit, 15,2 cm (6 po), opaque, panneau confort des 2 côtés, avec filtre

416705 – 25 mm (1 po)

416708 – 30 mm (1³/₁₆ po)

416711 – 35 mm (1³/₈ po)

416714 – 40 mm (1⁹/₁₆ po)

Boîte de 30 sacs


Sac Esteem^{MD} vidable avec Stomahesive^{MD} solide, InvisiClose^{MD} et pochette Lock-It Pocket^{MC}, à découper

Standard, 30,5 cm (12 po), transparent, panneau confort 1 côté, avec filtre
416718 – 60/70 mm (2²/₅ po par 2³/₄ po)

Boîte de 10 sacs


Standard, 30,5 cm (12 po), opaque, panneau confort des 2 côtés, avec filtre
416719 – 60/70 mm (2²/₅ po par 2³/₄ po)

Boîte de 10 sacs

Standard, 30,5 cm (12 po), transparent, panneau confort 1 côté, sans filtre
416721 – 60/70 mm (2²/₅ po par 2³/₄ po)

Boîte de 10 sacs

Standard, 30,5 cm (12 po), transparent, panneau confort 1 côté, sans filtre
416908 – 100 mm (4 po)

Boîte de 10 sacs

Sac Esteem^{MD} vidable avec Stomahesive^{MD} solide, InvisiClose^{MD} et pochette Lock-It Pocket^{MC}, prédécoupé avec filtre

Standard, 30,5 cm (12 po), opaque, panneau confort des 2 côtés, avec filtre
416725 – 25 mm (1 po)

416729 – 30 mm (1³/₁₆ po)

416733 – 35 mm (1³/₈ po)

416737 – 40 mm (1⁹/₁₆ po)

Boîte de 10 sacs


Standard, 30,5 cm (12 po), transparent, panneau confort 1 côté, avec filtre
416724 – 25 mm (1 po)

416728 – 30 mm (1³/₁₆ po)

416732 – 35 mm (1³/₈ po)

416736 – 40 mm (1⁹/₁₆ po)

Boîte de 10 sacs

Sac Esteem^{MD} vidable avec DuraHesive^{MD} solide, InvisiClose^{MD} et pochette Lock-It Pocket^{MC}, à découper avec filtre

Standard, 30,5 cm (12 po), opaque, panneau confort 1 côté, avec filtre
416975 – 19/64mm (3/4 po par 2 1/2 po)

Boîte de 10 sacs

Standard, 30,5 cm (12 po), transparent, panneau confort 1 côté, avec filtre
416976 – 19/64mm (3/4 po par 2 1/2 po)

Boîte de 10 sacs



Sac Esteem^{MD}  flexible convexe vidable avec Durahesive^{MD}, InvisiClose^{MD} et pochette Lock-It Pocket^{MC}, prédécoupé, avec filtre



Standard, 30,5 cm (12 po), opaque, panneau confort des 2 côtés, avec filtre

416739 – 19 mm (3/4 po)
416741 – 22 mm (7/8 po)
416743 – 25 mm (1 po)
416745 – 28 mm (1 1/8 po)
416747 – 32 mm (1 1/4 po)
416749 – 35 mm (1 3/8 po)
416751 – 38 mm (1 1/2 po)

Boîte de 10 sacs

Standard, 30,5 cm (12 po), transparent, panneau confort 1 côté, avec filtre

416738 – 19 mm (3/4 po)
416740 – 22 mm (7/8 po)
416742 – 25 mm (1 po)
416744 – 28 mm (1 1/8 po)
416746 – 32 mm (1 1/4 po)
416748 – 35 mm (1 3/8 po)
416750 – 38 mm (1 1/2 po)

Boîte de 10 sacs

Esteem^{MD} flexible, avec convexité

La dernière addition à notre gamme de produits pour stomies à une pièce. L'appareillage Esteem^{MD}  flexible, avec convexité combine à la fois confort et flexibilité à la fermeté d'un produit convexe.

Quelques bénéfices:

- **Suit le mouvement du corps** – la convexité flexible épouse les formes du corps pour un meilleur confort et une facilité d'application.
- **Conçu pour maintenir la peau en santé et pour la sécurité** – la barrière cutanée en hydrocolloïde est conçue pour tenir fermement en place afin de minimiser les risques de fuites. Les rebords amincis aident à empêcher la barrière de coller aux vêtements.
- **Confort et discrétion** – matériau doux et qui minimise le bruit.
- **Confiance et assurance** – le filtre disponible sur les sacs vidables et fermés aide à minimiser les odeurs et le gonflement du sac, alors que la valve anti-reflux sur les sacs pour urostomie prévient le reflux de l'urine.
- **Paix d'esprit** – recouvrement avec fente et fenêtre pour un positionnement de l'appareillage plus précis et pour l'observation.
- **Fermeture simple et sécuritaire** – la fermeture sans attache Safe Seal disponible sur les sacs vidables, facilite la vidange et le nettoyage du sac.
- **Support et sécurité** – Les anneaux flexibles permettent d'attacher une ceinture pour plus de sécurité.



BIENTÔT DISPONIBLE

Vidable

421615 - V1 - à découper, 20 mm - 43 mm
421619 - V2 - à découper, 20 mm - 35 mm
421622 - V3 - à découper, 20 mm - 25 mm

Boîte de 10 sacs

Urostomie

421623 - V1 - à découper, 10 mm - 43 mm
421626 - V2 - à découper, 10 mm - 35 mm
421628 - V3 - à découper, 10 mm - 25 mm

Boîte de 10 sacs




Fermé

421612 - V1 - à découper, 20 mm - 43 mm
421613 - V2 - à découper, 20 mm - 35 mm
421614 - V3 - à découper, 20 mm - 25 mm

Boîte de 30 sacs

TROIS TAILLES DE PLATEAU

Le système Esteem^{MD}  flexible, avec convexité est disponible en 3 tailles de plateau pour accommoder une gamme de stomies.





Appareillage pour stomies à une pièce Little Ones^{MD}

Sac pour urostomie à une pièce Little Ones^{MD} avec barrière cutanée solide Stomahesive^{MD}, à découper



L'appareillage à une pièce Little Ones^{MD} se met en place et se retire facilement, en une seule étape. Une valve de vidange pliable facilite la vidange. La valve antireflux aide à prévenir l'accumulation d'urine à la base de la stomie, ce qui prolonge la durée de port.

L'ouverture de la barrière cutanée peut être agrandie jusqu'à 25 mm (1 po) et peut prendre la forme de tous les types de stomies.

Transparent, approx. 15 cm (6 po)

20917 – Pour stomies de 8 mm à 25 mm (5/16 po à 1 po)

Boîte de 15 sacs (2 adaptateurs pour drainage nocturne par boîte)

Sac vidable à une pièce Little Ones^{MD} avec barrière cutanée solide Stomahesive^{MD}, à découper



La barrière cutanée de l'appareillage à une pièce Little Ones^{MD} protège aussi efficacement la peau que la barrière cutanée Stomahesive^{MD}, mais elle a été modifiée afin qu'elle soit encore plus douce pour la peau. Cette barrière cutanée est plus mince, plus flexible et facile à retirer, ce qui réduit au minimum le risque d'irritation de la peau du jeune enfant.

L'ouverture de la barrière cutanée peut être agrandie jusqu'à 50 mm (2 po) et peut prendre la forme de tous les types de stomies.

Transparent, approx. 15 cm (6 po)

20922 – Pour stomies de 8 mm à 50 mm (5/16 po à 2 po)

Boîte de 15 sacs (16 attaches par boîte)

Sac vidable à une pièce Little Ones^{MD} avec dispositif de fermeture (sans attache) InvisiClose^{MD}, à découper

Pour bébés de moins de 4,5 kg/10 lb



La technologie Stomahesive^{MD} garantit que l'appareillage épousera fidèlement les formes du corps de l'enfant et offrira la protection requise tout en restant confortable. Cet appareillage est doté d'un guide de mesure intégré, sans ouverture prédécoupée pour vous permettre de la tailler sur mesure. Le dispositif de fermeture InvisiClose^{MD} facilite la vidange du sac tout en offrant deux niveaux de fermeture sécuritaire auxquels vous pouvez vous fier.

Très petit, approx. 11 cm (4 po), transparent, panneau confort avec imprimés 1 côté

411633 – Pour stomies jusqu'à 23 mm (7/8 po)

Boîte de 10 sacs

* Des guides Little Ones^{MD} servant à mesurer les stomies sont fournis dans chaque emballage de barrières cutanées.



Appareillage pour stomies à deux pièces Little Ones^{MD}

Barrière cutanée à deux pièces Little Ones^{MD} Stomahesive^{MD} flexible (avec collerette et collet blanc), à découper



Cette barrière cutanée plus petite est bien adaptée au corps d'un jeune enfant. Le collet adhésif, doux et flexible s'applique facilement, se fixe solidement et sèche rapidement après le bain. La barrière cutanée Stomahesive^{MD} protège efficacement la peau; elle est flexible et épouse donc les formes du corps, ce qui permet une plus grande liberté de mouvement.

Approx. 8 cm x 8 cm (3 1/4 po x 3 1/4 po)

401925 – 32 mm (1 1/4 po)

Boîte de 5 barrières cutanées

Sac vidable à deux pièces Little Ones^{MD}



L'appareillage à deux pièces permet de retirer le sac et de le remettre en place facilement pour prévenir l'engorgement de l'évacuation même lorsque l'enfant dort. Le large orifice du sac facilite et accélère la vidange du sac.

Transparent, approx. 15 cm (6 po)

401927 – 32 mm (1 1/4 po)

401928 – 45 mm (1 3/4 po)

Boîte de 10 sacs (10 attaches par boîte)

La barrière cutanée Natura^{MD} flexible 125259 45 mm (1 3/4 po) peut être utilisée avec le sac Little Ones^{MD} 401928.

Sac pour urostomie à deux pièces Little Ones^{MD}



La valve antireflux prévient l'accumulation d'urine à la base de la stomie. La valve de vidange est à l'épreuve des fuites. On peut retirer et remettre le sac en place facilement afin de prévenir l'engorgement de l'évacuation même lorsque l'enfant dort. L'adaptateur se fixe facilement à un récipient de drainage nocturne.

Transparent, approx. 13 cm (5 po)

401929 – 32 mm (1 1/4 po)

Boîte de 10 sacs (2 adaptateurs pour drainage nocturne par boîte)

Minisac à deux pièces Little Ones^{MD}



Le minisac est conçu pour les enfants ou les soignants qui ont besoin de la commodité et de la fiabilité d'un appareillage à deux pièces fermé. Il ne nécessite aucune attache et on le jette après usage.

Opaque, approx. 13 cm (5 po), panneau confort 1 côté

401930 – 32 mm (1 1/4 po)

Boîte de 20 minisacs

* Des guides Little Ones^{MD} servant à mesurer les stomies sont fournis dans chaque emballage de barrières cutanées.



Appareillages pour stomies Little Ones^{MD} avec Technologie de couplage adhésif^{MC}*

La Technologie de couplage adhésif^{MC} vous permet de retirer le sac sans avoir à retirer la barrière cutanée. Cela simplifie les changements de sacs, n'endommage pas la peau sensible de l'enfant et vous permet de voir la stomie, toujours sans retirer la barrière cutanée. Le revêtement du sac est doux, coloré et ses coins arrondis sont confortables pour la peau sensible du bébé.

Barrière cutanée Little Ones^{MD} Stomahesive^{MD} Technologie de couplage adhésif^{MC}



La barrière cutanée Stomahesive^{MD} est mince, flexible et suit les mouvements du ventre du bébé, diminuant ainsi l'inconfort.

Petit, 8,5 cm x 8,5 cm (3³/₁₆ po x 3³/₁₆ po)

411641 – Pour stomies de 4,8 mm à 31 mm (3⁹/₁₆ po à 1¹/₄ po)

Boîte de 5 barrières cutanées

Barrière cutanée Little Ones^{MD} Stomahesive^{MD} flexible avec collet hydrocolloïde adhésif (CH) - Technologie de couplage adhésif^{MC}



La barrière cutanée Stomahesive^{MD} est mince, flexible et suit les mouvements du ventre du bébé, diminuant ainsi l'inconfort. Le collet hydrocolloïde en tissu flexible accroît la protection et améliore la flexibilité et le confort en adhérant en douceur à la peau péristomiale sensible.

Petit, 8,5 cm x 8,5 cm (3³/₁₆ po x 3³/₁₆ po)

411642 – Pour stomies de 4,8 mm à 31 mm (3⁹/₁₆ po à 1¹/₄ po)

Boîte de 5 barrières cutanées

Sac fermé Little Ones^{MD} avec filtre Technologie de couplage adhésif^{MC}



Petit, approx. 15 cm (6 po), opaque, panneau confort avec imprimés des 2 côtés

411639 – Pour stomies de 4,8 mm à 31 mm (3⁹/₁₆ po à 1¹/₄ po)

Boîte de 10 sacs

Petit, approx. 15 cm (6 po), transparent, panneau confort avec imprimés 1 côté

411640 – Pour stomies de 4,8 mm à 31 mm (3⁹/₁₆ po à 1¹/₄ po)

Boîte de 10 sacs

Sac vidable Little Ones^{MD} avec filtre et dispositif de fermeture (sans attache) InvisiClose^{MD} - Technologie de couplage adhésif^{MC}



Le dispositif de fermeture InvisiClose^{MD} facilite la vidange du sac tout en offrant deux niveaux de fermeture sécuritaire auxquels vous pouvez vous fier.

Petit, approx. 21 cm (8 po), transparent, panneau confort avec imprimés 1 côté

411637 – Pour stomies jusqu'à 31 mm (1¹/₄ po)

Boîte de 10 sacs

* Des guides Little Ones^{MD} servant à mesurer les stomies sont fournis dans chaque emballage de barrières cutanées.



Barrière cutanée Stomahesive^{MD}



La barrière cutanée Stomahesive^{MD} est une barrière cutanée hydro-colloïde à usages multiples composée de gélatine, de pectine, de carboxyméthylcellulose sodique et de polyisobutylène, laminés entre du polyéthylène et une feuille de papier opaque. Cette barrière sert à recouvrir la peau autour d'une stomie ou d'une fistule.

21712 – Approx. 10 cm x 10 cm (4 po x 4 po)

Boîte de 5 barrières cutanées

21715 – Approx. 20 cm x 20 cm (8 po x 8 po)

Boîte de 3 barrières cutanées

Poudre protectrice Stomahesive^{MD}



La poudre protectrice Stomahesive^{MD} est composée de gélatine, de pectine et de carboxyméthylcellulose sodique. Cette poudre aide à créer une barrière protectrice contre les écoulements excoriants sur une peau suintante. Elle prolonge la durée de port de l'appareillage en absorbant l'humidité et elle aide à prévenir l'irritation de la peau.

025510 – Flacon de 28,3 g (1 oz)

Pâte Stomahesive^{MD}



Protecteur cutané et produit de remplissage à base de pectine.

La pâte Stomahesive^{MD} est composée d'ingrédients semblables à ceux de la poudre protectrice Stomahesive^{MD}. Cette pâte est très efficace comme produit de remplissage, produit d'étanchéité et comme barrière cutanée dans les cas de colostomies, d'iléostomies et d'urostomies. Elle peut aussi protéger la peau exposée autour des fistules, entre la base de la stomie et l'orifice de l'appareillage, et remplir les plis cutanés, les surfaces inégales et les cicatrices.

183910 – Tube de 56,7 g (2 oz)

Conseil !

Rebouchez le tube immédiatement après usage afin de prévenir le durcissement de la pâte.

Serviette de dissolvant pour adhésif AllKare^{MD*}



Cette serviette est imprégnée d'un dissolvant d'adhésifs exclusif sans alcool isopropylique. Elle permet de retirer efficacement les rubans adhésifs, les barrières cutanées et les résidus d'adhésifs qui peuvent réduire la durée de port de l'appareillage. Les émoullients présents rendent la peau douce et souple.

037436 – Boîte de 50 serviettes

37443 – Boîte de 100 serviettes

Serviette protectrice AllKare^{MD*}



Insoluble dans l'eau, ce produit crée une couche protectrice entre la peau et les barrières cutanées, les adhésifs, les rubans adhésifs et les pansements hydrocolloïdes afin d'aider à prévenir l'irritation pouvant être provoquée par la desquamation, les phlyctènes de tension, la folliculite, la macération ou l'accumulation de résidus d'adhésifs.

037439 – Boîte de 50 serviettes

37444 – Boîte de 100 serviettes

* L'usage des serviettes AllKare^{MD} ne diminue pas l'adhérence ni la durée du port de la barrière cutanée Stomahesive^{MD} ou Durahesive^{MD}.


Niltac^{MC} et Silesse^{MC}


Une ligne de produits polyvalente complète de solvants pour adhésif et de barrières protectrices destinée à protéger une peau vulnérable suite aux effets dommageables des adhésifs, des résidus de peau et de la friction.

420788 – Niltac^{MC} - Solvant pour adhésif non irritant
boîte de 30 lingettes
420789 – Silesse^{MC} - Barrière Protectrice non irritante
boîte de 30 lingettes

420787 – Niltac^{MC} - Solvant pour adhésif non irritant en aérosol
420790 – Silesse^{MC} - Barrière protectrice non irritante en aérosol (50ml)

Sachets gélifiants et désodorisants Diamonds^{MD}

Diamonds^{MD}


Solidifie le contenu permettant ainsi d'avoir un sac plus discret, de diminuer le risque de fuites, de prévenir les fuites et de réduire le bruit.

420791
100 sachets dans un pot

Bandelette Stomahesive^{MD}


Une bande adhésive à double face pour une utilisation de remplissage dans le but d'aider à protéger les surfaces cutanées inégales causées par les cicatrices, les plis cutanés et les irrégularités de la plaie qui sont étroitement liés à une stomie, une fistule ou une plaie exsudative. Emballage individuel et scellé.

25542 – 15 mm x 120 mm (approx. 1 po x 5 po)
Boîte de 15 bandelettes

Enduit protecteur oral Orabase^{MD}


Pour la protection et le soulagement temporaire des inconforts mineurs des régions irritées de la bouche et des gencives.

Remarque: La commande minimale d'enduit protecteur Orabase^{MD} est d'une douzaine.

062436 – Tube de 7,5 g
Paquet de 12 tubes

Adhésif pour dentiers Orahesive^{MD}
En poudre

Cette poudre maintient solidement en place les prothèses dentaires.

Remarque: La commande minimale d'adhésif en poudre pour dentiers Orahesive^{MD} est d'une douzaine.

025545 – Flacon de 25 g
Paquet de 12 flacons





Protecteur cutané Eakin Cohesive^{MD}*



Le protecteur cutané Eakin Cohesive^{MD} est un accessoire pour stomie malléable en forme d'anneau. Il sert de joint étanche ou de barrière et protège mieux les stomies dans les cas où les appareillages s'y adaptent difficilement. La barrière hydrocolloïde malléable exclusive forme un gel qui aide à prévenir les lésions cutanées en scellant la surface entre la peau et l'appareillage pour stomie



Cohesive^{MD} SLIMS^{MD}

Prévention des fuites, confort et sécurité pour tous les types, formes et tailles de stomies.

Cohesive^{MD} PETIT

ANNEAU PLUS ÉPAIS

Les protecteurs cutanés Cohesive^{MD} PETIT sont de la même forme et de la même taille que les Cohesive SLIMS^{MD} mais sont plus épais. Idéaux pour assurer une protection cutanée supplémentaire des peaux à problème ou des personnes subissant des fuites importantes et agressives.

Cohesive^{MD} LARGE

DEUX FOIS PLUS GRANDS

Les protecteurs cutanés Cohesive^{MD} LARGE couvrent une plus grande superficie cutanée autour de la stomie, et assurent la protection d'une zone étendue. Ils sont parfaits pour les personnes ayant une peau sensible et une stomie urinaire, ou des selles liquides.

Cohesive^{MD} StomaWrap^{MD}

Ces anneaux sont idéals pour les stomies larges ou ovales, pour les personnes ayant une dextérité limitée et utiles pour protéger la peau autour d'une plaie (encadrement).

839005 – SLIMS^{MD}, 5 cm (2 po)

Boîte de 10 anneaux minces

839002 – Petit, 5 cm (2 po)

Boîte de 20 petits anneaux

839001 – Large, 10 cm (4 po)

Boîte de 10 anneaux larges

839006 – StomaWrap^{MD}, 8,5 cm (3 po)

Boîte de 10 anneaux ovales, larges

Barrière cutanée Eakin Cohesive^{MD}*



La barrière cutanée Eakin Cohesive^{MD}, absorbante et malléable, est conçue pour aider à protéger la peau du contact avec les liquides organiques. Elle est utilisée partout où la peau est endommagée, excoriée ou fragile et nécessite une telle protection.

839004 – Petit, 10 cm x 10 cm (4 po x 4 po)

Boîte de 5 barrières cutanées

839003 – Large, 10 cm x 20 cm (4 po x 8 po)

Boîte de 5 barrières cutanées

* Consultez la page 44 pour d'autres produits Eakin Cohesive^{MD}.



Appareillage d'irrigation Visi-Flow^{MD}

L'appareillage d'irrigation Visi-Flow^{MD} permet surveillance et contrôle de l'écoulement. Il comporte un sac d'irrigation à remplissage frontal facile à utiliser et un cône pour stomies amovible.

Cet appareillage s'adapte seulement au manchon d'irrigation Natura^{MD}.

Irrigateur Visi-Flow^{MD}



L'irrigateur Visi-Flow^{MD} avec cône pour stomies est conçu pour les personnes vivant avec une colostomie pour qui l'irrigation est indiquée.

L'irrigateur Visi-Flow^{MD} est muni d'un sac d'irrigation à remplissage frontal réutilisable, d'un indicateur de débit à palette exclusif, d'un régulateur de débit avec commande au pouce, d'une graduation en gros caractères et d'un cône flexible. Un dispositif de fixation spécial permet de détacher le cône facilement pour le nettoyage.

Capacité de 2000 ml (67 oz)

401989 – 1 irrigateur avec cône pour stomies par boîteTaxable

Cône pour stomies Visi-Flow^{MD}



Cône pour stomies de rechange pour l'irrigateur Visi-Flow^{MD}.

Le cône pour stomies Visi-Flow^{MD} est doux à l'extérieur et rugueux à l'intérieur pour empêcher un affaissement précoce.

22736 – 1 cône pour stomies par boîte

Manchon d'irrigation Natura^{MD} Visi-Flow^{MD}



Le manchon d'irrigation Natura^{MD} Visi-Flow^{MD} est fait d'une pellicule transparente, et est muni d'un dispositif de fermeture à glissière qui facilite l'accès à la stomie tout en empêchant les fuites. Le manchon d'irrigation Natura^{MD} Visi-Flow^{MD} est conçu pour l'appareillage Natura^{MD}.

401911 – 38 mm (1½ po)

401912 – 45 mm (1¾ po)

401913 – 57 mm (2¼ po)

401914 – 70 mm (2¾ po)

Boîte de 5 manchons d'irrigation (1 attache par boîte)

Adaptateur pour irrigation Natura^{MD} Visi-Flow^{MD}

Cet adaptateur convient aux personnes qui doivent avoir recours à l'irrigation et qui préfèrent un appareillage à une pièce. On l'utilise avec l'irrigateur Visi-Flow^{MD} et le manchon d'irrigation Natura^{MD} Visi-Flow^{MD}. Une ceinture est nécessaire pour tenir l'adaptateur en place.



401918 – 45 mm (1¾ po)

401919 – 70 mm (2¾ po)

1 adaptateur pour irrigation par boîte



Trousse pour drainage nocturne



L'appareillage collecteur d'urine avec connecteur pivotant Accuseal^{MD} est conçu pour faciliter le recueil d'urine pendant une période prolongée.

Chaque trousse comprend :

- 1 récipient pour drainage nocturne avec tube - capacité de 2 000 ml (67 oz)
- 1 housse pour le récipient pour drainage nocturne
- 1 adaptateur universel

27060 – 1 trousse par emballage Taxable

Tube pour récipient de drainage nocturne



Ce tube est conçu pour le récipient de drainage nocturne.

27062 – 1 tube par emballage, longueur 147 cm (approx. 58 po) Taxable

Adaptateur Accuseal^{MD}*



On fixe cet adaptateur à la valve Accuseal^{MD} du sac pour urostomie lorsqu'on utilise un récipient pour drainage nocturne.

21915 – Paquet de 2 adaptateurs Taxable

Ceinture pour appareillages pour stomies




Ceinture réglable pour les appareillages Natura^{MD} et Active Life^{MD}. Le tissu blanc de qualité supérieure de la ceinture pour appareillages pour stomies est doux pour la peau et lavable. La ceinture offre de plus une protection accrue.

175507 – Tour de taille jusqu'à approx. 107 cm (42 po)
1 ceinture par boîte Taxable

Conseil !

La ceinture doit être lavée à la main avec un savon doux, puis elle doit sécher à plat.

Attache ConvaTec



L'attache ConvaTec est faite d'un matériau souple et doux afin d'améliorer le confort du patient. Un clic indique qu'elle est bien fermée, apportant ainsi une plus grande tranquillité d'esprit. Elle est conçue pour les sacs vidables. Avant d'utiliser l'attache pour la première fois, l'ouvrir et la refermer à quelques reprises.

175635 – Boîte de 10 attaches Taxable

Le saviez-vous?

Les attaches de fermeture de sacs risquent de ne pas être solidement verrouillées si l'on appuie seulement au milieu de l'attache : il faut appuyer sur toute la longueur, y compris sur l'extrémité de la tête.

Attache arrondie DuoLock^{MD}



L'attache arrondie DuoLock^{MD} est conçue pour les sacs vidables. Cette attache arrondie unique en son genre est dotée d'un double mécanisme de verrouillage pour éviter l'ouverture accidentelle du sac. Elle épouse les formes du corps.

175652 – Boîte de 10 attaches Taxable

Attache pour manchon d'irrigation Natura^{MD} Visi-flow^{MD}



L'attache est munie d'un crochet qui permet de replier le manchon d'irrigation Natura^{MD} vers le haut et d'en attacher l'extrémité à la collerette jusqu'à une deuxième évacuation.

175650 – Boîte de 10 attaches Taxable

* Pour obtenir les adaptateurs Accuseal^{MD}, contactez le Centre des relations avec la clientèle de ConvaTec au 1 800 465-6302.

**Trousse postopératoire Natura^{MD}, non stérile***

Chaque trousse comprend:

- 1 sac vidable, standard, transparent
- 1 barrière cutanée Stomahesive^{MD} flexible
- 1 attache

Boîte de 5 trousse

401920 – Pour colostomie ou iléostomie, 45 mm (1³/₄ po)

401921 – Pour colostomie ou iléostomie, 70 mm (2³/₄ po)

Chaque trousse comprend:

- 1 sac vidable, standard, transparent
- 1 barrière cutanée Stomahesive^{MD} solide
- 1 attache

Boîte de 5 trousse

401922 – Pour colostomie ou iléostomie, 100 mm (4 po)



Chaque trousse comprend:

- 1 sac pour urostomie avec valve Accuseal^{MD}
- 1 barrière cutanée Duraheasive^{MD} flexible
- 1 adaptateur Accuseal^{MD}

Boîte de 5 trousse

401923 – Pour urostomie, 45 mm (1³/₄ po)

Trousse postopératoire Natura^{MD} , non-stériles*

Chaque trousse comprend :

- 1 sac standard vidable, transparent, panneau confort d'un côté, avec fermeture InvisiClose^{MD} et pochette Lock-It Pocket^{MC}
- 1 barrière cutanée
- 1 adaptateur pour réduction de la pression

Boîte de 5 trousse

Duraheasive^{MD} avec Technologie Malléable^{MC} de ConvaTec

416917 – Pour colostomie ou iléostomie, 45 mm (1³/₄ po), pour stomies de 13 mm - 22 mm (1/2 po - 7/8 po) .

416921 – Pour colostomie ou iléostomie, 57 mm (2¹/₄ po), pour stomies de 22 mm - 33 mm (7/8 po - 1¹/₄ po)

416925 – Pour colostomie ou iléostomie, 70 mm (2³/₄ po), pour stomies de 33 mm - 45 mm (1¹/₄ po - 1³/₄ po)



Stomahesive^{MD} avec Technologie Malléable^{MC} de ConvaTec

416918 – Pour colostomie ou iléostomie, 45 mm (1³/₄ po), pour stomies de 13 mm - 22 mm (1/2 po - 7/8 po) .

416922 – Pour colostomie ou iléostomie, 57 mm (2¹/₄ po), pour stomies de 22 mm - 33 mm (7/8 po - 1¹/₄ po)

416926 – Pour colostomie ou iléostomie, 70 mm (2³/₄ po), pour stomies de 33 mm - 45 mm (1¹/₄ po - 1³/₄ po)

Stomahesive^{MD} à découper

416919 – Pour colostomie ou iléostomie, 45 mm (1³/₄ po)

416923 – Pour colostomie ou iléostomie, 57 mm (2¹/₄ po)

* Les trousse postopératoires sont vendues exclusivement aux hôpitaux.

APPAREILLAGES ET TROUSSES POSTOPÉRATOIRES

Trousses postopératoires


Trousse postopératoire Natura^{MD} , avec barrière cutanée malléable et collerette Accordéon, non stérile*


Chaque trousse comprend :

- 1 sac standard vidable, transparent, panneau confort d'un côté, avec fermeture InvisiClose^{MD} et pochette Lock-It Pocket^{MC}
- 1 barrière cutanée malléable avec collerette Accordéon

Boîte de 5 trousses

Durahesive^{MD} avec Technologie Malléable^{MC} de ConvaTec
421045 – Pour colostomie ou iléostomie, 57 mm, pour stomies de 13 mm - 22 mm ($\frac{1}{2}$ po - $\frac{7}{8}$ po) . . .

421046 – Pour colostomie ou iléostomie, 57 mm, pour stomies de 22 mm - 33 mm ($\frac{7}{8}$ po - $1\frac{1}{4}$ po) . .

421047 – Pour colostomie ou iléostomie, 70 mm, pour stomies de 33 mm - 45 mm ($1\frac{1}{4}$ po - $1\frac{3}{4}$ po) .

Stomahesive^{MD} avec Technologie Malléable^{MC} de ConvaTec
421042 – Pour colostomie ou iléostomie, 57 mm, pour stomies de 13 mm - 22 mm ($\frac{1}{2}$ po - $\frac{7}{8}$ po) . . .

421043 – Pour colostomie ou iléostomie, 57 mm, pour stomies de 22 mm - 33 mm ($\frac{7}{8}$ po - $1\frac{1}{4}$ po) . .

421044 – Pour colostomie ou iléostomie, 70 mm, pour stomies de 33 mm - 45 mm ($1\frac{1}{4}$ po - $1\frac{3}{4}$ po) .

Trousse postopératoire Natura^{MD} , stérile*
Stomahesive^{MD} à découper

Chaque trousse comprend :

- 1 sac standard vidable, transparent, panneau confort d'un côté, avec valve Accuseal^{MD}
- 1 barrière cutanée à découper
- 1 adaptateur pour réduction de la pression

Boîte de 5 trousses

416920 – Pour colostomie ou iléostomie, 45 mm ($1\frac{3}{4}$ po)

416924 – Pour colostomie ou iléostomie, 57 mm ($2\frac{1}{4}$ po)

Stomahesive^{MD} à découper pour urostomie

Chaque trousse comprend :

- 1 sac standard pour urostomie (10 po transparent avec panneau confort d'un côté) avec valve Accuseal^{MD}
- 1 barrière cutanée à découper
- 1 adaptateur Accuseal^{MD} pour drainage nocturne
- 1 adaptateur pour réduction de la pression

Boîte de 5 trousses

416938 – Pour urostomie, 45 mm ($1\frac{3}{4}$ po)

416946 – Pour urostomie, 57 mm ($2\frac{1}{4}$ po)

416954 – Pour urostomie, 70 mm ($2\frac{3}{4}$ po)

* Les trousses postopératoires sont vendues exclusivement aux hôpitaux.



Trousse postopératoire Natura^{MD} pour stomies cintrées*

Chaque trousse comprend :

- 1 sac standard vidable, transparent avec panneau confort d'un côté, fermeture InvisiClose^{MD} et pochette Lock-It Pocket^{MC}
- 1 barrière cutanée solide
- 1 adaptateur pour réduction de la pression
- 1 tige cintrée stérile

Trousse non-stériles

Boîte de 5 trousse

Stomahesive^{MD}, à découper

416927 – 70 mm (2¾ po)	
416929 – 100 mm (4 po)	

Trousse stériles

Boîte de 5 trousse

Stomahesive^{MD}, à découper

416928 – 70 mm (2¾ po)	
416930 – 100 mm (4 po)	



Trousse professionnelle Esteem synergy^{MD}, non stérile



Chaque trousse comprend :

- 5 sacs vidables, transparents
- 5 barrières cutanées Stomahesive^{MD} avec collet flexible
- 1 attache

409275 – Pour colostomie ou iléostomie, 89 mm (3½ po)	
---	--

Trousse postopératoire Esteem synergy^{MD}, stérile*



STÉRILE

Cette trousse, idéale pour usage immédiatement après l'opération, comprend:

- 1 sac vidable, transparent, droit de 89 mm (3½ po)
- 1 barrière cutanée Stomahesive^{MD} à découper, de 13 à 89 mm (½ à 3½ po) 15 cm x 15 cm (approx. 6 po x 6 po)
- 1 tige pour stomie cintrée 90 mm (3½ po)
- 1 guide de mesure

Boîte de 5 trousse stériles

409345 – Pour colostomie ou iléostomie, 89 mm (3½ po)	
---	--

Trousse postopératoires Esteem^{MD} . Sacs vidables avec Stomahesive^{MD}, InvisiClose^{MD} et pochette Lock-It Pocket^{MC}



Chaque trousse comprend :

- 1 barrière cutanée à découper sur un sac standard avec panneau confort d'un côté et fermeture InvisiClose^{MD}

Boîte de 5 trousse

Transparent, panneau confort 1 côté, taille standard (12 po), non-stérile

416915 – 100 mm (4 po)	
------------------------------	--

Transparent, panneau confort 1 côté, taille standard (12 po), stérile

416916 – 100 mm (4 po)	
------------------------------	--

Tiges cintrées ConvaTec, stériles



- Les tiges pour stomies cintrées sont en forme de « T », ce qui aide à les maintenir en place
- La tête pivotante permet une application et un retrait faciles
- Les tiges sont dotées de trous afin que vous puissiez suturer la stomie, au besoin

22355 – Tige cintrée pour Stomie (65mm) - Stérile

Boîte de 10	
-------------------	--

22356 – Tige cintrée pour Stomie (90mm) - Stérile

Boîte de 10	
-------------------	--

* Les trousse postopératoires sont vendues exclusivement aux hôpitaux.

Sacs pour fistules et plaies Eakin Cohesive^{MD}

839250 839251

Les sacs pour plaies Eakin permettent une prise en charge des fistules, des stomies multiples ou irrégulières et des plaies fortement exsudatives, tout en assurant le confort du patient; ils sont doux pour la peau et économiques.

839250 – Petit sac avec système de fermeture de type plier-rentre pour plaies jusqu'à 45 x 30 mm



839252 839253

839251 – Sac moyen avec système de fermeture de type plier-rentre pour plaies jusqu'à 110 x 75 mm

839252 – Grand sac avec système de fermeture de type plier-rentre pour plaies jusqu'à 175 x 110 mm



839260 839261

839253 – Très grand sac avec système de fermeture de type plier-rentre pour plaies horizontales jusqu'à 245 x 160 mm



839262 839263

Boîte de 5 sacs

839260 – Petit sac avec dispositif de drainage distal pour plaies jusqu'à 45 x 30 mm

839267 – Petit sac Plus avec dispositif de drainage distal pour plaies jusqu'à 60 x 86 mm



839264 839265

839261 – Sac moyen avec dispositif de drainage distal pour plaies jusqu'à 110 x 75 mm

839262 – Grand sac avec dispositif de drainage distal pour plaies jusqu'à 175 x 110 mm



839266 839267

Boîte de 10 sacs

839263 – Très grand sac avec dispositif de drainage distal pour plaies horizontales jusqu'à 245 x 160 mm

839264 – Très grand sac avec dispositif de drainage distal et fenêtre d'accès pour plaies horizontales jusqu'à 245 x 160 mm



839268 839280

839265 – Très grand sac avec dispositif de drainage distal pour plaies verticales jusqu'à 245 x 160 mm

839268 – Très grand sac avec dispositif de drainage distal et fenêtre d'accès pour plaies verticales jusqu'à 245 x 160 mm

839266 – Très grand sac avec dispositif de drainage distal pour incisions verticales jusqu'à 290 x 130 mm

Boîte de 5 sacs

839280 – Fenêtres d'accès Eakin à utiliser en association avec les sacs pour plaies Eakin

Boîte de 5 Fenêtres



Système de prise en charge de matières fécales Flexi-Seal^{MD} (FMS)



Avancée remarquable dans la prise en charge de l'incontinence fécale

Le système de prise en charge de matières fécales Flexi-Seal^{MD} est un dispositif de collecte temporaire indiqué pour les patients présentant une perte de contrôle importante ou totale des intestins avec des selles liquides ou semi-liquides. Il est conçu pour dériver, recueillir, contenir et isoler les matières fécales de manière sécuritaire et efficace, protéger les plaies des patients contre la contamination fécale et réduire à la fois les risques de ruptures de la peau et les risques de propagation des infections.

La trousse du système Flexi-Seal^{MD} consiste en une sonde en silicone, une seringue et trois sacs collecteurs.



418000 – Système de prise en charge de matières fécales Flexi-Seal ^{MD} SIGNAL ^{MC}
1 trousse par boîte, avec 3 sacs avec filtre
411100 – Système de prise en charge de matières fécales Flexi-Seal ^{MD}
1 trousse
411101 – Sacs collecteurs de remplacement, jetables, capacité de 1000 ml
Boîte de 10
411102 – Sacs collecteurs de remplacement avec filtres, jetables, capacité de 1000 ml
Boîte de 10
411108 – Sacs collecteurs de remplacement avec filtre perfectionné (APS), capacité de 1000 ml
Boîte de 10

DISPOSITIFS DE FIXATION

Dispositif de fixation FLEXI-TRAK^{MD}




Fixation de tubulures et de sondes de type sondes urinaires, tubulures de gastrostomie, tubulures I.V., sondes rectales, tubulures thoraciques, lignes veineuses centrales, câbles de stimulateurs cardiaques, tubulures de collecteur, tubulures de drainage biliaire, tubulures de néphrostomie et tubulures de dialyse péritonéale.

37449 – Grand, 38 mm x 100 mm (1,5 po x 4 po)
Boîte de 50 dispositifs de fixationTaxable

Dispositif de fixation Drain-Fix^{MC}

Dispositif pour fixer les cathéters et les tubes percutanés



Le dispositif de fixation Drain-Fix^{MC} est stérile et est conçu pour les cathéters et les tubes CH 5 à CH 22. Il sert à fixer, par exemple, des cathéters en queue de cochon, des cathéters à ballonnet, des cathéters sus-pubiens, des cathéters d'alimentation GPE et autres cathéters et drains percutanés.

NOUVEAU

680M – Petit, 5 CH - 14 CH
Boîte de 25 pcs
685M – Grand, 12 CH - 22 CH
Boîte de 20 pcs



Cathéters urinaires intermittents GentleCath^{MC}



Le cathéter GentleCath^{MC} est conçu pour offrir un confort maximal, la sécurité et une facilité d'utilisation. L'extrémité (bout) est douce et arrondie, et les oeillets sont polis et lisses pour faciliter l'insertion.



Cathéter (PVC) urinaire pour femme

- 501019 – Taille 08 FR
- 501020 – Taille 10 FR
- 501021 – Taille 12 FR
- 501022 – Taille 14 FR
- 501023 – Taille 16 FR

Boîte de 100



Cathéter (PVC) urinaire pour homme, droit

- 501002 – Taille 10 FR
- 501003 – Taille 12 FR
- 501004 – Taille 14 FR
- 501005 – Taille 16 FR
- 501006 – Taille 18 FR

Boîte de 100



Cathéter (PVC) urinaire pour homme, coudé

- 501011 – Taille 08 FR
- 501012 – Taille 10 FR
- 501013 – Taille 12 FR
- 501014 – Taille 14 FR
- 501015 – Taille 16 FR
- 501016 – Taille 18 FR

Boîte de 100

Touchez la différence!



Le cathéter GentleCath^{MC} est conçu pour rendre l'insertion et le retrait aussi facile et aisé que possible pour le patient.

- Oeillets polis et lisses pour minimiser la friction
- Disponible avec extrémité (bout) droite pour homme ou femme ainsi qu'une version coudée pour homme facilitant l'insertion dans les passages complexes.



Voyez la différence!

- Embouts de couleur pour identification facile des tailles FR
- Disponible dans une panoplie de tailles pour répondre aux besoins de vos clients.
- Se raccorde aux sacs de drainage et autres appareillages.





Pansement AQUACEL^{MD} Foam Hydrofiber^{MD}, stérile



Non Adhésif



Adhésif



Adhésif talon



Adhésif sacrum



AQUACEL^{MD}
Foam

Le pansement AQUACEL^{MD} Foam représente une gamme de pansements mousses absorbants stériles, adhésifs ou non-adhésifs, fabriqué à partir de 4 composants différentes: 1) une couche extérieure imperméable créant une barrière virale et bactérienne qui protège la plaie des contaminants extérieurs, réduisant le risque d'infection. La couche extérieure aide également à gérer l'humidité de la vapeur d'eau transmise par l'exsudat absorbé par le pansement ; 2) un coussin mousse souple et absorbant; 3) une interface AQUACEL^{MD} fait à partir de la technologie Hydrofiber^{MD} (carboxyméthylcellulose sodique) qui crée un gel doux et cohésif offrant un micro-contact étroit avec le lit de la plaie, maintient un milieu humide dans la plaie (favorisant le processus naturel de guérison) et aide à l'élimination des tissus non viables de la plaie (débridement autolytique) sans endommager les tissus environnants nouvellement formés; 4) et une bordure de silicone douce et adhésive offerte avec la gamme de pansements adhésifs qui procure une adhésion solide et douce seulement sur la peau environnante, et non au niveau de la plaie, supportant ainsi un retrait non traumatique du pansement.

Le pansement AQUACEL^{MD} Foam peut être utilisé comme pansement primaire ou secondaire pour la prise en charge de plaies chroniques ou aiguës, comme les ulcères de jambe, ulcères de pressions (stades II – IV) et ulcères diabétiques; les plaies chirurgicales (postopératoires, zone donneuses, dermatologiques) les brûlures d'épaisseur partielle (au deuxième degré); les plaies chirurgicales ou traumatiques en guérison par seconde intention, telles que les incisions chirurgicales désunies; les plaies chirurgicales en guérison par première intention, telles que les incisions dermatologiques et chirurgicales (p. ex. : orthopédiques et vasculaires); etc (consulter la notice du pansement pour des instructions d'utilisation complète).

Non Adhésif :

420631	– boîte de 10 pansements, approx. 5 cm x 5 cm (approx. 2 po x 2 po)
420633	– boîte de 10 pansements, approx. 10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po)
420635	– boîte de 5 pansements, approx. 15 cm x 15 cm (approx. 6 po x 6 po)
420637	– boîte de 5 pansements, approx. 15 cm x 20 cm (approx. 6 po x 8 po)
420636	– boîte de 5 pansements, approx. 20 cm x 20 cm (approx. 8 po x 8 po)
421156	– boîte de 5 pansements, approx. 10 cm x 20 cm (approx. 4 po x 8 po)

Adhésif :

420804	– boîte de 10 pansements, approx. 8 cm x 8 cm (approx. 3,2 po x 3,2 po)
420680	– boîte de 10 pansements, approx. 10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po)
420619	– boîte de 10 pansements, approx. 12,5 cm x 12,5 cm (approx. 5 po x 5 po)
420621	– boîte de 10 pansements, approx. 17,5 cm x 17,5 cm (approx. 7 po x 7 po)
420623	– boîte de 5 pansements, approx. 21 cm x 21 cm (approx. 8,5 po x 8,5 po)
420624	– boîte de 5 pansements, approx. 25 cm x 30 cm (approx. 10 po x 12 po)
421150	– boîte de 5 pansements, approx. 10 cm X 20 cm (approx. 4 po x 8 po)
421152	– boîte de 5 pansements, approx. 10 cm x 25 cm (approx. 4 po x 10 po)
421154	– boîte de 5 pansements, approx. 10 cm x 30 cm (approx. 4 po x 12 po)

Adhésif talon :

420625	– boîte de 5 pansements, approx. 19,8 cm x 14 cm (approx. 8 po x 5,5 po)
---------------	--

Adhésif sacrum :

420626	– boîte de 5 pansements, approx. 20 cm x 16,9 cm (approx. 8 po x 7 po)
---------------	--

AQUACEL^{MD}
Foam
Le gardien de la peau



**Protéger.
Défendre.
Soigner.**

*Si l'adhésif est coupé, un ruban adhésif supplémentaire sera peut-être nécessaire pour le fixer. Du ruban adhésif supplémentaire ou d'autres moyens de fixation seront nécessaires pour fixer le pansement AQUACEL^{MD} mousse sans adhésif.



Pansement AQUACEL^{MD} Ag Foam Hydrofiber^{MD}, stérile



Non-Adhésif



Adhésif



Adhésif talon



Adhésif sacrum



Le seul pansement mousse avec argent qui offre les propriétés d'une couche de contact AQUACEL^{MD} favorisant la guérison, le confort de la mousse et la puissance des ions argent pour tuer les bactéries. Choisissez le pansement AQUACEL^{MD} Ag mousse qui convient, parmi des formes et des dimensions variées; vous pouvez aussi les couper à votre forme et à votre taille*, sans perdre aucune des propriétés de la technologie Hydrofiber^{MC}.

AQUACEL^{MD}
Ag
Foam

Non-Adhésif :

- 420639 – boîte de 10 pansements, approx. 5 cm x 5 cm (approx. 2 po x 2 po)
- 420642 – boîte de 10 pansements, approx. 10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po)
- 420645 – boîte de 5 pansements, approx. 15 cm x 15 cm (approx. 6 po x 6 po)
- 420646 – boîte de 5 pansements, approx. 20 cm x 20 cm (approx. 8 po x 8 po)
- 420806 – boîte de 5 pansements, approx. 15 cm x 20 cm (approx. 6 po x 8 po)

Adhésif :

- 420805 – boîte de 10 pansements, approx. 8 cm x 8 cm (approx. 3,2 po x 3,2 po)
- 420681 – boîte de 10 pansements, approx. 10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po)
- 420627 – boîte de 10 pansements, approx. 12,5 cm x 12,5 cm (approx. 5 po x 5 po)
- 420628 – boîte de 10 pansements, approx. 17,5 cm x 17,5 cm (approx. 7 po x 7 po)
- 420629 – boîte de 5 pansements, approx. 21 cm x 21 cm (approx. 8,5 po x 8,5 po)
- 420807 – boîte de 5 pansements, approx. 25 cm x 30 cm (approx. 10 po x 12 po)

Adhésif talon :

- 420647 – boîte de 5 pansements, approx. 19,8 cm x 14 cm (approx. 8 po x 5,5 po)

Adhésif sacrum :

- 420648 – boîte de 5 pansements, approx. 20 cm x 16,9 cm (approx. 8 po x 7 po)

Pansement-Mousse FoamLite^{MC}



Approprié pour les plaies chroniques et aiguës non-exsudatives, le pansement FoamLite^{MC} de ConvaTec est un pansement-mousse mince qui est muni d'un film qui respire ainsi que d'un adhésif en silicone doux pour la peau. Mince et flexible, le pansement épouse la forme du corps même dans des positions plus difficiles.

FoamLiteTM
ConvaTec

NOUVEAU

- 421557 – boîte de 10 pansements, approx. 8 cm x 8 cm (approx. 3,1 po x 3,1 po)
- 421559 – boîte de 10 pansements, approx. 10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po)
- 421561 – boîte de 10 pansements, approx. 15 cm x 15 cm (approx. 5,9 po x 5,9 po)
- 421563 – boîte de 10 pansements, approx. 5,5 cm x 12 cm (approx. 2,1 po x 4,7 po)



Tailles des pansements





Pansement de recouvrement AQUACEL^{MD} Surgical, stérile



Le pansement de recouvrement AQUACEL^{MD} Surgical est un pansement stérile postopératoire comprenant un îlot interne (en contact avec la plaie) non tissé utilisant la Technologie Hydrofiber^{MD}. L'îlot est composé de carboxyméthylcellulose sodique lié par piqûres avec du fil de nylon et de l'élasthanne maintenu en place entre deux couches d'hydrocolloïdes, la couche supérieure étant recouverte d'une pellicule de polyuréthane et la couche inférieure, en contact avec la peau et percée d'une fenêtre, étant composée d'une pellicule de polyuréthane elle-même prise en sandwich entre deux couches d'hydrocolloïdes.

Le pansement de recouvrement AQUACEL^{MD} Surgical est imperméable et forme une barrière contre les bactéries et les virus, car il est conçu pour s'ajuster aux mouvements du corps et à l'œdème postopératoire.

AQUACEL^{MD}
Surgical

412017	– Boîte de 10 pansements, approx. 9 cm x 10 cm (approx. 3,5 po x 4 po)
412018	– Boîte de 10 pansements, approx. 9 cm x 15 cm (approx. 3,5 po x 6 po)
412019	– Boîte de 10 pansements, approx. 9 cm x 25 cm (approx. 3,5 po x 10 po)
420669	– Boîte de 10 pansements, approx. 9 cm x 30 cm (approx. 3,5 po x 12 po)
412020	– Boîte de 10 pansements, approx. 9 cm x 35 cm (approx. 3,5 po x 14 po)

Pansement de recouvrement AQUACEL^{MD} Ag Surgical, stérile



Le pansement de recouvrement AQUACEL^{MD} Ag Surgical avec argent est un pansement stérile postopératoire comprenant un îlot interne (en contact avec la plaie) non tissé utilisant la Technologie Hydrofiber^{MD} et d'ions d'argent lié par piqûres avec du fil de nylon et de l'élasthanne. Le tout est maintenu en place entre deux couches hydrocolloïdes. La couche supérieure étant recouverte d'une pellicule de polyuréthane et la couche inférieure, en contact avec la peau et percée d'une fenêtre, étant composée d'une pellicule de polyuréthane elle-même prise en sandwich entre deux couches d'hydrocolloïdes.

Le pansement de recouvrement AQUACEL^{MD} Ag Surgical est imperméable et forme une barrière contre les bactéries et les virus, car il est conçu pour s'ajuster aux mouvements du corps et à l'œdème postopératoire.

AQUACEL^{MD} Ag
Surgical

412009	– Boîte de 10 pansements, approx. 9 cm x 10 cm (approx. 3,5 po x 4 po)
412010	– Boîte de 10 pansements, approx. 9 cm x 15 cm (approx. 3,5 po x 6 po)
412011	– Boîte de 10 pansements, approx. 9 cm x 25 cm (approx. 3,5 po x 10 po)
420670	– Boîte de 10 pansements, approx. 9 cm x 30 cm (approx. 3,5 po x 12 po)
412012	– Boîte de 10 pansements, approx. 9 cm x 35 cm (approx. 3,5 po x 14 po)

Pansement anti-odeurs CarboFlex^{MD}, stérile

Le pansement anti-odeurs CarboFlex^{MD} stérile et non adhésif comporte une couche absorbante (faite d'alginate et de Technologie Hydrofiber^{MD}) qui entre en contact avec la plaie, une couche centrale composée d'un filtre au charbon activé et une couche de surface douce et résistante à l'eau. Ce pansement est indiqué pour les plaies aiguës ou chroniques malodorantes.

CarboFlex^{MD}
Pansement anti-odeurs

403202	– Boîte de 10 pansements, approx. 10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po)
403203	– Boîte de 5 pansements, approx. 7,5 cm x 15 cm (approx. 3 po x 6 po)
403204	– Boîte de 5 pansements, approx. 15 cm x 20 cm (approx. 6 po x 8 po)



Pansement AQUACEL^{MD} Ag+ Extra^{MC}, stérile



Le pansement AQUACEL^{MD} Ag+ EXTRA^{MC} Hydrofiber^{MC} amélioré, avec argent et fibres de renfort est doux, stérile, non tissé et fabriqué avec deux couches de carboxyméthylcellulose sodique imprégnée de 1,2 % d'ions argent (un agent antimicrobien); il est amélioré par la présence de guanylate disodique de l'acide éthylènediaminetétracétique (EDTA) et de chlorure de benzéthonium, et renforcé par des fibres de cellulose régénérées. Ce pansement absorbe de grandes quantités de liquides et de bactéries des plaies; il crée un gel cohésif doux qui épouse étroitement la surface de la plaie, maintient celle-ci dans un milieu humide et contribue au retrait de tissus non viables de la plaie (débridement autolytique). Un milieu humide et la maîtrise des bactéries favorisent le processus de guérison du corps et contribuent également à réduire les risques d'infections de la plaie. Les ions argent dans le pansement tuent les micro-organismes pathogènes, planctoniques et à l'intérieur des biofilms bactériens, y compris les bactéries, les levures et les moisissures. Le pansement perturbe et absorbe le biofilm, prévient sa formation et sa reformation, et accroît l'efficacité du transfert de l'argent aux micro-organismes. Le pansement seul dresse une barrière antimicrobienne pour protéger le lit de la plaie.



- 413566 – boîte de 10 pansements, approx. 5 cm x 5 cm (approx. 2 po x 2 po)
- 413567 – boîte de 10 pansements, approx. 10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po)
- 413568 – boîte de 5 pansements, approx. 15 cm x 15 cm (approx. 6 po x 6 po)
- 413569 – boîte de 5 pansements, approx. 20 cm x 30 cm (approx. 8 po x 12 po)

Pansement-mèche AQUACEL^{MD} Ag+, stérile



Le pansement-mèche AQUACEL^{MD} Ag+ Hydrofiber^{MC} amélioré, avec argent et fibres de renfort est doux, stérile, non tissé et fabriqué avec une couche de carboxyméthylcellulose sodique imprégnée de 1,2 % d'ions argent (un agent antimicrobien); il est amélioré par la présence de guanylate disodique de l'acide éthylènediaminetétracétique (EDTA) et de chlorure de benzéthonium, et renforcé par des fibres de cellulose régénérées. Ce pansement absorbe de grandes quantités de liquides et de bactéries des plaies; il crée un gel cohésif doux qui épouse étroitement la surface de la plaie, maintient celle-ci dans un milieu humide et contribue au retrait de tissus non viables de la plaie (débridement autolytique). Un milieu humide et la maîtrise des bactéries favorisent le processus de guérison du corps et contribuent également à réduire les risques d'infections de la plaie. Les ions argent dans le pansement tuent les micro-organismes pathogènes, planctoniques et à l'intérieur des biofilms bactériens, y compris les bactéries, les levures et les moisissures. Le pansement perturbe et absorbe le biofilm, prévient sa formation et sa reformation, et accroît l'efficacité du transfert de l'argent aux micro-organismes. Le pansement seul dresse une barrière antimicrobienne pour protéger le lit de la plaie.



- 413570 – boîte de 5 pansements, approx. 1 cm x 45 cm (approx. 0.39 po x 18 po)
- 413571 – boîte de 5 pansements, approx. 2 cm x 45 cm (approx. 3/4 po x 18 po)





Pansement AQUACEL^{MD} Hydrofiber^{MD}, stérile



Le pansement AQUACEL^{MD} Hydrofiber^{MD} est stérile, blanc et ses fibres sont entièrement faites de carboxyméthylcellulose sodique (100 %). Le pansement AQUACEL^{MD} présente l'apparence, la texture et la facilité d'utilisation de la gaze et des principaux pansements d'alginate sur le marché, mais retient plus d'exsudat que l'alginate et presque trois fois plus d'exsudat que la gaze lorsqu'il est utilisé sous compression. Le pansement AQUACEL^{MD} est indiqué pour la prise en charge des abrasions, des lacérations; sous la supervision d'un professionnel des soins de santé, il est indiqué pour des ulcères de pression, des ulcères de jambe, des incisions, des zones donneuses de greffes, des brûlures du deuxième degré, des plaies infectées et des plaies chirurgicales ou traumatiques qui cicatrisent par deuxième intention. En outre, on peut l'utiliser pour la prise en charge des plaies sujettes au saignement et pour aider à contenir un léger saignement.

AQUACEL^{MD}

Conseil !

Vous pouvez utiliser les pansements AQUACEL^{MD} & AQUACEL^{MD} Ag sous un pansement hydrocolloïde DuoDERM^{MD}.

- 177901 – Boîte de 10 pansements, approx. 5 cm x 5 cm (approx. 2 po x 2 po)
- 177902 – Boîte de 10 pansements, approx. 10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po)
- 177903 – Boîte de 5 pansements, approx. 15 cm x 15 cm (approx. 6 po x 6 po)

Pansement mèche AQUACEL^{MD} Hydrofiber^{MD} avec fibres de renfort, stérile



Les pansements AQUACEL^{MD} avec fibres de renfort offrent tous les avantages des pansements-mèches AQUACEL^{MD} et AQUACEL^{MD} Ag originaux, mais ils sont encore plus robustes. Le procédé liage par couture a été utilisé afin de solidifier davantage les pansements-mèches AQUACEL^{MD} originaux. On obtient ainsi des pansements qui présentent :

- Plus de 20 fois plus de résistance*
- Plus de 1,3 fois moins de risques de rétrécissement*

- 403770 – Boîte de 5 pansements, approx. 2 cm x 45 cm (approx. 3/4 po x 18 po)
- 420127 – Boîte de 5 pansements, approx. 1 cm x 45 cm (approx. 0.39 po x 18 po)

Pansement AQUACEL^{MD} Ag Hydrofiber^{MD}, stérile



Le pansement AQUACEL^{MD} Ag est un pansement **antimicrobien** absorbant qui, en plus d'être doté de tous les avantages du pansement AQUACEL^{MD}, présente une caractéristique importante : il renferme des ions argent. Le pansement AQUACEL^{MD} Ag tue un large spectre d'agents pathogènes présents dans le pansement et responsables des infections (activité microbicide), notamment *Staphylococcus aureus* résistant à la méthicilline (SARM) et les entérocoques résistant à la vancomycine (ERV)¹. Étant donné que le pansement AQUACEL^{MD} Ag contient un antimicrobien, aucun autre produit antimicrobien n'est requis.

AQUACEL^{MD} Ag

Le saviez-vous?

Vous pouvez utiliser le pansement AQUACEL^{MD} Ag sur une plaie qui a été nettoyée avec de l'eau stérile ou une solution saline.

- 403706 – Boîte de 10 pansements, approx. 5 cm x 5 cm (approx. 2 po x 2 po)
- 403708 – Boîte de 10 pansements, approx. 10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po)
- 403710 – Boîte de 5 pansements, approx. 15 cm x 15 cm (approx. 6 po x 6 po)
- 403711 – Boîte de 5 pansements, approx. 20 cm x 30 cm (approx. 8 po x 12 po)

Pansement mèche AQUACEL^{MD} Ag Hydrofiber^{MD} avec fibres de renfort, stérile



Les pansements AQUACEL^{MD} Ag avec fibres de renfort offrent tous les avantages des pansements-mèches AQUACEL^{MD} Ag originaux, mais ils sont encore plus robustes. Le procédé de liage par couture a été utilisé afin de solidifier davantage les pansements-mèches AQUACEL^{MD} Ag originaux. On obtient ainsi des pansements qui présentent :

- Plus de 20 fois plus de résistance*
- Plus de 1,3 fois moins de risques de rétrécissement*

- 403771 – Boîte de 5 pansements, approx. 2 cm x 45 cm (approx. 3/4 po x 18 po)
- 420128 – Boîte de 5 pansements, approx. 1 cm x 45 cm (approx. 0.39 po x 18 po)

¹ S. A. Jones et coll., P. G. Bowler, M. Walker, et D. Parsons, « Controlling wound bioburden with a novel silver-containing Hydrofiber^{MD} dressing », *Wound Repair Regeneration*, 12(3), mai-juin 2004, p. 288-294.

* En comparaison avec les pansements originaux AQUACEL^{MD} et AQUACEL^{MD} Ag.



Pansement AQUACEL^{MD} Extra^{MC} Hydrofiber^{MD} avec fibres de renfort, stérile



Le pansement AQUACEL^{MD} Extra^{MC} avec fibres de renfort est un pansement doux, stérile et non tissé composé de deux couches de fibres de la technologie Hydrofiber^{MD} (carboxyméthylcellulose sodique) reliés ensemble par des fibres de renfort. Ce pansement très absorbant et confortable absorbe le fluide de la plaie et crée un gel cohésif doux qui offre un micro-contact étroit au niveau du lit de la plaie; il maintient un environnement humide qui favorise le processus de guérison du corps et contribue à l'évacuation spontanée des tissus non viables de la plaie (débridement autolytique), sans endommager les tissus nouvellement formés. Le pansement AQUACEL^{MD} Extra^{MC} a été conçu pour être 9X plus fort et 39% plus absorbant que le pansement AQUACEL^{MD} régulier.¹

AQUACEL^{MD}
Extra^{MC}

- 420671** – Boîte de 10 pansements, approx. 5 cm x 5 cm (approx. 2 po x 2 po)
- 420672** – Boîte de 10 pansements, approx. 10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po)
- 420673** – Boîte de 5 pansements, approx. 15 cm x 15 cm (approx. 6 po x 6 po)

Pansement AQUACEL^{MD} Ag Extra^{MC} Hydrofiber^{MD} avec fibres de renfort, stérile



Le pansement AQUACEL^{MD} Ag Extra^{MC} avec argent et fibres de renfort est un pansement doux, stérile et non tissé composé de deux couches de fibres de la technologie Hydrofiber^{MD} (carboxyméthylcellulose sodique) imprégnées d'ions d'argent et liées ensemble par des fibres de renfort. Ce pansement très absorbant et confortable absorbe le fluide de la plaie et crée un gel cohésif doux qui offre un micro-contact étroit au niveau de la plaie; il maintient un environnement humide qui favorise le processus de guérison du corps et contribue à l'évacuation spontanée des tissus non viables de la plaie (débridement autolytique), sans endommager les tissus nouvellement formés. L'argent contenu dans le pansement élimine un large spectre de bactéries des plaies et contribue à la réduction de la charge bactérienne au niveau du lit de la plaie. Le pansement AQUACEL^{MD} Ag Extra^{MC} a été conçu pour être 9X plus fort et 50% plus absorbant que le pansement AQUACEL^{MD} Ag régulier.²

AQUACEL^{MD}
Ag Extra^{MC}

- 420675** – Boîte de 10 pansements, approx. 5 cm x 5 cm (approx. 2 po x 2 po)
- 420676** – Boîte de 10 pansements, approx. 10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po)
- 420678** – Boîte de 5 pansements, approx. 15 cm x 15 cm (approx. 6 po x 6 po)
- 420679** – Boîte de 5 pansements, approx. 20 cm x 30 cm (approx. 8 po x 12 po)



1. Preliminary assessment of the physical properties of AQUACEL[®] EXTRA and AQUACEL[®] Scientific Background Report. WHRI3461 TA214. 2011, Données sur fichier, ConvaTec Inc.

2. Assessment of the in vitro physical properties of AQUACEL[®] Ag Extra[™] and AQUACEL[®] Ag dressings. Technical Assessment. WHRI3602 TA235. 2012, Données sur fichier, ConvaTec Inc.



Pansement AQUACEL^{MD} Ag Burn Hydrofiber^{MD}, stérile



Le pansement AQUACEL^{MD} Ag Burn Hydrofiber^{MD} renforcé avec fils de nylon est un pansement imprégné d'argent, antimicrobien, absorbant, doux et stérile; il est non tissé, composé de fibres entremêlées, fabriqué à l'aide de la technologie Hydrofiber^{MD} (carboxyméthylcellulose sodique) et cousu sur la longueur au moyen d'un fil de nylon. Le pansement contient 1,2 % d'ions argent, poids/poids. L'argent tue un vaste éventail de bactéries dans la plaie. Ce pansement absorbe un grand volume de liquides et de bactéries de la plaie; il crée également un gel doux et cohésif qui épouse étroitement le lit de la plaie, maintient celle-ci dans un milieu humide et contribue au retrait de matériaux non viables (débridement autolytique). Sous la supervision d'un professionnel de la santé, le pansement AQUACEL^{MD} Ag Burn Hydrofiber^{MD} est indiqué principalement pour la prise en charge des brûlures avec atteinte tissulaire partielle (deuxième degré) et les plaies susceptibles de saigner telles que les plaies ayant subi un débridement mécanique ou chirurgical, et les zones donneuses. Additionnellement, il peut être aussi utilisé pour les indications tel que les ulcères du pied diabétique, les ulcères de jambe (ulcères veineux de stase, ulcères artériels et ulcères de jambe d'origine mixte), les ulcères de pression et plaies (avec atteinte tissulaire partielle et totale), les plaies chirurgicales qui guérissent par deuxième intention, les plaies chirurgicales qui guérissent par première intention, les plaies traumatiques, les plaies cancéreuses exsudatives (e.g. fonguïdes (tumeurs cutanées), tumeurs polypôides, métastases cutanées, sarcomes de Kaposi et angiosarcomes), les plaies douloureuses ou infectées.

AQUACEL^{MD}
Ag Burn



403786	– Boîte de 5 pansements, approx. 13 cm x 10 cm (approx. 5 po x 4 po)
403787	– Boîte de 5 pansements, approx. 17 cm x 15 cm (approx. 7 po x 6 po)
403788	– Boîte de 5 pansements, approx. 23 cm x 30 cm (approx. 9 po x 12 po)
403789	– Boîte de 3 pansements, approx. 23 cm x 100 cm (approx. 9 po x 40 po)
403791	– Boîte de 1 pansement, taille 1 (Gant)
403792	– Boîte de 1 pansement, taille 2 (Gant)
403793	– Boîte de 1 pansement, taille 3 (Gant)
403794	– Boîte de 1 pansement, taille 4 (Gant)
403795	– Boîte de 1 pansement, taille 5 (Gant)

Pansement d'alginate de calcium KALTOSTAT^{MD}, stérile

Le pansement KALTOSTAT^{MD} est doux, stérile et non tissé et est composé de fibres d'alginate de calcium et de sodium et offert sous forme de mèche ou de compresse. Les fibres d'alginate absorbent l'exsudat et créent un milieu humide à la surface de la plaie. Ce pansement peut être utilisé pour les abrasions, les lacérations, les échaudures et brûlures mineures, et sous la supervision d'un professionnel de la santé, pour les ulcères de pression de stades 2 à 4, les ulcères veineux et artériels, les ulcères du pied diabétique, les zones donneuses de greffes, les incisions chirurgicales et les plaies traumatiques. En entrant en contact avec une plaie qui saigne, le pansement KALTOSTAT^{MD} favorise l'hémostase (coagulation).

KALTOSTAT^{MD}

168117	– Boîte de 5 pansements, 2 g.
168210	– Boîte de 10 pansements, approx. 5 cm x 5 cm (approx. 2 po x 2 po)
168212	– Boîte de 10 pansements, approx. 7 cm x 12 cm (approx. 3 po x 5 po)
168214	– Boîte de 10 pansements, approx. 10 cm x 19 cm (approx. 4 po x 8 po)



Pansement hydrocolloïde DuoDERM^{MD} Signal^{MD} CGF^{MD} à bords amincis (avec gel contrôlé), stérile



Le pansement DuoDERM Signal^{MD} est un pansement hydrocolloïde, adhésif, à bords amincis. Ce pansement flexible, sûr et translucide est doté d'un indicateur visuel vert qui signale à quel moment changer le pansement. Le pansement DuoDERM Signal^{MD} convient aux plaies modérément exsudatives.

Usage Multiple:

403326 – Carré - approx. 10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po)
Boîte de 5 pansements, enveloppés individuellement

403327 – Carré - approx. 14 cm x 14 cm (approx. 6 po x 6 po)
Boîte de 5 pansements, enveloppés individuellement

403328 – Carré - approx. 20 cm x 20 cm (approx. 8 po x 8 po)
Boîte de 5 pansements, enveloppés individuellement

403332 – Triangle - approx. 15 cm x 18 cm (approx. 6 po x 7 po)
Boîte de 5 pansements, enveloppés individuellement

403333 – Triangle - approx. 20 cm x 23 cm (approx. 8 po x 9 po)
Boîte de 5 pansements, enveloppés individuellement

Talon



410500 – Forme talon - approx. 18 cm x 19 cm (approx. 7 po x 8 po)
Boîte de 5 pansements, enveloppés individuellement

Sacrum



410501 – Forme papillon - approx. 20 cm x 22 cm (approx. 8 po x 9 po)
Boîte de 5 pansements, enveloppés individuellement

Ovale



410510 – Forme ovale - approx. 11 cm x 19 cm (approx. 4,5 po x 7,5 po)
Boîte de 5 pansements, enveloppés individuellement

Pansement hydrocolloïde DuoDERM^{MD} CGF^{MD} Extra-Mince, stérile



Le pansement DuoDERM^{MD} CGF^{MD} Extra-Mince est un pansement hydrocolloïde à grande flexibilité qui est conçu pour la prise en charge des plaies sèches ou faiblement exsudatives. On l'utilise aussi pour prévenir la rupture de la peau.

187900 – Rectangle - approx. 5 cm x 10 cm (approx. 2 po x 4 po)
Boîte de 20 pansements, enveloppés individuellement

187901 – Carré - approx. 7 cm x 7 cm (approx. 3 po x 3 po)
Boîte de 20 pansements, enveloppés individuellement

187902 – Ovale - approx. 10 cm x 15 cm (approx. 4 po x 6 po)
Boîte de 10 pansements, enveloppés individuellement

187903 – Triangle - approx. 15 cm x 18 cm (approx. 6 po x 7 po)
Boîte de 10 pansements, enveloppés individuellement

187955 – Carré - 10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po)
Boîte de 10 pansements, enveloppés individuellement

187957 – Carré - approx. 14 cm x 14 cm (approx. 6 po x 6 po)
Boîte de 10 pansements, enveloppés individuellement

187961 – Rectangle - approx. 5 cm x 20 cm (approx. 2 po x 8 po)
Boîte de 10 pansements, enveloppés individuellement

413488 – Spots - approx. 4,4 cm X 3,8 cm (approx. 1,75 po x 1,5 po)
Boîte de 100 pansements enveloppés individuellement en 10 paquets de 10 spots chacun.

Conseil !

Afin d'assurer un port prolongé des pansements DuoDERM^{MD}, prenez soin de toujours sélectionner la taille appropriée. Laissez au moins 3,2 cm (1¼ po) sur la peau au pourtour de la plaie.



Pansement hydrocolloïde DuoDERM^{MD} CGF^{MD} avec gel contrôlé, stérile



Le pansement DuoDERM^{MD} CGF^{MD} est un pansement hydrocolloïde adhésif conçu pour la prise en charge des ulcères cutanés exsudatifs, y compris des plaies avec atteinte tissulaire totale, des ulcères de pression (stades 2 à 4), des ulcères de jambe, des plaies superficielles, des brûlures avec atteinte tissulaire partielle et des zones donneuses de greffes.

187658 – Carré - approx. 10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po)

Boîte de 20 pansements, enveloppés individuellement

187659 – Carré - approx. 14 cm x 14 cm (approx. 6 po x 6 po)

Boîte de 20 pansements, enveloppés individuellement

187660 – Carré - approx. 10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po)

Boîte de 5 pansements, enveloppés individuellement

187661 – Carré - approx. 14 cm x 14 cm (approx. 6 po x 6 po)

Boîte de 5 pansements, enveloppés individuellement

187662 – Carré - approx. 20 cm x 20 cm (approx. 8 po x 8 po)

Boîte de 5 pansements, enveloppés individuellement

Pour couvrir une plus grande superficie lors de la prise en charge des ulcères de la jambe, des brûlures au second degré ou des zones donneuses:

187643 – Rectangle - approx. 15 cm x 20 cm (approx. 6 po x 8 po)

Boîte de 5 pansements, enveloppés individuellement

187644 – Rectangle - approx. 20 cm x 29 cm (approx. 8 po x 12 po)

Boîte de 5 pansements, enveloppés individuellement

Pansement hydrocolloïde DuoDERM^{MD} CGF^{MD} Border, stérile*

Le pansement DuoDERM^{MD} CGF^{MD} Border comporte une bordure adhésive qui permet d'éviter le recours à un ruban adhésif supplémentaire. Ce pansement est indiqué pour les plaies exsudatives dans les régions difficiles à panser.



Conçu pour la région du sacrum:

187973 – Triangle

Superficie totale incluant la bordure : approx. 15 cm x 18 cm (approx. 6 po x 7 po)

Superficie de la masse DuoDERM^{MD} : approx. 10 cm x 13 cm (approx. 4 po x 5 po)

Boîte de 5 pansements, enveloppés individuellement

187974 – Triangle

Superficie totale incluant la bordure : approx. 20 cm x 22 cm (approx. 8 po x 9 po)

Superficie de la masse DuoDERM^{MD} : approx. 15 cm x 18 cm (approx. 6 po x 7 po)

Boîte de 5 pansements, enveloppés individuellement

Usage multiple:

187970 – Carré

Superficie totale incluant la bordure : approx. 10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po)

Superficie de la masse DuoDERM^{MD} : approx. 6 cm x 6 cm (approx. 3 po x 3 po)

Boîte de 5 pansements, enveloppés individuellement

187971 – Carré

Superficie totale incluant la bordure : approx. 14 cm x 14 cm (approx. 5 po x 5 po)

Superficie de la masse DuoDERM^{MD} : approx. 10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po)

Boîte de 5 pansements, enveloppés individuellement

187972 – Carré

Superficie totale incluant la bordure : approx. 20 cm x 20 cm (approx. 8 po x 8 po)

Superficie de la masse DuoDERM^{MD} : approx. 15 cm x 15 cm (approx. 6 po x 6 po)

Boîte de 5 pansements, enveloppés individuellement

Pansement hydrocolloïde DuoDERM^{MD} Hydroactive^{MD}, stérile

Le pansement hydrocolloïde DuoDERM^{MD} Hydroactive^{MD} est indiqué pour la prise en charge des ulcères de pression à atteinte tissulaire totale ou partielle et des ulcères de jambe.



187611 – Carré - approx. 10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po)

Boîte de 20 pansements, enveloppés individuellement

(Emballage institutionnelle)

* Afin d'assurer un port prolongé du pansement DuoDERM^{MD} CGF^{MD} Border, prenez soin de toujours sélectionner la taille appropriée. Laissez au moins 3,2 cm (1 1/4 po) de la masse DuoDERM^{MD} (sans calculer la bordure adhésive) sur la peau au pourtour de la plaie.



Gel DuoDERM^{MD} Hydroactive^{MD}, stérile

Le gel DuoDERM^{MD} Hydroactive^{MD} stérile contient des hydrocolloïdes naturels dans un véhicule clair et visqueux. Il sert à prendre en charge et à hydrater les plaies avec atteinte tissulaire totale ou partielle. Le gel DuoDERM^{MD} crée un milieu humide qui favorise la cicatrisation en facilitant le débridement autolytique.



187987 – 3 tubes à usage unique de 30 g
187990 – 10 tubes à usage unique de 15 g

COMPRESSION



Prix de
détail
suggéré

BANDAGES DE COMPRESSION

Bandage de forte compression SurePress^{MD}

RÉUTILISABLE

Le bandage de forte compression SurePress^{MD} est conçu pour être appliqué sur un pansement primaire chez le patient présentant une perturbation du retour veineux. Ce bandage élastique réutilisable est doté d'une ligne centrale jaune et de deux indicateurs rectangulaires d'extension pour en faciliter la mise en place sur des membres de différentes tailles. Il exerce une compression soutenue de 35 à 45 mmHg.

650947 – 10 cm x 3 m (non étiré) (4 po x 3,2 verges)

SurePress^{MD}

Le saviez-vous?

Le bandage de forte compression SurePress^{MD} peut-être lavé jusqu'à 20 fois (lavage à la main et séchage à plat).


Bandage absorbant SurePress^{MD}

Ce bandage doux, non tissé et absorbant est composé d'un mélange de viscosité et de fibres bicomposées et superabsorbantes. Il protège la peau et offre une absorption accrue ainsi qu'une répartition équilibrée de la pression sous le bandage de forte compression soutenue SurePress^{MD}.

650948 – 10 cm x 3 m (4 po x 3,2 verges)
Boîte de 6 bandages

Le saviez-vous?

Le bandage absorbant SurePress^{MD} aide à distribuer la compression graduée et à protéger la peau de l'écoulement d'exsudat du pansement primaire.



ALOE VESTA^{MD}

Shampooing et gel pour le corps Aloe Vesta^{MD}



Le shampooing et gel pour le corps Aloe Vesta^{MD}, à pH équilibré, revitalise, apaise et hydrate la peau. Ce produit doux pour la peau et les cheveux peut être utilisé régulièrement pour le bain et la douche ou comme shampooing ou nettoyant corporel, sans rinçage nécessaire.

Pompe: #100543

- 401865 – Caisse: 48 x 118 ml (4 oz)
- 401866 – Caisse: 48 x 236 ml (8 oz)
- 401867 – Caisse: 4 x 4 L (1 gal.)
- 324612 – Caisse: 8 X 1L (34 oz)**NOUVEAU**

Mousse nettoyante Aloe Vesta^{MD}



La mousse nettoyante Aloe Vesta^{MD}, à pH équilibré, sert à nettoyer tout le corps et ne nécessite aucun rinçage. Cette mousse est conçue pour apaiser et hydrater la peau. Facile à utiliser, elle produit une mousse riche qui nettoie la peau et les cheveux en douceur.

- 325204 – Caisse: 24 x 118 ml (4 oz)
- 401871 – Caisse: 12 x 236 ml (8 oz)

Nettoyant périnéal cutané Aloe Vesta^{MD}



Le nettoyant périnéal cutané Aloe Vesta^{MD}, à pH équilibré, est conçu pour apaiser et hydrater la peau lors du nettoyage, et ne nécessite aucun rinçage. Son parfum au citron aide à neutraliser les mauvaises odeurs.

Pompe: #100543

- 401868 – Caisse: 48 x 118 ml (4 oz)
- 401869 – Caisse: 48 x 236 ml (8 oz)
- 401870 – Caisse: 4 x 3,6 L (approx. 1 gal.)

Nettoyant périnéal cutané Sensi-Care^{MD}



Le nettoyant périnéal cutané Sensi-Care^{MD}, à pH équilibré, est idéal pour la peau fragile et sensible. Il est conçu pour apaiser et hydrater la peau lors du nettoyage, et ne nécessite aucun rinçage.


SENSI-CARE^{MD}

Pompe: #100543

- 401882 – Caisse: 48 x 118 ml (4 oz)
- 401883 – Caisse: 48 x 236 ml (8 oz)

SOINS DE LA PEAU

Produits pour le bain et nettoyeurs périnéaux



Hydratant quotidien Aloe Vesta^{MD}



La lotion revitalisante Aloe Vesta^{MD}, qui ne contient ni lanoline ni parfum, adoucit et hydrate la peau et maintient cet état en réduisant l'assèchement de la peau.

ALOE VESTA^{MD}

Pompe: #100543

401872 – Caisse: 48 x 118 ml (4 oz)
401873 – Caisse: 48 x 236 ml (8 oz)

Onguent protecteur Aloe Vesta^{MD}



L'onguent protecteur Aloe Vesta^{MD} apaise et hydrate la peau, fait obstacle aux substances irritantes et repousse l'humidité. L'utilisation régulière de cette préparation non parfumée aide à maintenir l'apparence saine de la peau.

ALOE VESTA^{MD}

401898 – Caisse: 24 x 59 ml (2 oz)
401899 – Caisse: 12 x 236 ml (8 oz)

Barrière protectrice Sensi-Care^{MD}



La barrière protectrice Sensi-Care^{MD} non parfumée forme un écran contre l'humidité et protège la peau contre les substances irritantes. Ce produit est donc idéal pour les peaux sensibles. Il contient du petrolatum et 15 % d'oxyde de zinc.

SENSI-CARE^{MD}

325614 – Caisse: 24 x 102 ml (3,5 oz).

Le saviez-vous?

Le nettoyage et l'hydratation sont vitaux à la protection de la peau.

SOINS DES STOMIES

DÉFINITION

À découper	L'ouverture de la barrière cutanée doit être agrandie (au moyen de ciseaux) à la taille de la stomie.
Appareillage à deux pièces	La barrière cutanée et le sac constituent deux pièces séparées; ils sont raccordés au moyen d'un anneau rond en plastique appelé collerette ou d'un système adhésif; le sac peut se retirer facilement sans retirer la barrière cutanée.
Appareillage à une pièce	La barrière cutanée et le sac sont combinés en une seule pièce, flexible et discrète. Le sac ne peut être retiré sans retirer la barrière cutanée.
Barrière cutanée	Un carré adhésif faisant partie de l'appareillage pour stomie et qui est directement en contact avec la peau. La barrière cutanée aide à protéger la peau autour de la stomie et offre une étanchéité sûre et fiable lorsqu'elle est fixée au sac. ¹
Barrière cutanée Durahesive^{MD}	Une barrière cutanée hydrocolloïde durable conçue pour aider à recueillir les liquides qui s'écoulent de la stomie. La barrière cutanée est résistante aux effluents caustiques.
Barrière cutanée Stomahesive^{MD}	Une barrière cutanée hydrocolloïde conçue pour bien adhérer aux surfaces tant sèches qu'humides; le choix idéal pour protéger la peau péristomiale.
Collerette	L'anneau de plastique connecteur sur la barrière cutanée ou le sac.
Convexité	Caractéristique d'une barrière cutanée courbée vers l'extérieur. ²
Dispositif de fermeture InvisiClose^{MD}	Un sac sans attache qui se ferme à l'aide d'un dispositif à emboîtement intégré.
Fermé (sac)	Sac sans ouverture à l'extrémité inférieure et que l'on jette après usage. Ils constituent donc le choix idéal pour les occasions spéciales, les moments d'intimité, mais aussi pour les activités de tous les jours. Certains sacs fermés sont offerts avec un filtre conçu pour réduire les odeurs et l'accumulation des gaz.
Filtre	Petit disque de charbon intégré à certains appareillages dans le but de laisser passer les gaz sans les odeurs et d'éviter que le sac ne se gonfle d'air.
Malléable	Aucuns ciseaux ne sont requis; on moule avec les doigts la barrière cutanée à la forme et à la taille de la stomie.
Panneau confort	(ou revêtement confortable) Une maille de plastique très fine sur un côté (ou les deux côtés) du sac, confortable et aussi doux que du satin sur la peau. Le revêtement des sacs fermés ressemble à du coton.
Peau péristomiale	La peau autour de la stomie.
Prédécoupée	L'ouverture de la barrière cutanée ou de l'appareillage est déjà découpée pour différentes tailles de stomies - aucuns ciseaux requis.
Technologie de couplage adhésif^{fMC}	Un appareillage pour stomies à deux pièces qui se joint une collerette.
Vidable (sac)	Sac doté d'une ouverture à l'extrémité inférieure permettant la vidange des selles ou de l'urine; le sac est ensuite refermé au moyen d'une attache ou d'un dispositif de fermeture sans attache.

¹ Colwell JC. Principles of stoma management. In: Colwell JC, Goldberg MT, Carmel JE (eds). Fecal & Urinary Diversions: Management Principles. St.Louis: MO. Mosby 2004:240-262.

² Rolstad BS, Boarini J. Principles and techniques in the use of convexity. Ostomy/Wound Management; January/February 1996; (42)1: 26.

SOINS DES PLAIES

DÉFINITION

Bactéricide	Les bactéries sont tuées; ainsi, elles ne réapparaissent pas lorsque le contact avec l'antimicrobien cesse.
Bactériostatique	La prolifération des bactéries est inhibée, mais elle reprend lorsque le contact avec l'antimicrobien cesse.
Biofilms	Les biofilms sont des bactéries adhérant à une surface, et qui demeurent enchâssées dans une substance polymérique extracellulaire (SPE) composée de polysaccharides, d'ADN et de protéines, qui les protège
Brûlure avec atteinte tissulaire partielle	(au second degré) Une brûlure qui endommage l'épiderme et certains tissus du derme, mais qui n'endommage pas les glandes sudoripares et sébacées et les follicules pileux, plus profonds. ¹
Contamination	La plaie est souillée par contact avec des organismes ou lorsque ceux-ci y ont pénétré. ²
Hydrocolloïde	Une substance qui libère un gel avec de l'eau. ³
Infection	Une prolifération de micro-organismes qui peuvent se propager dans les tissus et les détruire. Les symptômes sont locaux et systémiques. ²
Microbicide	Les bactéries, les levures et les champignons sont tués; ainsi, ils ne réapparaissent pas lorsque l'on cesse le traitement par antimicrobien.
Technologie Hydrofiber^{MD}	La Technologie Hydrofiber ^{MD} est exclusive à ConvaTec. Elle se compose de carboxyméthylcellulose sodique entièrement pure (à 100 %) et sert à la fabrication des pansements AQUACEL ^{MD} , AQUACEL ^{MD} Ag, AQUACEL ^{MD} SURGICAL, AQUACEL ^{MD} Ag SURGICAL.

¹ Taber's Cyclopedic Medical Dictionary. Edition 19: F.A. Davis Company; 2001: 295.

² Barton P, Parslow N. Wound Care-A Comprehensive Guide for Community Nurses. Saint Elizabeth Health Care; 1996: 86-87.

³ Webster's Ninth New Collegiate Dictionary. Philippines Copyright by Merriam-Webster Inc.; 1984: 589.

INDEX ALPHABÉTIQUE

Description	Page
A	
Accuseal ^{MD} adaptateur	40
Active Life ^{MD} couvre-stomie avec filtre et barrière cutanée Stomahesive ^{MD} solide	26
Active Life ^{MD} sac fermé avec filtre et barrière cutanée Stomahesive ^{MD} flexible	26
Active Life ^{MD} sac fermé avec filtre et barrière cutanée Stomahesive ^{MD} solide	26
Active Life ^{MD} sac pour urostomie avec bonde pliable et barrière cutanée Duraheasive ^{MD} convexe	27
Active Life ^{MD} sac vidable avec barrière cutanée Duraheasive ^{MD} convexe	27
Active Life ^{MD} sac vidable avec barrière cutanée Duraheasive ^{MD} Plus ^{MD} flexible	25
Active Life ^{MD} sac vidable avec barrière cutanée Stomahesive ^{MD} solide	25
AllKare ^{MD} serviette pour dissolvant pour adhésif	36
AllKare ^{MD} serviette protectrice	36
Aloe Vesta ^{MD} hydratant quotidien	58
Aloe Vesta ^{MD} mousse nettoyante	57
Aloe Vesta ^{MD} nettoyant périnéal cutané	57
Aloe Vesta ^{MD} onguent protecteur	58
Aloe Vesta ^{MD} shampooing et gel pour le corps	57
AQUACEL ^{MD} Ag Burn pansement	53
AQUACEL ^{MD} Ag+ Extra ^{MC} pansement	50
AQUACEL ^{MD} Ag+ pansement-mèche	50
AQUACEL ^{MD} Ag Extra pansement avec fibres de renfort	52
AQUACEL ^{MD} Extra pansement avec fibres de renfort	52
AQUACEL ^{MD} Foam Hydrofiber ^{MD} pansement	47
AQUACEL ^{MD} Ag Foam Hydrofiber ^{MD} pansement	48
AQUACEL ^{MD} Ag pansement Hydrofiber ^{MD}	51
AQUACEL ^{MD} pansement Hydrofiber ^{MD}	51
AQUACEL ^{MD} Ag Surgical pansement de recouvrement	49
AQUACEL ^{MD} Surgical pansement de recouvrement	49
Attache ConvaTec	40
C	
CarboFlex ^{MD} pansement anti-odeurs	49
Ceinture pour appareillages pour stomies	40
D	
Diamonds ^{MD} sachets gélifiants et désodorisants	37
DuoDERM ^{MD} CGF ^{MD} Border pansement hydrocolloïde	55
DuoDERM ^{MD} CGF ^{MD} Extra-Mince pansement hydrocolloïde	54
DuoDERM ^{MD} CGF ^{MD} pansement hydrocolloïde	55
DuoDERM ^{MD} Hydroactive ^{MD} gel	56
DuoDERM ^{MD} Hydroactive ^{MD} pansement hydrocolloïde	55
DuoDERM ^{MD} Signal ^{MD} pansement hydrocolloïde	54
DuoLock ^{MD} attache arrondie	40
Drain-Fix ^{MC} dispositif de fixation	45
E	
Eakin Cohesive ^{MD} barrière cutanée	38
Eakin Cohesive ^{MD} protecteur cutané	38
Eakin Cohesive ^{MD} StomaWrap ^{MD} protecteur cutané	38
Eakin Cohesive ^{MD} sac pour fistules et plaies	44
Esteem ^{MD} ☞ Appareillage à une pièce malléable	28
Esteem ^{MD} ☞ flexible, avec convexité	32
Esteem ^{MD} ☞ sacs convexes vidables avec Duraheasive ^{MD} , InvisiClose ^{MD} et pochette Lock-It Pocket ^{MC}	32
Esteem ^{MD} ☞ sac fermé avec filtre, stomahesive ^{MD}	29
Esteem ^{MD} ☞ sacs vidables avec Duraheasive ^{MD} , InvisiClose ^{MD} et pochette Lock-It Pocket ^{MC}	31
Esteem ^{MD} ☞ sacs vidables avec Stomahesive ^{MD} , InvisiClose ^{MD} et pochette Lock-It Pocket ^{MC}	31
Esteem ^{MD} ☞ trousse postopératoires, sacs vidables avec Stomahesive ^{MD} , InvisiClose ^{MD} et pochette Lock-It Pocket ^{MC}	43
Esteem synergy ^{MD} barrière cutanée Duraheasive ^{MD} flexible à convexité malléable	22
Esteem synergy ^{MD} barrières cutanée Stomahesive ^{MD} avec la Technologie malléable ^{MC} de ConvaTec,	22
Esteem synergy ^{MD} barrière cutanée Stomahesive ^{MD} flexible	21

INDEX ALPHABÉTIQUE

Description	Page
Esteem Synergy ^{MD} barrière cutanée Stomahesive ^{MD} Malléable.....	22
Esteem synergy ^{MD} barrière cutanée Stomahesive ^{MD} solide	21
Esteem Synergy ^{MD} Sac vidable (avec revêtement de coton)	22
Esteem synergy ^{MD} sac vidable avec dispositif de fermeture InvisiClose ^{MD} et avec filtre.....	23
Esteem synergy ^{MD} sac vidable droit	22
Esteem synergy ^{MD} trousse postopératoire	43
Esteem synergy ^{MD} trousse professionnelle.....	43
Esteem synergy ^{MD} sac pour urostomie avec valve Accuseal ^{MD}	24
Esteem synergy ^{MD} sacs vidables avec fermeture InvisiClose ^{MD} et pochette Lock-It Pocket ^{MC}	23
Esteem synergy ^{MD} sacs fermés	24
F	
Flexi-Seal ^{MD} FMS système de prise en charge de matières fécales.....	45
Flexi-Seal ^{MD} FMS sac collecteur de rechange	45
Flexi-Seal ^{MD} SIGNAL ^{MC} FMS système de prise en charge de matières fécales.....	45
FLEXI-TRAK ^{MD} dispositif de fixation	45
Pansement-mousse FoamLite ^{MC}	48
G	
GentleCath ^{MC} cathéters urinaires intermittents	46
K	
KALTOSTAT ^{MD} pansement d'alginate de calcium.....	53
L	
Little Ones ^{MD} barrière cutanée à deux pièces Stomahesive ^{MD} flexible	34
Little Ones ^{MD} barrière cutanée Stomahesive ^{MD} avec technologie de couplage adhésif	35
Little Ones ^{MD} barrière cutanée Stomahesive ^{MD} flexible avec collet hydrocolloïde adhésif et technologie de couplage adhésif	35
Little Ones ^{MD} minisac à deux pièces	34
Little Ones ^{MD} sac fermé avec filtre et technologie de couplage adhésif	35
Little Ones ^{MD} sac pour urostomie à deux pièces	34
Little Ones ^{MD} sac pour urostomie à une pièce avec barrière cutanée Stomahesive ^{MD}	33
Little Ones ^{MD} sac vidable à deux pièces	34
Little Ones ^{MD} sac vidable à une pièce avec barrière cutanée Stomahesive ^{MD}	33
Little Ones ^{MD} sac vidable à une pièce avec dispositif de fermeture (sans attache) InvisiClose ^{MD}	33
Little Ones ^{MD} sac vidable avec filtre, dispositif de fermeture (sans attache) InvisiClose ^{MD} et technologie de couplage adhésif ..	35
N	
Natura ^{MD} adaptateur à collerette	18
Natura ^{MD} barrière cutanée Durahesive ^{MD} flexible avec Convex-It ^{MD}	11
Natura ^{MD} barrière cutanée Durahesive ^{MD} flexible	10
Natura ^{MD} barrière cutanée Durahesive ^{MD} flexible à convexité malléable	12
Natura ^{MD} barrière cutanée Durahesive ^{MD} à découper avec collerette Accordéon	14
Natura ^{MD} barrière cutanée Durahesive ^{MD} à découper avec collerette Accordéon, collet en acrylique ou hydrocolloïde adhésif ..	14
Natura ^{MD} barrière cutanée Durahesive ^{MD} solide	10
Natura ^{MD} barrière cutanée Durahesive ^{MD} Malléable avec collerette Accordéon.....	13
Natura ^{MD} barrière cutanée malléable.....	12
Natura ^{MD} barrière cutanée Stomahesive ^{MD} flexible	8-9
Natura ^{MD} barrière cutanée Stomahesive ^{MD} solide	8
Natura ^{MD} barrière cutanée Stomahesive ^{MD} Malléable avec collerette Accordéon	13
Natura ^{MD} barrière cutanée Stomahesive ^{MD} à découper avec collerette Accordéon	14
Natura ^{MD} dispositif convexe jetable	7
Natura ^{MD} minisac	18
Natura ^{MD} sac fermé	18
Natura ^{MD} sac fermé avec filtre	18
Natura ^{MD} sac pour urostomie avec bonde pliable	19
Natura ^{MD} sac pour urostomie avec valve Accuseal ^{MD}	19
Natura ^{MD} sac vidable	15
Natura ^{MD} sac vidable à grande capacité avec filtre	16
Natura ^{MD} sac vidable avec dispositif de fermeture InvisiClose ^{MD}	17

Description	Description	Page
Natura ^{MD} sac vidable avec filtre et avec dispositif de fermeture InvisiClose ^{MD}		17
Natura ^{MD} sac vidable avec filtre.....		16
Natura ^{MD} trousse postopératoire		41
Natura ^{MD} Visi-Flow ^{MD} adaptateur pour irrigation		39
Natura ^{MD} Visi-Flow ^{MD} attache pour manchon d'irrigation		40
Natura ^{MD} Visi-Flow ^{MD} manchon d'irrigation.....		39
Natura ^{MD} Adaptateur		7
Natura ^{MD} ⊕ sac vidable avec fermeture InvisiClose ^{MD} et pochette Lock-It Pocket ^{MC}		17
Natura ^{MD} ⊕ sac fermé.....		18
Natura ^{MD} ⊕ sac pour urostomie avec bonde souple		19
Natura ^{MD} ⊕ trousse postopératoire		41
Natura ^{MD} ⊕ trousse postopératoire Accordéon.....		42
Natura ^{MD} ⊕ trousse postopératoire pour stomies cintrées		43
Natura ^{MD} ⊕ trousse postopératoire comprenant la barrière cutanée Malléable avec collerette Accordéon		42
Niltac ^{MC} lingettes de solvants pour adhésif, non irritantes		37
Niltac ^{MC} solvant pour adhésif en aérosol, non irritant		37
O		
Orabase ^{MD} enduit protecteur oral.....		37
Orahesive ^{MD} adhésif en poudre pour dentiers.....		37
P		
Pompe		57-58
S		
Sensi-Care ^{MD} nettoyant périnéal cutané.....		57
Sensi-Care ^{MD} barrière protectrice		58
Sillesse ^{MC} lingettes de barrières protectrices, non irritantes		37
Sillesse ^{MC} barrière protectrice en aérosol, non irritante		37
Stomahesive ^{MD} bandelette		37
Stomahesive ^{MD} barrière cutanée		36
Stomahesive ^{MD} pâte.....		36
Stomahesive ^{MD} poudre protectrice		36
SurePress ^{MD} bandage absorbant		56
SurePress ^{MD} bandage de forte compression soutenue		56
T		
Technologie malléable de ConvaTec		12
Tiges cintrées ConvaTec.....		43
Trousse pour drainage nocturne		40
Tube pour récipient de drainage nocturne		40
V		
Visi-Flow ^{MD} irrigateur.....		39
Visi-Flow ^{MD} cône pour stomies.....		39

INDEX NUMÉRIQUE

Code de produit	Codes UPC	Page	Code de produit	Codes UPC	Page
680M	5060038510310	.45	125342	7 68455 10203 7	.25
685M	5060038511997	.45	125343	7 68455 10204 4	.25
20917	7 68455 10869 5	.33	125352	7 68455 10206 8	.27
20922	7 68455 10139 9	.33	125353	7 68455 10207 5	.27
21712	7 68455 10694 3	.36	125354	7 68455 10208 2	.27
21715	7 68455 10696 7	.36	125355	7 68455 10209 9	.27
21915	3 00030 21915 2	.40	125356	7 68455 10210 5	.27
22355	7 68455 11550 1	.43	125357	7 68455 10211 2	.27
22356	7 68455 11551 8	.43	125358	7 68455 10212 9	.27
22736	7 68455 10708 7	.39	125359	7 68455 10213 6	.27
22751	7 68455 10141 2	.25	125361	7 68455 10214 3	.27
22764	7 68455 10154 2	.25	125362	7 68455 10215 0	.27
22765	7 68455 10155 9	.25	125363	7 68455 10216 7	.27
22766	7 68455 10156 6	.25	125364	7 68455 10217 4	.27
22767	7 68455 10157 3	.25	125365	7 68455 10218 1	.27
22768	7 68455 10158 0	.25	125366	7 68455 10219 8	.27
22769	7 68455 10159 7	.25	125367	7 68455 10220 4	.27
22771	7 68455 10161 0	.25	125368	7 68455 10221 1	.27
25510	7 68455 10826 8	.36	125369	7 68455 10222 8	.27
25542	7 68455 10702 5	.37	168117	7 68455 08116 5	.53
25545	7 68455 10986 9	.37	168210	7 68455 08114 1	.53
27060	7 68455 10913 5	.40	168212	7 68455 08115 8	.53
27062	7 68455 10709 4	.40	168214	7 68455 08111 0	.53
037436	7 68455 10767 4	.36	175507	7 68455 10718 6	.40
037439	7 68455 10766 7	.36	175611	7 68455 10236 5	.26
37443	7 68455 10760 5	.36	175635	7 68455 10719 3	.40
37444	7 68455 10761 2	.36	175650	7 68455 10707 0	.40
37449	7 68455 10762 9	.45	175652	7 68455 10867 1	.40
62436	7 68455 10876 3	.37	175769	7 68455 10245 7	.26
64927	7 68455 10168 9	.27	175770	7 68455 10247 1	.26
100543	0 40000 10054 3	.57-58	175771	7 68455 10248 8	.26
125257	7 68455 10170 2	.8	175772	7 68455 10249 5	.26
125258	7 68455 10171 9	.8	175773	7 68455 10250 1	.26
125259	7 68455 10172 6	.8	175777	7 68455 10251 8	.27
125260	7 68455 10173 3	.8	175778	7 68455 10252 5	.27
125261	7 68455 10174 0	.8	175779	7 68455 10253 2	.27
125262	7 68455 10175 7	.8	175780	7 68455 10254 9	.27
125263	7 68455 10176 4	.8	177901	7 68455 10935 7	.51
125264	7 68455 10177 1	.8	177902	7 68455 10936 4	.51
125265	7 68455 10178 8	.8	177903	7 68455 10937 1	.51
125266	7 68455 10179 5	.8	183910	7 68455 10690 5	.36
125267	7 68455 10180 1	.9	187611	7 68455 10693 6	.55
125268	7 68455 10181 8	.9	187643	7 68455 10269 3	.55
125269	7 68455 10182 5	.9	187644	7 68455 10670 7	.55
125270	7 68455 10183 2	.9	187658	7 68455 10270 9	.55
125271	7 68455 10184 9	.9	187659	7 68455 10271 6	.55
125272	7 68455 10185 6	.9	187660	7 68455 10697 4	.55
125273	7 68455 10186 3	.9	187661	7 68455 10272 3	.55
125274	7 68455 10187 0	.9	187662	7 68455 10698 1	.55
125275	7 68455 10188 7	.9	187900	7 68455 10277 8	.54
125276	7 68455 10189 4	.9	187901	7 68455 10278 5	.54
125277	7 68455 10190 0	.9	187902	7 68455 10279 2	.54
125330	7 68455 10191 7	.25	187903	7 68455 10280 8	.54
125331	7 68455 10192 4	.25	187955	7 68455 10691 2	.54
125333	7 68455 10194 8	.25	187957	7 68455 10692 9	.54
125334	7 68455 10195 5	.25	187961	7 68455 10282 2	.54
125335	7 68455 10196 2	.25	187970	7 68455 10283 9	.55
125336	7 68455 10197 9	.25	187971	7 68455 10284 6	.55
125338	7 68455 10199 3	.25	187972	7 68455 10285 3	.55
125339	7 68455 10200 6	.25	187973	7 68455 10286 0	.55
125340	7 68455 10201 3	.25	187974	7 68455 10287 7	.55
125341	7 68455 10202 0	.25	187987	7 68455 10706 3	.56

INDEX NUMÉRIQUE

Code de produit	Codes UPC	Page	Code de produit	Codes UPC	Page
187990	7 68455 10864 0	.56	401575	7 68455 10377 5	.8
325204	7 68455 10808 4	.57	401576	7 68455 10378 2	.8
324612	7 68455 10857 2	.57	401577	7 68455 10379 9	.8
325614	7 68455 08848 5	.58	401865	7 68455 09980 1	.57
400598	7 68455 10289 1	.25	401866	7 68455 06300 0	.57
400599	7 68455 10290 7	.25	401867	7 68455 06301 7	.57
401500	7 68455 10319 5	.15	401868	7 68455 09981 8	.57
401501	7 68455 10321 8	.15	401869	7 68455 06303 1	.57
401502	7 68455 10323 2	.15	401870	7 68455 06304 8	.57
401503	7 68455 10325 6	.15	401871	7 68455 06305 5	.57
401504	7 68455 10326 3	.15	401872	7 68455 06306 2	.58
401505	7 68455 10327 0	.15	401873	7 68455 06307 9	.58
401506	7 68455 10328 7	.15	401882	7 68455 09979 5	.57
401507	7 68455 10329 4	.15	401883	7 68455 06317 8	.57
401508	7 68455 10330 0	.15	401898	7 68455 06310 9	.58
401509	7 68455 10331 7	.15	401899	7 68455 06309 3	.58
401510	7 68455 10332 4	.15	401905	7 68455 10393 5	.10
401511	7 68455 10333 1	.15	401906	7 68455 10394 2	.8
401512	7 68455 10334 8	.15	401909	7 68455 10397 3	.18
401513	7 68455 10335 5	.15	401911	7 68455 10399 7	.39
401514	7 68455 10336 2	.15	401912	7 68455 10400 0	.39
401515	7 68455 10337 9	.15	401913	7 68455 10401 7	.39
401521	7 68455 10338 6	.18	401914	7 68455 10402 4	.39
401522	7 68455 10339 3	.18	401918	7 68455 10405 5	.39
401523	7 68455 10340 9	.18	401919	7 68455 10406 2	.39
401524	7 68455 10341 6	.18	401920	7 68455 10407 9	.41
401525	7 68455 10342 3	.18	401921	7 68455 10408 6	.41
401526	7 68455 10343 0	.18	401922	7 68455 10409 3	.41
401527	7 68455 10344 7	.18	401923	7 68455 10410 9	.41
401528	7 68455 10345 4	.18	401925	7 68455 10412 3	.34
401529	7 68455 10346 1	.18	401927	7 68455 10414 7	.34
401530	7 68455 10347 8	.18	401928	7 68455 10415 4	.34
401531	7 68455 10348 5	.18	401929	7 68455 10416 1	.34
401532	7 68455 10349 2	.18	401930	7 68455 10417 8	.34
401533	7 68455 10350 8	.19	401989	7 68455 10425 3	.39
401534	7 68455 10351 5	.19	401993	7 68455 10861 9	.7
401535	7 68455 10352 2	.19	401994	7 68455 10860 2	.7
401536	7 68455 10353 9	.19	401995	7 68455 10859 6	.7
401537	7 68455 10354 6	.19	401996	7 68455 10858 9	.7
401538	7 68455 10671 4	.19	403202	7 68455 10428 4	.49
401539	7 68455 10355 3	.19	403203	7 68455 10429 1	.49
401540	7 68455 10356 0	.19	403204	7 68455 10430 7	.49
401541	7 68455 10357 7	.19	403326	7 68455 10725 4	.54
401542	7 68455 10358 4	.19	403327	7 68455 10723 0	.54
401543	7 68455 10359 1	.19	403328	7 68455 10726 1	.54
401544	7 68455 10360 7	.19	403332	7 68455 10724 7	.54
401545	7 68455 10361 4	.19	403333	7 68455 10727 8	.54
401546	7 68455 10362 1	.19	403706	7 68455 10946 3	.51
401547	7 68455 10363 8	.19	403708	7 68455 10947 0	.51
401548	7 68455 10364 5	.19	403710	7 68455 10948 7	.51
401549	7 68455 10365 2	.19	403711	7 68455 10951 7	.51
401550	7 68455 10366 9	.19	403770	7 68455 10677 6	.51
401551	7 68455 10367 6	.19	403771	7 68455 10674 5	.51
401552	7 68455 10368 3	.19	403786	7 68455 11051 3	.53
401553	7 68455 10369 0	.19	403787	7 68455 11054 4	.53
401554	7 68455 10370 6	.19	403788	7 68455 11057 5	.53
401555	7 68455 10371 3	.19	403789	7 68455 11060 5	.53
401557	7 68455 10372 0	.16	403791	7 68455 11066 7	.53
401558	7 68455 10373 7	.16	403792	7 68455 11069 8	.53
401559	7 68455 10374 4	.16	403793	7 68455 11072 8	.53
401573	7 68455 10375 1	.8	403794	7 68455 11075 9	.53
401574	7 68455 10376 8	.8	403795	7 68455 11078 0	.53

INDEX NUMÉRIQUE

Code de produit	Codes UPC	Page	Code de produit	Codes UPC	Page
403948	7 68455 10434 5	21	411309	7 68455 10576 2	17
404006	7 68455 10710 0	7	411310	7 68455 10571 7	17
404007	7 68455 10711 7	7	411311	7 68455 10572 4	17
404008	7 68455 10712 4	7	411312	7 68455 10573 1	17
404009	7 68455 10713 1	7	411360	7 68455 10574 8	17
404010	7 68455 10714 8	7	411361	7 68455 10575 5	17
404011	7 68455 10715 5	7	411362	7 68455 10570 0	17
404012	7 68455 10716 2	7	411490	7 68455 10581 6	16
404013	7 68455 10717 9	7	411491	7 68455 10582 3	16
404014	7 68455 10437 6	15	411492	7 68455 10583 0	16
404015	7 68455 10438 3	15	411493	7 68455 10584 7	16
404016	7 68455 10439 0	15	411633	7 68455 10587 8	33
404017	7 68455 10440 6	15	411637	7 68455 10588 5	35
404018	7 68455 10441 3	15	411639	7 68455 10590 8	35
404025	7 68455 10442 0	15	411640	7 68455 10591 5	35
404026	7 68455 10443 7	15	411641	7 68455 10592 2	35
404027	7 68455 10444 4	15	411642	7 68455 10593 9	35
404028	7 68455 10445 1	15	411657	7 68455 11733 8	22
404029	7 68455 10446 8	15	411658	7 68455 11734 5	22
404030	7 68455 10447 5	15	411659	7 68455 11735 2	22
404031	7 68455 10448 2	15	411800	7 68455 10594 6	12
404032	7 68455 10449 9	15	411801	7 68455 10595 3	12
404033	7 68455 10450 5	15	411802	7 68455 10596 0	12
404034	7 68455 10451 2	15	411803	7 68455 10597 7	12
404592	7 68455 10452 9	12	411804	7 68455 10598 4	12
404593	7 68455 10453 6	12	411805	7 68455 10599 1	12
404594	7 68455 10454 3	12	411806	7 68455 10600 4	12
405406	7 68455 10477 2	22	411807	7 68455 10601 1	12
405451	7 68455 10491 8	24	412009	7 68455 11116 9	49
405456	7 68455 10496 3	21	412010	7 68455 11119 0	49
405457	7 68455 10497 0	21	412011	7 68455 11122 0	49
405458	7 68455 10498 7	21	412012	7 68455 11125 1	49
405467	7 68455 10499 4	21	412017	7 68455 11128 2	49
405468	7 68455 10500 7	21	412018	7 68455 11131 2	49
405474	7 68455 10505 2	21	412019	7 68455 11134 3	49
405475	7 68455 10507 6	21	412020	7 68455 11137 4	49
405476	7 68455 10508 3	21	413142	7 68455 10603 5	26
405477	7 68455 10509 0	21	413143	7 68455 10604 2	26
405478	7 68455 10510 6	21	413144	7 68455 10605 9	26
405479	7 68455 10511 3	21	413145	7 68455 10606 6	26
405480	7 68455 10512 0	21	413146	7 68455 10607 3	26
405482	7 68455 10514 4	21	413153	7 68455 10614 1	10
405483	7 68455 10515 1	21	413154	7 68455 10615 8	10
409268	7 68455 10523 6	22	413155	7 68455 10616 5	10
409269	7 68455 10524 3	22	413156	7 68455 10617 2	10
409270	7 68455 10525 0	22	413157	7 68455 10618 9	10
409275	7 68455 10526 7	43	413159	7 68455 10619 6	10
409345	7 68455 10532 8	43	413160	7 68455 10620 2	10
410500	7 68455 10747 6	54	413161	7 68455 10621 9	10
410501	7 68455 10748 3	54	413162	7 68455 10622 6	10
410510	7 68455 10750 6	54	413163	7 68455 10623 3	10
411100	7 68455 10856 5	45	413164	7 68455 10624 0	10
411101	7 68455 10790 2	45	413165	7 68455 10625 7	10
411102	7 68455 10862 6	45	413166	7 68455 10626 4	10
411108	7 68455 12572 2	45	413167	7 68455 10627 1	10
411264	7 68455 10561 8	16	413168	7 68455 10628 8	10
411265	7 68455 10562 5	16	413177	7 68455 10637 0	11
411266	7 68455 10563 2	16	413178	7 68455 10638 7	11
411267	7 68455 10564 9	16	413179	7 68455 10639 4	11
411289	3 00034 11289 3	16	413180	7 68455 10640 0	11
411290	7 68455 10567 0	16	413181	7 68455 10641 7	11
411291	7 68455 10568 7	16	413182	7 68455 10642 4	11

INDEX NUMÉRIQUE

Code de produit	Codes UPC	Page	Code de produit	Codes UPC	Page
413183	7 68455 10643 1	11	416419	7 68455 11337 8	17
413184	7 68455 10644 8	11	416420	7 68455 11338 5	17
413185	7 68455 10645 5	11	416421	7 68455 11339 2	17
413186	7 68455 10646 2	11	416422	7 68455 11340 8	17
413187	7 68455 10647 9	11	416423	7 68455 11341 5	17
413188	7 68455 10648 6	11	416424	7 68455 11342 2	17
413312	7 68455 10650 9	17	416472	7 68455 11572 3	17
413313	7 68455 10651 6	17	416700	7 68455 11170 1	30
413314	7 68455 10652 3	17	416701	7 68455 11171 8	30
413332	7 68455 10653 0	17	416702	7 68455 11172 5	30
413334	7 68455 10655 4	17	416703	7 68455 11173 2	30
413335	7 68455 10656 1	17	416704	7 68455 11174 9	30
413336	7 68455 10657 8	17	416705	7 68455 11175 6	30
413417	7 68455 12391 9	12	416706	7 68455 11176 3	30
413418	7 68455 12392 6	12	416707	7 68455 11177 0	30
413419	7 68455 12393 3	12	416708	7 68455 11178 7	30
413420	7 68455 12394 0	12	416709	7 68455 11179 4	30
413421	7 68455 12395 7	12	416710	7 68455 11180 0	30
413422	7 68455 12396 4	12	416711	7 68455 11181 7	30
413423	7 68455 12397 1	12	416712	7 68455 11182 4	30
413424	7 68455 12398 8	12	416713	7 68455 11183 1	30
413435	7 68455 12881 5	19	416714	7 68455 11184 8	30
413436	7 68455 12883 9	19	416715	7 68455 11185 5	30
413437	7 68455 12885 3	19	416718	7 68455 11188 6	31
413438	7 68455 12887 7	19	416719	7 68455 11189 3	31
413439	7 68455 12889 1	19	416721	7 68455 11191 6	31
413488	7 68455 12879 2	54	416724	7 68455 11194 7	31
413509	7 68455 13005 4	29	416725	7 68455 11195 4	31
413510	7 68455 13006 1	29	416728	7 68455 11198 5	31
413511	7 68455 13007 8	29	416729	7 68455 11199 2	31
413515	7 68455 13017 7	29	416732	7 68455 11202 9	31
413516	7 68455 13018 4	29	416733	7 68455 11203 6	31
413517	7 68455 13019 1	29	416736	7 68455 11206 7	31
413518	7 68455 13020 7	29	416737	7 68455 11207 4	31
413519	7 68455 13021 4	29	416738	7 68455 11208 1	32
413521	7 68455 13023 8	29	416739	7 68455 11209 8	32
413522	7 68455 13024 5	29	416740	7 68455 11210 4	32
413523	7 68455 13025 2	29	416741	7 68455 11211 1	32
413566	7 68455 13206 5	50	416742	7 68455 11212 8	32
413567	7 68455 13207 2	50	416743	7 68455 11213 5	32
413568	7 68455 13208 9	50	416744	7 68455 11214 2	32
413569	7 68455 13209 6	50	416745	7 68455 11215 9	32
413570	7 68455 13210 2	50	416746	7 68455 11216 6	32
413571	7 68455 13261 4	50	416747	7 68455 11217 3	32
416400	7 68455 11318 7	18	416748	7 68455 11218 0	32
416401	7 68455 11319 4	18	416749	7 68455 11219 7	32
416402	7 68455 11320 0	18	416750	7 68455 11220 3	32
416403	7 68455 11321 7	18	416751	7 68455 11221 0	32
416404	7 68455 11322 4	18	416774	7 68455 11460 3	24
416405	7 68455 11323 1	18	416775	7 68455 11461 0	24
416406	7 68455 11324 8	18	416776	7 68455 11462 7	24
416407	7 68455 11325 5	18	416777	7 68455 11463 4	24
416408	7 68455 11326 2	18	416778	7 68455 11464 1	24
416409	7 68455 11327 9	18	416779	7 68455 11465 8	24
416410	7 68455 11328 6	18	416780	7 68455 11466 5	24
416411	7 68455 11329 3	18	416781	7 68455 11467 2	24
416412	7 68455 11330 9	18	416782	7 68455 11468 9	24
416413	7 68455 11331 6	18	416783	7 68455 11469 6	24
416415	7 68455 11333 0	17	416795	7 68455 11481 8	23
416416	7 68455 11334 7	17	416796	7 68455 11482 5	23
416417	7 68455 11335 4	17	416797	7 68455 11483 2	23
416418	7 68455 11336 1	17	416798	7 68455 11484 9	23

INDEX NUMÉRIQUE

Code de produit	Codes UPC	Page	Code de produit	Codes UPC	Page
416799	7 68455 11485 6	.23	420696	7 68455 12762 7	.16
416900	7 68455 11486 3	.23	420697	7 68455 12763 4	.16
416901	7 68455 11487 0	.23	420787	7 68455 12983 6	.37
416902	7 68455 11488 7	.23	420788	7 68455 12984 3	.37
416903	7 68455 11489 4	.23	420789	7 68455 12985 0	.37
416908	7 68455 11812 0	.31	420790	7 68455 12986 7	.37
416915	7 68455 11649 2	.43	420791	5 06014 8230085	.37
416916	7 68455 11587 7	.43	420804	7 68455 12909 6	.47
416917	7 68455 11588 4	.41	420805	7 68455 12913 3	.48
416918	7 68455 11589 1	.41	420806	7 68455 12917 1	.48
416919	7 68455 11590 7	.41	420807	7 68455 12921 8	.48
416920	7 68455 11591 4	.42	421033	7 68455 13307 9	.13
416921	7 68455 11592 1	.41	421034	7 68455 13308 6	.13
416922	7 68455 11593 8	.41	421035	7 68455 13309 3	.13
416923	7 68455 11594 5	.41	421039	7 68455 13319 2	.13
416924	7 68455 11595 2	.42	421040	7 68455 13320 8	.13
416925	7 68455 11596 9	.41	421041	7 68455 13321 5	.13
416926	7 68455 11597 6	.41	421042	7 68455 13322 2	.42
416927	7 68455 11598 3	.43	421043	7 68455 13323 9	.42
416928	7 68455 11599 0	.43	421044	7 68455 13324 6	.42
416929	7 68455 11600 3	.43	421045	7 68455 13325 3	.42
416930	7 68455 11601 0	.43	421046	7 68455 13326 0	.42
416938	7 38455 11609 6	.42	421047	7 68455 13327 7	.42
416946	7 68455 11617 1	.42	421150	7 68455 13641 4	.47
416954	7 68455 11625 6	.42	421152	7 68455 13643 8	.47
416975	7 68455 11533 4	.31	421154	7 68455 13645 2	.47
416976	7 68455 11535 8	.31	421156	7 68455 13647 6	.47
418000	7 68455 11717 8	.45	421454	7 68455 13826 5	.14
420127	7 68455 11821 2	.51	421456	7 68455 13830 2	.14
420128	7 68455 11817 5	.51	421458	7 68455 13834 0	.14
420619	7 68455 12287 5	.47	421460	7 68455 13838 8	.14
420621	7 68455 12291 2	.47	421462	7 68455 13842 5	.14
420623	7 68455 12294 3	.47	421464	7 68455 13846 3	.14
420624	7 68455 12298 1	.47	421557	7 68455 14227 9	.48
420625	7 68455 12302 5	.47	421559	7 68455 14230 9	.48
420626	7 68455 12306 3	.47	421561	7 68455 14233 0	.48
420627	7 68455 12311 7	.48	421563	7 68455 14236 1	.48
420628	7 68455 12315 5	.48	421612	7 68455 14315 3	.32
420629	7 68455 12318 6	.48	421613	7 68455 14317 7	.32
420631	7 68455 12331 5	.47	421614	7 68455 14319 1	.32
420633	7 68455 12336 0	.47	421615	7 68455 14321 4	.32
420635	7 68455 12341 4	.47	421619	7 68455 14329 0	.32
420636	7 68455 12345 2	.47	421622	7 68455 14335 1	.32
420637	7 68455 12349 0	.47	421623	7 68455 14337 5	.32
420639	7 68455 12354 4	.48	421626	7 68455 14343 6	.32
420642	7 68455 12359 9	.48	421628	7 68455 14347 4	.32
420645	7 68455 12364 3	.48	421638	7 68455 14374 0	.14
420646	7 68455 12368 1	.48	421639	7 68455 14376 4	.14
420647	7 68455 12322 3	.48	421640	7 68455 14378 8	.14
420648	7 68455 12326 1	.48	421641	7 68455 14380 1	.14
420669	7 68455 12507 4	.49	421642	7 68455 14382 5	.14
420670	7 68455 12511 1	.49	421643	7 68455 14384 9	.14
420671	7 68455 12559 3	.52	501002	7 68455 11140 4	.46
420672	7 68455 12665 1	.52	501003	7 68455 11141 1	.46
420673	7 68455 12564 7	.52	501004	7 68455 11142 8	.46
420675	7 68455 12738 2	.52	501005	7 68455 11143 5	.46
420676	7 68455 12741 2	.52	501006	7 68455 11144 2	.46
420678	7 68455 12746 7	.52	501011	7 68455 11149 7	.46
420679	7 68455 12749 8	.52	501012	7 68455 11150 3	.46
420680	7 68455 12712 2	.47	501013	7 68455 11151 0	.46
420681	7 68455 12716 0	.48	501014	7 68455 11152 7	.46
420695	7 68455 12761 0	.16	501015	7 68455 11153 4	.46

INDEX NUMÉRIQUE

Code de produit	Codes UPC	Page	Code de produit	Codes UPC	Page
501016	7 68455 11154 1	.46			
501019	7 68455 11157 2	.46			
501020	7 68455 11158 9	.46			
501021	7 68455 11159 6	.46			
501022	7 68455 11160 2	.46			
501023	7 68455 11161 9	.46			
650408	7 68455 10659 2	.26			
650422	7 68455 10660 8	.26			
650803	7 68455 10875 6	.26			
650828	7 68455 10661 5	.27			
650829	7 68455 10662 2	.27			
650830	7 68455 10663 9	.27			
650831	7 68455 10664 6	.27			
650832	7 68455 10665 3	.27			
650833	7 68455 10666 0	.27			
650947	7 68455 10782 7	.56			
650948	7 68455 10896 1	.56			
839001	7 68455 10872 5	.38			
839002	7 68455 10873 2	.38			
839003	7 68455 10933 3	.38			
839004	7 68455 10934 0	.38			
839005	7 68455 11825 0	.38			
839006	7 68455 13917 0	.38			
839250	7 68455 12687 3	.44			
839251	7 68455 12688 0	.44			
839252	7 68455 12689 7	.44			
839253	7 68455 12679 8	.44			
839260	7 68455 12690 3	.44			
839261	7 68455 12691 0	.44			
839262	7 68455 12692 7	.44			
839263	7 68455 12680 4	.44			
839264	7 68455 12682 8	.44			
839265	7 68455 12681 1	.44			
839266	7 68455 12686 6	.44			
839267	7 68455 12683 5	.44			
839268	7 68455 12684 2	.44			
839280	7 68455 12685 9	.44			

Ostomy Canada Society

5800 Ambler Dr., bureau 210,
Mississauga, ON L4W 4J4
Téléphone: 1 905 212-7111
Numéro sans frais: 1 888 969-9698
Télécopieur: 1 905 212-9002
Courriel: info1@ostomycanada.ca
www.ostomycanada.ca

Société canadienne du cancer

55 St. Clair Avenue West, bureau 300
Toronto, ON M4V 2Y7
Téléphone: (416) 961-7223
Numéro sans frais: 1 888 939-3333
Télécopieur: (416) 961.4189
Courriel: info@cis.cancer.ca
www.cancer.ca

Foundation canadienne des maladies inflammatoires de l'intestin

600-60 St. Clair Avenue East
Toronto, ON M4T 1N5
Téléphone: (416) 920-5035
Numéro sans frais: 1 800 387-1479
Télécopieur: (416) 929-0364
Courriel: ccfc@ccfc.ca
www.ccfc.ca

Canadian Association for Enterostomal Therapy (CAET)

66 Leopolds Drive
Ottawa, Ontario
K1V 7E3
Téléphone: 888-739-5072
Télécopieur: 613-834-6351
Courriel: office@caet.ca
www.caet.ca

Association canadienne du cancer colorectal Montréal

1350 Sherbrooke St West, bureau 300
Montréal, QC H3G 1J1
Courriel: information@colorectal-cancer.ca
Téléphone: (514) 875-7745
Télécopieur: (514) 875-7746

Toronto

2 Bloor St. West, Suite 700
Toronto, ON M4W 3R1
Courriel: information@colorectal-cancer.ca
Téléphone: (416) 920-4333
Télécopieur: (416) 920-3004
www.colorectal-cancer.ca

Friends of Ostomates Worldwide (FOW)

Bureau 501, 344 Bloor St. W.,
Toronto, ON M5S 3A7
Téléphone: 416-618-5564
Courriel: lornea@fowc.ca
www.fowc.ca/

Intestinal Disease Education and Awareness Society (IDEAS)

#521 119 West Penser Street
Vancouver, BC V6B 1S5
Téléphone: (604) 568-8499
Courriel: info@weneedideas.com
www.ideas-na.com

Association canadienne du soin des plaies (ACSP)

642 King Street West, bureau 200
Toronto, ON M5V 1M7
Téléphone: 1 866 474-0125 ou (416) 485-2292
Télécopieur: (416) 485-2291
Courriel: info@cawc.net
www.cawc.ca

Association canadienne de soins et services à domicile

17 York Street, bureau 401
Ottawa, ON K1N 9J6
Téléphone: (613) 569-1585
Télécopieur: (613) 569-1604
www.cdnhomecare.ca

Association pour la Prévention des Infections à l'Hôpital et dans la Communauté

P.O. Box 46125 RPO Westdale
Winnipeg, MB R3R 3S3
Téléphone: 1 866 999-7111 ou (204) 897-5990
Télécopieur: (204) 895-9595
Courriel: chicacanada@mts.net
www.chica.org

Association Canadienne de Dermatologie

1385 Bank Street, Suite 425
Ottawa, ON K1H 8N4
Téléphone: 1 800 267-3376 ou (613) 728-1748
Télécopieur: 1 866 267-2178 ou (613) 738-4695
www.dermatologue.ca

Association canadienne du diabète

National Life Building
1400-522 University Ave
Toronto, ON M5G 2R5
Téléphone: 1 800 BANTING or (416) 363-3373
Télécopieur: (416) 363-3393
Courriel: info@diabetes.ca
www.diabetes.ca

Santé Canada

Address Locator 0900C2
Ottawa, ON K1A 1M4
Téléphone: 1 866 225-0709 ou (613) 957-2991
Télécopieur: (613) 941-5366
www.hc-sc.gc.ca

Les retours seront acceptés seulement si ce numéro d'autorisation aura été obtenu préalablement du bureau des commandes de ConvaTec Canada au 1-866-987-1471. Returns will only be accepted if this Authorization Number has been obtained from ConvaTec Canada Order Desk at 1-866-987-1471.

NOM DU CLIENT
CUSTOMER NAME _____ N° DE COMPTE
ACCOUNT No. _____ADRESSE
ADDRESS _____CODE POSTAL
POSTAL CODE _____

No DE CODE CODE No.	QUANT.	DESCRIPTION	DATE DE PÉREMPTION EXP. DATE	No DE LOT LOT No.

REMARQUE: TOUTES LES MARCHANDISES RETOURNÉES DOIVENT ÊTRE PORT PAYÉES, SINON LES FRAIS DE TRANSPORT SERONT DÉDUITS DE LA NOTE DE CRÉDIT.
NOTE: ALL RETURNED SHIPMENTS MUST BE PREPAID OTHERWISE TRANSPORTATION CHARGES WILL BE DEDUCTED FROM THE CREDIT NOTE.

COMMENTAIRES:
COMMENTS: _____APPROUVÉ PAR REP: _____ N° DE TERRITOIRE:
APPROVED BY REP: _____ TERRITORY No. _____ DATE: _____
(LETTRES MOULÉES) / (PLEASE PRINT)

SIGNATURE DU CLIENT / CUSTOMER SIGNATURE _____

ADRESSE DE RETOUR: ConvaTec Canada
RETURN ADDRESS: Bureau des commandes / Order Desk
1375, Newton
Boucherville, QC
J4B 5H2

À REMPLIR PAR LE SERVICE DE LA RÉCEPTION / TO BE COMPLETED BY RECEIVING DEPT.		
DATE	NOMBRE DE BOÎTES: NO. OF CTNS:	
PAR: VIA:		
☐ PORT PAYÉ PREPAID	☐ PORT DÛ COLLECT	FRAIS DE TRANSPORT: TRANSPORT CHARGES:
ÉTAT DE LA MARCHANDISE: CONDITION OF GOODS:		
SIGNATURE: SIGNED:		N° DE LA NOTE: MEMO No.:

Système de codage des emballages **CONVATEC**

NUMÉRO DE LOT

Tous les produits de ConvaTec ont un numéro de lot pour indiquer l'année de fabrication et un historique complet incluant la date d'expiration.

La plupart des produits utilisent le format suivant :

Exemple - Numéro de lot **9J00978**

9 = Année (2009)

J = Mois (septembre)

00978 = Numéro de contrôle assigné pour identifier facilement chaque lot de produit

Désignation de l'expiration:

- Si une date d'expiration est sur la boîte, elle sera sous le numéro de lot.
- Si la date d'expiration n'est pas sur la boîte, elle peut être obtenue en prenant le premier chiffre du numéro de lot + 5. Ceci vous donnera l'année d'expiration du produit.

Par exemple : Si l'année de fabrication est (9) 2009, suivi de la lettre J (septembre), la durée sur les étagères est jusqu'en septembre 2014; par contre la date limite pour les retours de marchandise est six mois *précédant cette date*, donc le 1^{er} mars 2014.

A - janvier	B - février	C - mars	D - avril
E - mai	F - juin	G - juillet	H - août
J - septembre	K - octobre	L - novembre	M - décembre

Veuillez contacter votre représentant ConvaTec ou le Centre des relations avec la clientèle de ConvaTec au **1 800 465-6302** si vous désirez obtenir une clarification sur les numéros de lot ou les dates de péremption.

Soins des stomies

Les produits et services des soins des stomies de ConvaTec sont conçus pour aider les gens à retrouver confiance, confort et tranquillité d'esprit. L'amélioration de la qualité de vie, on en fait notre priorité!



Natura^{MD} / Natura^{MD}

eakin^{MD}

Esteem synergy^{MD}

Esteem synergy^{MD}

Active Life^{MD}

Little Ones^{MD}

AllKare^{MD}

Esteem^{MD}

Soins des plaies et de la peau

Soins des plaies de ConvaTec supporte les professionnels de la santé grâce à une approche compréhensive de la cicatrisation et de la prise en charge du patient en offrant un éventail de solutions améliorant la qualité de vie.



AQUACEL^{MD}
Foam

AQUACEL^{MD}

AQUACEL^{MD}
Surgical

AQUACEL^{MD} Ag.
Foam

AQUACEL^{MD} Ag.

AQUACEL^{MD} Ag.
Surgical

AQUACEL^{MD}
Extra

AQUACEL^{MD} Ag.
Burn

AQUACEL^{MD} Ag+
Extra

AQUACEL^{MD} Ag.
Extra

FoamLite^{MD}
ConvaTec

DuoDERM^{MD}
Signal

DuoDERM^{MD}
Extra-Mince

KALTOSTAT^{MD}

CarboFlex^{MD}
Pansement anti-odeurs

ALOE VESTA^{MD}

SENSI-CARE^{MD}

SurePress^{MD}

Continence et soins critiques

ConvaTec offre des solutions innovatrices destinées aux infirmières afin qu'elles puissent améliorer l'état de leurs patients dans la prise en charge de l'incontinence fécale.

Flexi-Seal^{MD}
FMS

Flexi-Seal^{MD} SIGNAL



Pour de plus amples renseignements, contactez le Centre des relations avec la clientèle de ConvaTec au **1-800-465-6302**, du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 (HNE), ou visitez notre site internet au **www.convatec.ca**