

OBSERVASJONSSKJEMA Flexi-Seal[™] Signal[™] fekalkatetersystem (FMS)

LOT-nummer på Flexi-Seal[™] system:
Finnes på pakningen

Pasientens
navn:

Pasientens
alder:

FMS Innlagt
dato:

Er det noen kontraindikasjoner mot
innlegging av Flexi-Seal[™] Signal[™] FMS?

Ja

Nei

Er det foretatt rektaleksplorasjon
umiddelbart før innlegging?

Ja

Nei

Sphinctertonus

Normal

Nedsatt

Antall ml. fylt i hvit signalindikator-port ved innlegging av Flexi-Seal[™]
OBS! Det må maksimalt fylles 45 ml. i cuffen

ml.

Plassering av sort indikatorlinje i forhold til pasientens anus

cm.

Perianal hudstatus ved innlegging av
Flexi-Seal[™] Signal[™] FMS

Normal

Rødme

Sår/revner

OBS!

Dette dokumentet må ikke brukes som erstatning for å lese bruksanvisningen.
Produktet skal til enhver tid anvendes i overensstemmelse med denne.



DAGLIGE OBSERVASJONER

Dato	Dag		Kveld		Natt	
Flexi-Seal™ systemet er reposisjonert/gjeninnlagt						
Hvit signalindikator kontrollert for korrekt fylling						
Sort markeringslinje ved anus er kontrollert for korrekt plassering						
System skylt via blå irrigasjonsport						
Pose skiftet						
Avføringen er tynn (det er fortsatt behov for Flexi-Seal™)						

Dato	Dag		Kveld		Natt	
Flexi-Seal™ systemet er reposisjonert/gjeninnlagt						
Hvit signalindikator kontrollert for korrekt fylling						
Sort markeringslinje ved anus er kontrollert for korrekt plassering						
System skylt via blå irrigasjonsport						
Pose skiftet						
Avføringen er tynn (det er fortsatt behov for Flexi-Seal™)						