


Zabráňte podtekaniu a udržujte si zdravú kožu

Na rozdiel od iných podložiek, ktoré sa pri kontakte s tekutým obsahom môžu poškodiť, má podložka s technológiou Durahesive™ lepšiu tesniacu schopnosť a preto lepšie chráni stómiu aj kožu okolo nej.



Technológia Durahesive™

je na vonkajšej strane podložky, ktorá je v kontakte s kožou. Technológiu Durahesive™ tvorí hydrokoloidná hmota, ktorá šetrne priľne ku koži a chráni ju pred dráždivým pôsobením obsahu odchádzajúcim zo stómie.



Mikropór

Netkaná textília z polyesteru.



Priehľadný film

Viacvrstvý PVDC film, ktorý pomáha chrániť podložku pred prenikaním zápachu a tiež pred vlhkosťou.



Obojstranne mäkká tkanina,

ktorá nešuší a nelepi sa na telo.

kód produktu	názov produktu	veľkosť podložky	ks v balení	ŠÚKL kód
421631	Vrecko urostomické jednodielne Esteem® + Accuseal™	13 - 45 mm	10	F5970A

- forever caring -

Sme priekopníkmi spoľahlivých zdravotníckych riešení na zlepšenie životov, ktorých sa dotýkame.



Formulár na žiadosť
o vzorku
naskenujte QR kód

Navštívte www.convatec.sk alebo zavolajte na bezplatnú linku **0800 800 111**, alebo použite tento QR kód.



zákaznícka linka
0800 800 111
pre volajúceho zadarmo

www.convatec.sk



@convatecslovensko

Zákaznícke centrum Convatec
Unomedical, s.r.o., Štúrova 71/A, 949 01 Nitra
tel.: 037/77 64 931 alebo nám napíšte email na stomalinka@convatec.com

®/™ označujú registrované ochranné známky a obchodné známky skupiny spoločností Convatec.
AP-60887-SVK



Esteem® + Accuseal™

Má podložku s technológiou Durahesive™ a antirefluxnú chlopňu proti spätnému toku moču. Je navrhnuté tak, aby bránilo úniku moču a udržiavalo v okolí stómie pokožku zdravú.

Jediné UROSTOMICKÉ vrecko, ktoré potrebujete

NOVINKA
2024



ŠETRNÉ KU KOŽI



PRIEHĽADNÉ



JEDNODUCHO
SA VYPÚŠŤA



BEZPEČNÉ



Vaše jednoduché jednodielne urostomické riešenie

NOVINKA
2024

Esteem®+ Accuseal™ je jednodielne urostomické vrečko, ktoré sa veľmi jednoducho aplikuje.

Má podložku s technológiou Durahesive™ a antirefluxnú chlopňu proti spätnému toku moču. Je navrhnuté tak, aby bránilo úniku moču a udržiavalo vašu pokožku zdravú. Môžete ho mať na tele celý deň. Jednoducho sa vypúšťa, vďaka čomu je vhodné na používanie bezprostredne po operácii a pre všetkých, ktorí chcú, aby im stomické pomôcky zabezpečili dokonalú spoľahlivosť, istotu a pohodlie.

Spoľahlivosť

- Podložka Durahesive™ bráni prípadnému podtekaniu. Je navrhnutá tak, aby udržiavala zdravú pokožku.

- Pre väčší pocit istoty a bezpečia môžete k vrečku pripievať pridrzný stomický opasok.

Presnosť

- Prieľadná fólia umožňuje nalepiť vrečko presne na stómiu a sledovať jej stav aj množstvo moču.

Pokoj v duši

- Pomocou výpustného uzáveru Accuseal™ s ľahkým otváraním a zatváraním sa moč rýchlo a ľahko vypustí. Esteem®+ Accuseal™ umožňuje tiež ľahké pripojenie na nočné zberné vrečko, ktoré vám zabezpečí pokojný a bezstarostný spánok.

Istota

- Esteem®+ Accuseal™ je vystrihovateľné vrečko. Jeho otvor si môžete vystrihnúť presne podľa tvaru a veľkosti vašej stómie tak, aby ju tesne obopínal, čím sa výrazne zníži riziko podtekania.

Dokonalá spoľahlivosť, istota a pohodlie

Úchytky na pridrzný stomický opasok

Pre väčší pocit bezpečia a istoty má vrečko úchytky na pridrzný stomický opasok.



Vystrihovateľné vrečko

Vrečko je možné prispôbiť veľkosti a tvaru vašej stómie. Vďaka tomu sa minimalizuje riziko podtekania.



Prijemné na dotyk

Materiál vrečka, ktorý sa dotýka kože, je mäkký a šetrný ku koži.



Jednoduché nočné vypúšťanie

Accuseal™ umožňuje ľahké pripojenie na nočné zberné vrečko, ktoré vám zabezpečí pokojný a bezstarostný spánok.



Bezpečnosť

Vrečko má flexibilné úchytky na priporenie pridrzného stomického opasku pre ešte väčší pocit istoty a bezpečia.



Šetrný ku koži

Podložka Durahesive™ chráni kožu pred podtekajúcim močom.



Prieľadné vrečko

Prieľadná fólia umožňuje presné umiestnenie vrečka okolo stómie, sledovanie jej stavu a aj množstva moču.



Chlopňa proti spätnému toku moču

Zabraňuje, aby sa moč dostal späť k stómii a do jej okolia.



Ľahké otvorenie a uzatvorenie

Otočný uzáver a poistná zátku umožňuje jednoduché a pri tom bezpečné uzavretie.



Otočný ventil Accuseal™

Jednoduchá manipulácia: červená značka indikuje, že výpusť je otvorený.