


Produkty vlhkej terapie podľa stupňa secernácie

ABSORBČNÁ
SCHOPNOSŤ
KRYTIA

MNOŽSTVO EXSUDÁTU



NEKROTICKÁ

INFIKOVANÁ

POVLÉČENÁ

GRANULUJÚCA

EPITELIZUJÚCA

POŽADOVANÉ KLINICKÉ VÝSLEDKY


- ✓ hydratácia
- ✓ debridement
- ✓ nekróza

- ✓ redukcia biozáťaže
- ✓ manažment exsudátu
- ✓ prevencia macerácie
- ✓ zníženie zápachu

- ✓ manažment exsudátu
- ✓ prevencia macerácie
- ✓ autolytický debridement

- ✓ podpora epitelizácie
- ✓ prevencia macerácie

- ✓ ochrana rany a jej okolia
- ✓ vytvorenie vlhkého prostredia v rane a podpora hojenia



GRANUFLEX®

alebo

GRANUFLEX®
Extra Thin

+

GranuGEL®

INFIKOVANÉ

AQUACEL® Ag+Extra™

alebo

NEINFIKOVANÉ

AQUACEL®
Extra

AQUACELFoam

POVRCHOVÉ INFIKOVANÉ RANY

AQUACEL® AgFoam

AQUACELFoam

FoamLite™
ConvaTec

alebo

GRANUFLEX®
Extra Thin

PODTLAKOVÁ TERAPIA

Avelle™
Posilovač a podpora podtlakovej terapie

VYBERTE SI VHDNÚ VEĽKOSŤ KRYTIA

ŠUKL kód	Veľkosť	ks v balení
GranuFlex™		
A37302	10 × 10 cm	10
A37303	15 × 15 cm	10
GranuFlex™ Bordered		
A37307	6 × 6 cm	5
A37308	10 × 10 cm	5
A37310	10 × 13 cm	5
A37309	15 × 15 cm	5
GranuFlex™ Extra Thin		
A22953	7,5 × 7,5 cm	5
A22955	10 × 10 cm	5
A22951	15 × 15 cm	5
A22950	5 × 20 cm	10
GranuGel™		
A28812	15 g	1

ŠUKL kód	Veľkosť	ks v balení
FoamLite™ ConvaTec		
A96421	5,5 × 12 cm	10
A96422	8 × 8 cm	10
A96423	10 × 10 cm	10
A96424	15 × 15 cm	10

ŠUKL kód	Veľkosť	ks v balení
AQUACEL™ výplň		
A65573	2 × 45 cm	5
AQUACEL™ Extra™		
A89369	5 × 5 cm	10
A89401	10 × 10 cm	10
A89402	15 × 15 cm	5
AQUACEL™ Ag		
A71036	10 × 10 cm	10
A71154	15 × 15 cm	5
AQUACEL™ Ag+ výplň		
A92386	2 × 45 cm	5
AQUACEL™ Ag+ Extra™		
A92383	5 × 5 cm	10
A92384	10 × 10 cm	10
A92385	15 × 15 cm	5
A96419	20 × 30 cm	5

ŠUKL kód	Veľkosť	ks v balení
AVELLE™ NPWT		
A96420 AVELLE™ jednorazová pumpa s Hydrofiber krytím:		
krytie Hydrofiber®	16 × 16 cm, 8 × 8 cm	1 pumpa + 2 ks krytia
krytie Hydrofiber®	16 × 21 cm, 8 × 13 cm	1 pumpa + 2 ks krytia
krytie Hydrofiber®	12 × 21 cm, 4 × 13 cm	1 pumpa + 2 ks krytia
krytie Hydrofiber®	12 × 31 cm, 4 × 23 cm	1 pumpa + 2 ks krytia

ŠUKL kód	Veľkosť	ks v balení
AQUACEL™ Foam – adhezívne penové krytie		
A90636	10 × 10 cm	10
A90637	12,5 × 12,5 cm	10
A95784	10 × 20 cm	10
A95783	8 × 13 cm	10
A95785	10 × 30 cm	10
AQUACEL™ Foam – neadhezívne penové krytie		
A90638	5 × 5 cm	10
A90639	10 × 10 cm	10
A90640	15 × 15 cm	5
A93737	20 × 20 cm	5
AQUACEL™ Ag Foam – adhezívne penové krytie		
A91587	12,5 × 12,5 cm	10
A91588	17,5 × 17,5 cm	10
A91589	21 × 21 cm	5
A93742	25 × 30 cm	5
A93744	heel 14 × 19,8 cm	5
A93743	sacral 16,9 × 20 cm	5
AQUACEL™ Ag Foam – neadhezívne penové krytie		
A91590	10 × 10 cm	10
A91591	15 × 15 cm	5
A91592	20 × 20 cm	5



Zákaznícke centrum ConvaTec, Unomedical, s. r. o.
Štúrova 71/A, 949 01 Nitra, bezplatné číslo: 0800 800 111
www.convatec.sk

Všetky ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.



Radim
bezplatná StomaLinka
0800 800 111 **klub**

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20