

Tesniaci krúžok

STOMAHESIVE® Seal

Prírodná hmota

Potrebné na každodennú
OCHRANU KOŽE v okolí stómie



ConvaTec

me+

NIE VŠETKY TESNIACE KRÚŽKY SÚ ROVNAKÉ.

Tesniaci krúžok STOMAHESIVE® Seal

Je vyrobený z **prírodnej hojivej hmoty**, ktorá je veľmi príjemná na pokožke. **Neobsahuje alkohol**, takže vás pokožka pri jeho používaní nebude dráždiť. Krúžok môžete **použiť na viac spôsobov** – môžete ho trhať, strihať, rolovať. **Nelepí sa** na prsty. **Lahko ho odstránite** spolu s pomôckou a žiadne zvyšky vám nezostanú na pokožke.



Krúžok môžete kombinovať aj s konvexnou pomôckou a prehĺbiť tak jej konvexitu.

Vytvarujte si krúžok presne podľa vašej potreby, vyrovná nerovnosti, čím zabráni podtekaniu pomôcky. Vytvarovaný krúžok môžete použiť aj pri vyplnení kožných rias.

Ak máte nerovnosti v okolí stómie, vytvorte si polokonvexnú pomôcku – odtrhnite časť krúžku a nalepte ho pod pomôcku tam, kam potrebujete.

kód ŠÚKL	názov	veľkosť	ks v balení	úhrada
F92108	Tesniaci krúžok Stomahesive®Seal	48 mm/3 mm	10 ks	plná
F92109	Tesniaci krúžok Stomahesive®Seal	48 mm/4 mm	10 ks	plná

* Produkt jednej veľkosti si môžete dať predpísať každý mesiac v počte 10 ks.



Pre viac informácií nás kontaktujte na
bezplatnom čísle zákazníckeho
centra Radim Klub.

Zákaznícke centrum ConvaTec, Unomedical, s. r. o.
Štúrova 71/A, 949 01 Nitra, tel.: 037/77 64 930
bezplatné číslo: 0800 800 111
www.convatec.sk

Radim
bezplatná StomaLinka
0800 800 111 **klub**