



JEDNODIELNE KONVEXNÉ STOMICKÉ  
UZAVRETÉ VRECKÁ **SOFT CONVEX**

Plne  
hradené  
zdravotnými  
poistovňami

## Základné príslušenstvo pre starostlivosť o stómiu

### Ochranný film v spreji (sting free) ESENTA™

kód produktu	ks v balení	ŠÚKL kód
423288	30	F91153

### Ochranný film obrúsky (sting free) ESENTA™

kód produktu	ks v balení	ŠÚKL kód
423282	1 (50 ml)	F91152

### Odstraňovač náplastí sprej (sting free) ESENTA™

kód produktu	ks v balení	ŠÚKL kód
423289	1 (50 ml)	F91154

### Obrúsky na odstraňovanie náplastí (sting free) ESENTA™

kód produktu	ks v balení	ŠÚKL kód
423281	30	F91155

### Stomahesive™ ochranná pasta

kód produktu	veľkosť	ks	ŠÚKL kód
183910	60 g	1	F41229

### Stomahesive™ ochranný zásyp

kód produktu	veľkosť	ks	ŠÚKL kód
25535	25 g	1	F41228

### Stomahesive™ adhezívna pasta

kód produktu	veľkosť	ks	ŠÚKL kód
129730	30 g	1	F41230


### Pásky adhezívne Varimate Thin, hydrokoloidné, rovné

kód produktu	veľkosť	ŠÚKL kód
422148	5 × 11 cm	F2086A
422149	5 × 22 cm	F2087A

### Pena čistiaca StomFoam®

veľkosť	ks	ŠÚKL kód
150 ml	1	F3555A

Pre bezplatné zaslanie vzorky produktu, prosím,  
kontaktujte naše zákaznícke centrum telefonicky alebo písomne.



Eurotec

Colomate

JEDNODIELNE KONVEXNÉ  
STOMICKÉ UZAVRETÉ VRECKÁ  
**SOFT CONVEX**



#### Referencie:

1. Správa z kontroly ID# 20170426P965, dátum skúšky 28.04.2017. Údaje k dispozícii. EuroTec B.V
2. Správa o biologickom hodnotení, jednodielne mäkké konvexné stomické produkty. Údaje k dispozícii. EuroTec B.V
3. Certifikát analýzy ION M0015037, dátum skúšky 14.02.2017. Údaje k dispozícii. EuroTec B.V
4. Analýza procesu ID# TP607505, dátum skúšky 13.12.2017. Údaje k dispozícii. EuroTec B.V



Zákaznícke centrum Convatec, Unomedical, s. r. o.,  
Štúrova 71/A, 949 01 Nitra  
Navštívte [www.convatec.sk](http://www.convatec.sk)

@convatecslovensko

Soft Convex a Varimate sú produkty vyrábané spoločnosťou Eurotec BV,  
Schotsbossenstraat 8, 4705 AG Roosendaal, Holandsko; StomFoam® sú produkty vyrábané  
spoločnosťou ALP Ecology s. r. o., rantišky Stránecké 165/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory.

© 2022 Convatec.

™ označujú registrované ochranné známky a obchodné známky skupiny spoločností Convatec. Všetky ochranné známky  
tretích strán (vrátane log a ikon), na ktoré Convatec odkazuje, zostávajú majetkom ich príslušných vlastníkov. AP-56971-SVK



zákaznícka linka  
**convatec**  
**0800 800 111**  
pre volajúceho zadarmo

Pre viac informácií  
nás kontaktujte  
na bezplatnom čísle  
zákazníckeho centra.



[www.convatec.sk](http://www.convatec.sk)

Eurotec

[www.eurotec.nl](http://www.eurotec.nl)

## Jednodielne konvexné stomické uzavreté vrecká SOFT CONVEX

COLOMATE je jednodielny konvexný systém uzavretých stomických vreciek od spoločnosti EuroTec. Tieto stomické vrecká majú šetrnú a bezproblémovú prínavosť k pokožke<sup>2</sup>. Majú otvor pre stómiu, ktorý sa dá ľahko rozťahnuť. Adhezívna hmota je okrúhleho tvaru, je mäkká a konvexná, preto je určená na stómiu na úrovni alebo pod úrovňou pokožky<sup>3</sup> alebo pre prípad, keď rovná podložka podteká. Adhezívum najlepšie prilne, ak je pokožka ešte mierne vlhká. Pre lepšie prilnutie potrebuje nejaký čas. Nie je potrebné ho vopred zahriať.

\*stómia, ktorá je na úrovni kože, vťahnutá alebo umiestnená v kožnom záhybe



## Vlastnosti podložky:


- ✓ Adhezívum šetrné k pokožke<sup>2</sup> s plnou hydrokoloidnou hrúbkou 0,9 mm, bez pridaných syntetických kaučukov, ktoré dokáže veľmi dobre absorbovať vlhkosť<sup>5</sup>. Vďaka tomu podložka lepšie prilne a pokožka zostane v dobrom stave aj v horúcom počasí alebo počas namáhavých aktivít.
- ✓ Adhezívum je určené na použitie na neporušenú pokožku a je možné ho aplikovať aj na citlivú alebo podráždenú pokožku.
- ✓ Mäkká penová vrchná vrstva a hladký konvexný (soft convex) tvar zaručujú, že toto adhezívum je pohodlné na nosenie.

- ✓ Strihanie nie je takmer nikdy potrebné, pretože otvor pre stómiu sa dá ľahko natiahnuť v prípade, že je príliš malý alebo je stómia oválna. Rozťahovateľný otvor sa do stómie nezarezáva ani pri jej pohybe. Tlak mäkkej integrovanej vložky je vedený čo najbližšie k stómii pre lepší účinok. **(obrázok 1)**



## Jedinečné vlastnosti uzavretých vreciek:

- ✓ Lamelový filter s extra dlhou životnosťou; črevné plyny sa uvoľňujú automaticky bez zápachu<sup>4</sup>. **(obrázok 2)**
- ✓ Extra nepremokavá vrstva medzi stómiou a filtrom, ktorá chráni filter pred jeho navhnutím.
- ✓ Běžové vrecko s kontrolným okienkom **(obrázok 3)**, ktoré umožňuje jeho aplikáciu a kontrolu stómie.



## Uzavreté vrecká Colomate s konvexnou podložkou (Soft Convex)



Konvexná podložka pre stómiu na úrovni pokožky alebo pod ňou. Balené po 10 kusoch.

**Veľké alebo extra veľké béžové s kontrolným okienkom.**

Dĺžka vrecka: 20,5 cm.

Jednodielne soft konvexné uzavreté vrecko Colomate Soft Convex, béžové s kontrolným okienkom

ŠÚKL kód	EuroTec kód	ICC kód	veľkosť vrecka	veľkosť podložky	počet ks v balení	úhrada ZP
F2189A	CLTC 113-35	421956	L	13 - 35 mm	10	plná
F2190A	CLTC 113-44	421957	L	13 - 44 mm	10	plná
F2191A	CXLTC 113-54	421963	XL	13 - 54 mm	10	plná

Množstvá stomických pomôcok uhrádzaných zdravotnými poisťovňami na 1 mesiac

Kolostómia (stómia na ľavej strane)	
Jednodielny systém/ jednodielny systém konvexný	90 ks uzavretých alebo výpustných vreciek
Ileostómia (stómia na pravej strane)	
Jednodielny systém/ jednodielny systém konvexný	90 ks výpustných alebo uzavretých vreciek

[www.convatec.sk](http://www.convatec.sk)  
EuroTec, kde sa spájajú vedomosti so skúsenosťami!  
[www.eurotec.nl](http://www.eurotec.nl)