

2020/2021

KATALÓG

STOMICKÝCH POMÔCOK



PRODUKTY, STAROSTLIVOSŤ a PODPORA
PRESNE PRE VÁŠ ŽIVOT.



ConvaTec

| Starostlivosť o stómiu

me+



me+™ podpora človeka
so stómiou počas

CELÉHO ŽIVOTA

Zdravotnícki pracovníci venujú veľa zo svojho času ľuďom so stómiou žiť ich život ako predtým. Program spoločnosti ConvaTec me+™ dopĺňa túto starostlivosť o skúsenosti, podporu a námety ľudí so stómiou, ktorí už majú tieto poznatky ako žiť život v zmenených podmienkach.





me+ starostlivosť

Produkty, príslušenstvo a rady po prepustení domov z nemocnice.



me+ podpora

Odpovede osôb na zákazníckom centre cez telefón alebo e-mail na rôzne otázky súvisiace so stómiou.



me+ odpovede

Odpovede na otázky súvisiace so životom so stómiou.









me+ spoločenstvo

Inšpirujúce príbehy a nápady od ľudí so stómiou.



PRODUKTY, STAROSTLIVOSŤ a PODPORA
PRESNE PRE VÁŠ ŽIVOT.

OBSAH

Služby spoločnosti ConvaTec na Slovensku	6
Starostlivosť o kožu & príslušenstvo	7 – 9
Dvojdielny stomický systém	10 – 17
Natura®  a Natura® produkty	12
Natura® podložky	13
Natura®  vrecká	14
Natura® vrecká	15
Natura®  a Natura® urostomické vrecká	16
Vrecká na odvádzanie a zber moču CareLine™	17
Jednodielny stomický systém	19 – 22
Esteem®  Flex Convex	19
Esteem®  s tvarovateľnou technológiou	20
Esteem® 	21
Stomadress® Plus	22
Detský stomický systém	22
Množstvomé limity	23
Slovník pojmov	24



POMOC A PODPORA ZAVOLAJTE ALEBO KLIKNITE

- ✓ Počas vašej starostlivosti o stómiu vám ponúkame program **me+**[™]. Poskytneme vám produkty, starostlivosť a podporu presne pre váš život.



starostlivosť



odpovede



podpora



spoločenstvo



@convatecslovensko



poradňa

Radim
bezplatná StomaLinka
0800 800 111  **klub**

Pondelok – piatok od 8.00 do 16.30

(v prípade neprítomnosti sa vám ozve záznamník)

Viac informácií získate aj na našej web stránke

www.convatec.sk alebo ak máte otázku, môžete nás priamo kontaktovať na e-mail **stomalinka@convatec.com** alebo nás navštíviť v kancelárii na adrese:

Zákaznícke centrum ConvaTec Unomedical, s.r.o.

Štúrova 71/A, 949 01 Nitra

Bezplatná linka: 0800 800 111

www.convatec.sk



Služby spoločnosti ConvaTec

Sme s vami počas celej vašej životnej cesty

✓ ConvaTec štartovacia taštička

ConvaTec štartovacia taštička

Naša pomoc sa začína štartovacou taštičkou, ktorá bola vyrobená na základe vašich potrieb. Táto taštička obsahuje edukačné materiály, vzorky pomôcok a všetko, čo je potrebné vedieť na začiatok.



✓ ConvaTec štartovacia taška

Pacient pri prepustení z ústavnej do domácej starostlivosti dostane prvú kompletnú výbavu stomických pomôcok so sebou do veľkej tašky (výpustné stomické a urostomické vrecká) alebo do malej tašky (uzavreté vrecká).



✓ bezplatná linka ConvaTec

Potrebujete rýchlu pomoc a radu v oblasti sortimentu pomôcok, ich použitia a dostupnosti alebo informácie z oblasti ošetrovania stómii?

Obráťte sa na pracovníčku bezplatnej linky ConvaTec 0800 800 111. Pracovníčka bezplatnej linky vám

poskytne potrebné informácie, uvedie limity na počty pomôcok, kódy výrobkov, nasmeruje vás k sestre v blízkosti vášho bydliska. V prípade zložitejších otázok sú naše odpovede konzultované s odborníkmi.



✓ me+ poradňa v Nitre

Poradňa pre každého, kto sa potrebuje individuálne poradiť o stomických pomôckach, o ich použití, dostupnosti a opýtať sa všetko, čo vás zaujíma z oblasti starostlivosti o stómiu v súvislosti s pomôckami.

✓ ConvaTec na internete – www.convatec.sk

Aktuálne informácie o organizovaných akciách pre stomikov, prehľad sortimentu stomických pomôcok a produktov na vlhké hojenie rán ConvaTec, ukážky z časopisu RADIM, informácie o priebehu dlhodobých programov uskutočňovaných spoločnosťou ConvaTec a ešte viac sa dozviete na internetovej adrese www.convatec.sk a na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

✓ Časopis Radim

Pošlite nám vyplnenú prihlášku do časopisu RADIM a pošleme vám dvakrát ročne zadarmo na vašu adresu diskretné zabalený časopis stomikov RADIM. V časopise RADIM nájdete cenné rady z oblasti ošetrovania stómii, informácie o pomôckach a ďalšie novinky a zaujímavosti zo života stomikov.



ConvaTec na sociálnych médiách:



@convatecslovensko



@convatecslovensko

Starostlivosť o kožu & príslušenstvo

SILESE™

Sprej Silesse™ ochranný film

Je nedráždivý, hypoalergénny, vyrobený na báze 100% silikónu. Vytvára jemný, priedušný film, ktorý chráni kožu pred agresívnym črevným obsahom alebo močom. Zároveň zlepšuje prilnavosť pomôcky a po aplikácii rýchlo zasychá.



kód produktu	ks v balení	kód ZP
420790	1 (50 ml)	F91153

SILESE™

Obrúsky Silesse™ ochranný film

Nedráždivý, hypoalergénny, 100% silikón. Vytvára jemný, priedušný film, ktorý chráni kožu pred agresívnym črevným obsahom alebo močom. Zlepšuje prilnavosť pomôcky a po aplikácii rýchlo zasychá.



kód produktu	ks v balení	kód ZP
420789	30	F91152

CONVACARE™

ConvaCare™ ochranný film

Prostriedok nerozpustný vo vode, ktorý slúži na ochranu kože. Vytvára vrstvu ochranného filmu na koži pod leukoplast, podložku, adhezívum a hydrokoloidné krytie. Pomáha tak ochraňovať kožu pred podráždením, poškodením a nahromadením adhezíva.



kód produktu	ks v balení	kód ZP
37444	90	F41313

NILTAC™

Sprej Niltac™ na odstraňovanie náplastí

Používa sa k bezbolestnému odstraňovaniu pomôcky. Rýchlo zasychá a nezanecháva zvyšky oleja ani žiadne iné látky, pretože ide o zmes 100% silikónu. Po aplikácii umyť kožu v okolí stómie vodou.



kód produktu	ks v balení	kód ZP
420787	1 (50 ml)	F91154

NILTAC™

Obrúsky Niltac™ na odstraňovanie náplastí

100% silikón. Na bezbolestné odstraňovanie pomôcky a zvyškov náplastí. Rýchlo zasychá a nezanecháva zvyšky oleja ani žiadne iné látky. Po aplikácii umyť kožu v okolí stómie vodou.



kód produktu	ks v balení	kód ZP
420788	30	F91155

CONVACARE™



ConvaCare® odstraňovač náplasti

Používa sa na jemné odstránenie adhezív vrátane podložiek, leukoplastov a hydrokoloidných krytí. Účinne odstraňuje všetky zvyšky adhezív z pokožky, ktoré by inak skrátili dobu aplikácie vyššie uvedených prostriedkov.

kód produktu	ks v balení	kód ZP
37443	90	F41312

STOMAHESIVE™

Stomahesive® ochranná pasta

Ochranná vrstva na kožu založená na pektíne. Pasta je lepivá. Používa sa ako výplň nerovného povrchu kože, čo napomáha predĺženiu životnosti nalepeného stomického systému a na ochranu kože pred podráždením pri podtečení pod pomôcku.



kód produktu	veľkosť	ks	kód ZP
H3910	60 g	1	F41229

STOMAHESIVE™

Stomahesive® ochranný zásyp

pomáha vytvoriť ochrannú vrstvu na koži, aby nedošlo k jej poškodeniu alebo sa používa na kožu, ktorá je mokvajúca.



kód produktu	veľkosť	ks	kód ZP
25535	25 g	1	F41228

STOMAHESIVE™

Stomahesive® adhezívna pasta

Pasta nelepí a používa sa na vyplnenie medzier medzi pomôckou a stómiou po nalepení pomôcky, čím sa zabraňuje podtekaniu pod pomôcku. Okrem toho sa používa aj na hojenie kože v okolí stómie.



kód produktu	veľkosť	ks	kód ZP
D9730	30 g	1	F41230

DIAMONDS™ S ACTIVEONE™

Diamonds™ s ActiveOne™ géľujúce a dezodoračné vankúšičky

Sú určené pre zahustenie črevného obsahu. Géľujúce vankúšičky obsahujú zložku aktívneho uhľia – ActiveOne™, ktorá pohlcuje zápach. Premenu tekutého obsahu na géľ sa zabráni podtekaniu a nafukovaniu vrečka, navyše sa eliminuje zápach.



kód produktu	ks v balení	kód ZP
420791	1 (100 ks)	F91151



StomOdor sprej maxi

Efektívne odstraňuje nepríjemné pachy. Môže sa použiť priamo do vrečka, do miestnosti alebo na akýkoľvek materiál na pohltenie zápachu.

kód produktu	veľkosť	ks	kód ZP
1717273	210 ml	1	F96248



StomOdor kvapky

Efektívne odstraňuje pachy. Aplikuje sa priamo do vrečka, kde sa premiešava so stolicou.

kód produktu	veľkosť	ks	kód ZP
1717275	35 ml	1	F96247

STOMAHESIVE™



Stomahesive® Seal tesniace krúžky

Chránia kožu v okolí stómie. Krúžok sa dá vytvárať podľa potreby, poskladať, roztrhnúť a znovu spojiť. Môže sa použiť spolu s pastou. Neobsahuje alkohol, neštípe. Nevysuší sa. Jednoducho sa odstraňuje a nezanecháva zvyšky.

kód produktu	veľkosť	ks	kód ZP
413503	48 mm, hrúbka 4 mm	10	F92109
413504	48 mm, hrúbka 3 mm	10	F92108

Prídržný opasok

Pomôcka pri dvojdielnom systéme. Poskytuje zvýšenú ochranu a pocit istoty.



kód produktu	ks v balení	kód ZP
G5510	1	F41299

ConvaTec mostík pod dvojhľavňovú stómiu sterilné balenie





kód produktu	veľkosť	ks	kód ZP
22355	65 mm	10	F58004
22356	95 mm	10	F58005



Natura® a Natura® dvojdielny stomický systém

Vrecká a podložky pre každodenný život



Dvojdielny stomický systém **Natura® ** a **Natura®** od spoločnosti ConvaTec má najširší sortiment produktov patriacich do dvojdielneho systému. Podložky **Natura®** znamenajú bezpečné, presné uzavretie s niekoľkými počutelnými „kliknutiami“. Jednoduché upínanie a odopínanie zacvaknutím umožňuje používateľom rýchlo vymeniť vrecko a pokračovať v aktivitách bez odstraňovania podložky z pokožky.

S príchodom produktov **Natura® ** vám dávame do pozornosti predovšetkým vrecká a podložky s jedinečnou tvarovateľnou technológiou, kde sa kombinuje naše adhézívum Stomahesive® a Durahesive®. Tieto podložky sa individuálne dokážu prispôsobiť každému tvaru a veľkosti stómie bez potreby použitia nožníc, pretože sa otvor tvaruje prstami. Týmto dokonalým prispôbením sa otvoru stómie je zabezpečené tesné prilnutie a zabránenie podtekaniu.

Natura®  a **Natura®** vrecká sú dostupné vo verzii uzavreté, výpustné a urostomické, bėžové alebo priehľadné. **Natura® ** vrecká ponúkajú najnovšiu technológiu od spoločnosti ConvaTec:

- filter s ochranným filmom, proti upchatiu;
- jemný a nešušťivý materiál;
- InvisiClose™ bezsvorkový uzáver;
- Lock-it Pocket™ (úschovné vrecko), ktoré bezpečne schová výpusť a poskytne výhody uzavretého vrecka;
- priehľadné okienko na možnosť kontroly stómie, ktoré je diskrétno prekryté netkanou textíliou.

TVARUJTE

Tvarovateľná technológia™

silná ochrana pred poškodením pokožky a podtekaním.

ConvaTec tvarovateľná technológia vytvára elastický tesniaci golier s tvarovou pamäťou, ktorý sa dokáže prispôbiť akejkoľvek veľkosti a tvaru stómie. Tento „korytnačí“ golier pomáha utesniť pomôcku k stómii a chráni tým pokožku.



50% ľudí so stómou má problémy s kožou v okolí stómie^{1,2}

34 %

má problémy s kožou v okolí stómie už počas 3 týždňov po operácii³

47 %

počas prvých 2 mesiacov⁴

52 %

počas prvého roku²



Nestihá sa.
Elastické tesnenie.
„Korytnačí“ golier.

Jednoduché

Nestihá sa a ani netreba vedieť presnú veľkosť.



Pohodlné

Technológia tvarovej pamäti umožňuje prispôbiť sa stómii.



Bezpečné

Vytvorený golier okolo stómie zabraňuje podtekaniu.



Referencie: 1. Herlufsen P, Olsen AG, Carlsen B, et al. Ostomy skin study: a study of peristomal skin disorders in patients with permanent stomas. Br J Nurs. 2006;15(16):854-862. 2. Bosio G, Pisani F, Lucibello L. A Proposal for Classifying Peristomal Skin Disorders: Results of a Multicenter Observational Study. OWM. 2007; 53(9): 38-43. 3. Cottam J, Richards K, Hasted A, Blackman A. Results of a nationwide prospective audit of stoma complications within 3 weeks of surgery. Colorectal Dis. 2007; 9: 834-8. 4. Ratliff CR. Early Peristomal Skin Complications Reported by WOC Nurses. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2010; 37(5): 505-510.

™ indicates trademarks of ConvaTec Inc. © 2019 ConvaTec Inc.

Natura® podložky

(kompatibilné s Natura®  a Natura® vreckami)



Natura® podložky s tvarovateľnou technológiou

Tieto podložky sú vhodné pre ľudí so stómiou, ktorí majú obsah zo stómie skôr polotekutý alebo tekutý. Tento spoľahlivý typ podložiek dobre prilne na suchú aj vlhkú kožu. Tesne prilnú k stómii, a tým zabránia podtekaniu obsahu pod podložku. Špeciálny efekt, ktorý sa po vytvarovaní manžety okolo stómie vytvorí, nazývame aj „korytnačí“ golier, ktorý pomáha vytvárať bezpečnejšie utesnenie bez poškodenia kože. Podložky sa jednoducho pripravujú, aplikujú aj odstraňujú. Bezpečne držia na koži počas sprchovania, plávania a kúpania.

NATURA®



Natura® plochá tvarovateľná podložka s harmonikovým krúžkom



kód produktu	farebné označenie	veľkosť stómie	veľkosť podložky	ks v balení	kód ZP
421030	•	malá	57/13 – 22 mm	5	F93698
421031	•	stredná	57/22 – 33 mm	5	F93699
421032	•	veľká	70/33 – 45 mm	5	F93700

NATURA™



Natura® plochá tvarovateľná podložka s hydrokoloidným okrajom



kód produktu	farebné označenie	veľkosť stómie	veľkosť podložky	ks v balení	kód ZP
411809	•	malá	45/13 – 22 mm	5	F86777
411811	•	stredná	45/22 – 33 mm	5	F86778
411813	•	veľká	57/33 – 45 mm	5	F86779
411815	•	extra-veľká	70/45 – 56 mm	5	F86780

NATURA®



Natura® konvexná tvarovateľná podložka s hydrokoloidným okrajom



kód produktu	farebné označenie	veľkosť stómie	veľkosť podložky	ks v balení	kód ZP
420233	•	malá	45/13 – 22 mm	5	F86781
420234	•	stredná	45/22 – 33 mm	5	F86782
420235	•	veľká	57/33 – 45 mm	5	F86783

Natura® Stomahesive® podložky

Stomahesive® podložky sú ideálne pre ľudí, ktorí majú obsah zo stómie skôr tuhší. Špeciálne zloženie týchto podložiek umožňuje ich prilnutie na suchú aj vlhkú kožu v okolí stómie. Pevne držia na pokožke a zároveň ju chránia pred podráždením a maceráciou. Ďalšou vlastnosťou podložiek Stomahesive® je vonkajší povrchový film, ktorý ju pomáha udržiavať na mieste. Podložky si zachovávajú svoju prilnavosť aj počas kúpania, sprchovania a plávania. Stomahesive® podložky sa jednoducho pripravujú, aplikujú aj odstraňujú.

NATURA®



Natura® flexibilná podložka s akrylovým flexibilným okrajom

kód produktu	farebné označenie	veľkosť stómie	veľkosť podložky	ks v balení	kód ZP
125901	•	malá	38 mm	5	F86772
125902	•	stredná	45 mm	5	F86773
125903	•	veľká	57 mm	5	F86774
125904	•	extra-veľká	70 mm	5	F86775

NATURA® STOMAHESIVE®



Natura® Stomahesive® podložka želatínová

kód produktu	farebné označenie	veľkosť stómie	veľkosť podložky	ks v balení	kód ZP
401981	•	malá	38 mm	5	F86784
401982	•	stredná	45 mm	5	F86785
401983	•	veľká	57 mm	5	F86786
401984	•	extra-veľká	70 mm	5	F86787

NATURA®

tvoriteľná podložka
s harmonikovým krúžkom

Harmonikový krúžok sa jednoducho nadvihne a poskytne dostatok priestoru pre prsty, takže spojenie s vreckom je jednoduché a pohodlné.


- komfortné a diskkrétne
- flexibilné
- kompatibilné s vreckami Natura® a Natura®




Natura® vrecká

(kompatibilné s Natura® podložkami)



Vrecká pre väčší komfort a bezpečnosť. Natura®  ponúkajú najnovšiu technológiu od spoločnosti ConvaTec, ktorá zahŕňa:

- nový tvar filtra s vylepšenou kompozíciou a pridanou vrstvou tenkého ochranného filmu vo vnútri, ktorá zamedzuje jeho upchávaniu, predlžuje životnosť a lepšie eliminuje zápach;
- príjemnejší a mäkkší povrchový materiál;
- bezsvorkový uzáver InvisiClose™;
- úschovné vrecko, ktoré bezpečne a komfortne schová výpusť dovnútra, a tým poskytne výhody uzavretého vrecka;
- priehľadné kontrolné okienko.

Vrecká Natura®  sú kompatibilné s podložkami Natura® a poskytujú používateľom dvojdielneho systému bezpečnosť, komfort a diskretnosť.

NATURA®

Natura® uzavreté vrecko

s filtrom, štandardné, béžové, s kontrolným okienkom



kód produktu	farebné označenie	veľkosť	ks v balení	kód ZP
421678	•	38 mm	30	F86788
421680	•	45 mm	30	F86789
421682	•	57 mm	30	F86790
421798	•	70 mm	30	F86791

NATURA®

Natura® výpustné vrecko

s filtrom, s bezsvorkovým uzáverom InvisiClose™



kód produktu	farebné označenie	veľkosť	ks v balení	kód ZP
416417	•	45 mm	10	F86807
416420	•	57 mm	10	F86808
416423	•	70 mm	10	F86809

Natura® výpustné vrecká

(kompatibilné s Natura® podložkami)



Natura® výpustné vrecká sú dostupné vo verzii priehľadné bez filtra a so svorkou a vo verzii béžové s jemnou textúrou na povrchu z oboch strán, s filtrom a s InvisiClose™ upínacím systémom. Všetky výpustné vrecká majú široký výpusť pre jednoduchšie vypúšťanie obsahu.

Natura® výpustné vrecká vo verzii InvisiClose™ systém poskytujú dvojitú ochranu, jednoduchšie vypúšťanie obsahu, komfort a čistenie. Jednoduché otvorenie výpusťu a jeho uzatváranie napomáha vypúšťaniu a znižuje vystrekovanie obsahu. Uzavrací mechanizmus je doplnený o ďalší bezpečnostný systém pre lepší komfort a pohodu. Pridaný filter je vyrobený tak, aby bol plyn vypúšťaný počas prechodu obsahu zo stómie.

NATURA®

Natura® výpustné vrecko

s filtrom, béžové, s bezsvorkovým uzáverom InvisiClose™



kód produktu	farebné označenie	veľkosť	ks v balení	kód ZP
411349	•	38 mm	10	F86806

NATURA®

Natura® výpustné vrecko

bez filtra, priehľadné, so svorkou




kód produktu	farebné označenie	veľkosť	ks v balení	kód ZP
125923	•	57 mm	10	F90610

2 svorky v balení

Natura® urostomické vrečko

(kompatibilné s Natura® podložkami)



Natura®  urostomické vrečko je vrečko s dôrazom na zvýšený komfort, bezpečnosť a diskrétnosť. Vrečko má na povrchu príjemný materiál, ktorý saje pot, nešušťí, nežmolí sa. Vrečko má chlopňu proti spätnému toku, aby sa moč nedostal späť k stómii, čo zabráni infekcii. Vo vrečku sa nachádza komôrkový systém, ktorý zabezpečuje rovnomernú distribúciu moču vo vrečku, nižší profil vrečka, a tým jeho miernejší ťah smerom nadol. V každom balení sa nachádza konektor, ktorým je možné pripojiť vrečko k nočnému zbernému vrečku.

NATURA®

Natura® urostomické vrečko s mäkkým uzáverom soft tap

štandard, priehľadné



kód produktu	farebné označenie	veľkosť	ks v balení	kód ZP
413437	•	45 mm	10	F93020
413438	•	57 mm	10	F93021
413439	•	70 mm	10	F93022

každé balenie obsahuje 2 univerzálne konektory na nočné zberné vrečko

Natura® urostomické vrečká

(kompatibilné s Natura® podložkami)



NATURA®

Natura® urostomické vrečko s uzáverom

štandard, priehľadné, na jednej strane s jemnou vrstvou



kód produktu	farebné označenie	veľkosť	ks v balení	kód ZP
401534	•	38 mm	10	F86810
401535	•	45 mm	10	F86811
401536	•	57 mm	10	F86812
401537	•	70 mm	10	F86813

každé balenie obsahuje 2 univerzálne konektory na nočné zberné vrečko



Natura® urostomické vrečko s uzáverom

malé, priehľadné, na jednej strane s jemnou vrstvou

kód produktu	farebné označenie	veľkosť	ks v balení	kód ZP
401539	•	38 mm	10	F86814
401540	•	45 mm	10	F86815
401541	•	57 mm	10	F86816

každé balenie obsahuje 2 univerzálne konektory na nočné zberné vrečko

Vrecká na odvádzanie a zber moču

Vysokokvalitné zberné urinálne vrecká CareLine™ majú na povrchu mäkkú netkanú textíliu pre pohodlné nosenie umožňujúce pokožke dýchať a majú zabudovanú chlopňu proti spätnému toku moču.

CARELINE™



CareLine™ zberné urinálne vrecká

béžová

kód produktu	veľkosť	ks v balení	kód ZP
502756	500 ml/50 cm hadica	1 ks	B84627
502764	750 ml/50 cm hadica	1 ks	B84628
503807	1 500 ml/90 cm hadica	1 ks	B84629

Držiak na 1 500 ml zberné urinálne vrečko

priehľadné, štandard

kód produktu	ks v balení	kód ZP
502277	1 ks	B84632

CareLine™

zberné urinálne vrecká

široký sortiment dáva slobodu voľby

Koncepcia CareLine™ bola vyvinutá v spolupráci s používateľom a v súlade s kvalitou tak, aby sa dosiahol komfort pre samotného používateľa.

Vrecká od spoločnosti ConvaTec

Komfort. Istota.
Diskrétnosť.



NATURA® (+)

ESTEEM® (+)

 ConvaTec

* len pri výpustných vreckách

Esteem® Flex Convex

jednodielny konvexný stomický systém
100 hydrokoloid



Esteem®  Flex Convex si poradí s každou nerovnosťou v okolí stómie

- rieši nerovnosti v okolí stómie
- je vhodný pre vpadnuté stómie, stómie v úrovni brušnej steny, pre stómie v kožnej riasie
- flexibilná konvexná pomôcka kopíruje každú nerovnosť a dobre prilne k telu
- jednoduchá aplikácia bez potreby použitia ďalšieho príslušenstva na vyrovnanie nerovností
- kontrolné okienko využijete nielen pri nasadzovaní vrečka na telo

ESTEEM®

Esteem® Flex Convex uzavreté vrečko

nepriehľadné, s filtrom



kód produktu	veľkosť	ks	kód ZP
421612	20 – 43 mm	30	F96468
421613	20 – 35 mm	30	F96469
421614	20 – 25 mm	30	F96470

ESTEEM®

Esteem® Flex Convex výpustné vrečko

nepriehľadné, s filtrom



kód produktu	veľkosť	ks	kód ZP
421615	20 – 43 mm	10	F96465
421619	20 – 35 mm	10	F96466
421622	20 – 25 mm	10	F96467

ESTEEM®

Esteem® Flex Convex urostomické vrečko

nepriehľadné, s filtrom





kód produktu	veľkosť	ks	kód ZP
421623	10 – 43 mm	10	F96462
421626	10 – 35 mm	10	F96463
421628	10 – 25 mm	10	F96464

Esteem®

jednodielný stomický systém



Jednodielný systém, ktorý je jemný na kožu, poskytuje bezpečnosť a jednoduchosť použitia. Flexibilný a diskretný **Esteem®**  jednodielný systém je riešenie dva v jednom, ktorý spája podložku a vrecko do jedného celku, pričom umožňuje jednoduché, bezpečné a komfortné použitie. Podložka na vrecko jemne a bezpečne prilne na kožu a zabezpečuje pomôcku pred jej odlepením z kože.

Esteem®  jednodielný systém ponúka najnovšiu technológiu od spoločnosti ConvaTec, ktorá zahŕňa:

- najmodernejší filter s vrstvou filmu proti upchávaniu, ktorý udržiava vrecko nenafúknuté, a pritom prakticky eliminuje zápach;
- InvisiClose™ výpustný systém s pevným, jednoducho a rýchlo sa upínacím suchým zipsom;
- Lock-It-Pocket® systém (úschovné vrecko), ktorý bezpečne ukrýva výpusť a poskytuje komfort uzavretých vreciek;
- komfortná netkaná textília na povrchu vreciek, ktorá je jemná a hladká pri kontakte s kožou, takmer nešuší, je vodeodolná a rýchlo schne;
- priehľadné okienko na kontrolu stómie, ktoré je prekryté netkanou textíliou pre väčšiu diskretnosť.

Najnovšie vrecká a pokrokové adhezívum od spoločnosti ConvaTec ponúkajú bezpečnosť, komfort a diskretnosť, ktorú si zaslúžite.



Komfort jednodielneho vrecka, klinicky preukázané hojenie kože a ochrana pred podtekaním – ideálne vrecko pre ľudí so stómou.

ESTEEM®

Esteem® s tvarovateľnou technológiou

InvisiClose™, priehľadné, s filtrom



kód produktu	veľkosť	ks	kód ZP
413515	20 – 30 mm	10	F92941
413516	30 – 40 mm	10	F92942

ESTEEM®

Esteem® s tvarovateľnou technológiou

InvisiClose™, nepriehľadné s filtrom s kontrolným okienkom



kód produktu	veľkosť	ks	kód ZP
413521	20 – 30 mm	10	F92943
413522	30 – 40 mm	10	F92944

ESTEEM®

Esteem® s tvarovateľnou technológiou

uzavreté, nepriehľadné, s filtrom, s kontrolným okienkom



kód produktu	veľkosť	ks	kód ZP
413509	20 – 30 mm	30	F93147
413510	30 – 40 mm	30	F93148
413511	40 – 50 mm	30	F94734

Esteem® jednodielne výpustné vrečko s filtrom, InvisiClose™

běžové, na oboch stranách s netkanou textíliou



kód produktu	velkosť	ks	kód ZP
416719	20 – 70 mm	10	F89050

Esteem® jednodielne výpustné vrečko s filtrom, InvisiClose™, s predstrihnutým otvorom

běžové, na oboch stranách s netkanou textíliou



kód produktu	velkosť	ks	kód ZP
416729	30 mm	10	F90607
416737	40 mm	10	F90608

Esteem® jednodielne výpustné vrečko s filtrom, InvisiClose™

priehľadné, na jednej strane s netkanou textíliou



kód produktu	velkosť	ks	kód ZP
416718	20 – 70 mm	10	F89051

Esteem® jednodielne výpustné vrečko bez filtra, InvisiClose™

priehľadné, na jednej strane s netkanou textíliou



kód produktu	velkosť	ks	kód ZP
416908	20 – 100 mm	10	F90609

Esteem® jednodielne uzavreté vrečko s filtrom

běžové, na oboch stranách s netkanou textíliou, s kontrolným okienkom



kód produktu	velkosť	ks	kód ZP
421686	20 – 70 mm	30	F89048

Esteem® jednodielne uzavreté vrečko s filtrom, s predstrihnutým otvorom

běžové, na oboch stranách s netkanou textíliou, s kontrolným okienkom



kód produktu	velkosť	ks	kód ZP
421688	30 mm	30	F90604
421822	40 mm	30	F90605
416715	50 mm	30	F90606

Esteem® jednodielne uzavreté vrečko s filtrom, malé

běžové, na oboch stranách s netkanou textíliou



kód produktu	velkosť	ks	kód ZP
421816	20 – 70 mm	30	F89047

Esteem® jednodielne uzavreté vrečko s filtrom

priehľadné, na jednej strane s netkanou textíliou



kód produktu	velkosť	ks	kód ZP
416700	20 – 70 mm	30	F89049

Stomadress® Plus jednodielny stomický systém

STOMADRESS®

Stomadress® Plus jednodielna krytka s filtrom

béžová



kód produktu	velkosť	ks	kód ZP
G5611	19 – 50 mm	30	F41197

STOMADRESS®

Stomadress® Plus jednodielne urostomické vrecko

priehľadné, štandard



kód produktu	velkosť	ks	kód ZP
64927	19 mm	10	F57999

Detský stomický systém Stomadress® Plus

Detský stomický systém je vyrobený pre deti, ktoré majú kolostómiu, ileostómiu alebo urostómiu. Systém je flexibilný, odolný, jednoducho aplikovateľný a ľahko sa odstraňuje.

STOMADRESS®

Stomadress® Plus jednodielne detské výpustné vrecko

priehľadné



kód produktu	velkosť	ks	kód ZP
20922	8 – 50 mm	15	F41302

STOMADRESS®

Stomadress® Plus jednodielne detské urostomické vrecko

priehľadné



kód produktu	velkosť	ks	kód ZP
20917	8 – 25 mm	15	F41303

každé balenie obsahuje 2 konektory na nočné zberné vrecko

Množstvá stomických pomôcok uhrádzaných zdravotnými poisťovňami na 1 mesiac

Kolostómia (stómia na ľavej strane)		
Jednodielný systém/jednodielný systém konvexný Jednodielný systém s tvarovateľnou technológiou Esteem®	90 ks uzavretých alebo výpustných vreciek 60 ks uzavretých vreciek alebo 90 ks výpustných vreciek	
Dvojdielný systém	10 ks podložiek a 60 ks uzavretých vreciek alebo 90 ks výpustných vreciek, stomický prídržný pás 2 ks ročne	
Ileostómia (stómia na pravej strane)		
Jednodielný systém/jednodielný systém konvexný Jednodielný systém s tvarovateľnou technológiou Esteem®	90 ks výpustných alebo uzavretých vreciek 90 ks výpustných alebo 60 ks uzavretých vreciek	
Dvojdielný systém	15 ks podložiek a 90 ks výpustných vreciek alebo 60 ks uzavretých vreciek, stomický prídržný pás 2 ks ročne	
Urostómia (stómia na pravej strane)		
Jednodielný systém/jednodielný systém konvexný	30 ks vreciek a 10 ks nočných zberných vreciek	
Dvojdielný systém	15 ks podložiek a 30 ks vreciek, 10 ks nočných zberných vreciek, stomický prídržný pás 2 ks ročne	
Zberné urinálne vrecká CareLine™	Urinálne vrecká Careline lýtkové (500 ml alebo 750 ml) alebo 1 500 ml pre skupinu B7 (inkontinencia) 20 ks mesačne Urinálne vrecká Careline lýtkové (500 ml alebo 750 ml) alebo 1 500 ml pre skupinu F10 (stómia) 10 ks mesačne	
Na každú stómiu je možné predpísať príslušenstvo:		
Stomadress Plus jednodielná krytka	F41197	30 ks
Pasta ochranná Stomahesive® 60 g (lepivá, vyrovnávanie kožných nerovností)	F41229*	1 ks
Stomahesive® Seal tesniaci krúžok 48 mm/3 mm	F92108	10 ks
alebo Stomahesive® Seal tesniaci krúžok 48 mm/4 mm	F92109	10 ks
Pasta adhezívna Stomahesive® 30 g (nelepivá, hojivá)	F41230*	1 ks
Zásyp adhezívny 25 g	F41228*	1 ks
Obrúsky ConvaTec Niltac™	F91155	90 ks
Odstaňovač náplastí ConvaCare®	F41312	90 ks
alebo sprej na odstraňovanie náplastí Niltac™ 50 ml	F91154	1 ks
Sprej na ochranu kože Silesse™ 50 ml	F91153	1 ks
alebo ochranný film ConvaCare®	F41313	90 ks
alebo obrúsky ConvaTec Silesse™	F91152	90 ks
Pohlčovač pachu StomOdor Drops kvapky 35 ml	F96247	1 ks
alebo pohlčovač pachu StomOdor Maxi sprej 210 ml	F96248	1 ks
alebo gélujúce/zápach pohlčujúce vankúšiky Diamonds™ 100 ks	F91151	100 ks/1 bal.
Stomický prídržný pás	F41299	2 ks ročne
Vata buničitá 500 g		2 ks
Gázové štvorce 10×10 cm		100 ks

Pomôcky označené* majú spoločný limit 360 gramov za rok.
Evidenciu predpísaných pomôcok vedie ošetrojúci lekár v zdravotnej dokumentácii pacienta.

Slovník pojmov

Brucho – časť tela medzi hrudníkom a bokmi v prednej časti tela, v ktorej sa nachádzajú tráviace orgány.

Durahesive® – podložka predlžujúca dobu aplikácie, ktorá poskytuje maximálnu bezpečnosť a prilnutie pre osoby s tekutým až polotekutým obsahom.

Dvojdielny stomický systém – podložka a vrecko sú oddelené a pripínajú sa spolu pomocou prírubového krúžku. Vrecko sa jednoducho odstraňuje bez potrebného odstránenia podložky z pokožky.

Filter – niektoré vrecká spoločnosti ConvaTec majú zabudovaný filter, ktorý pomáha znižovať hromadenie plynu vo vrecku.

Fistula – abnormálny priechod medzi jedným dutým orgánom v tele a ďalším dutým orgánom alebo pokožkou.

Ileostómia – chirurgicky vytvorený otvor medzi tenkým črevom a brušnou stenou.

Jednodielny stomický systém – podložka a vrecko tvoria jeden celok.

Kolostómia – chirurgicky vytvorený otvor medzi hrubým črevom a brušnou stenou.

Konvexnosť – konvexné produkty môžu byť použité, keď stómia ústi na alebo pod povrch kože; keď sú tam ryhy, záhyby alebo jazvy blízko stómie, a/alebo keď je brušná stena okolo stómie veľmi jemná.

Peristomálna koža – koža v okolí stómie.

Podložka – guľatý alebo hranatý tvar s lepiacou stranou, ktorá sa aplikuje na kožu okolo stómie. Pomáha chrániť kožu od stolice alebo moču, ktoré môžu byť dráždivé.

Predstrihnuté podložky – niektoré podložky spoločnosti ConvaTec sú dostupné v predstrihnutej verzii podľa veľkosti stómie.

Stomahesive® – podložka, ktorá poskytuje vynikajúcu ochranu ľuďom so stómiou, ktorí majú polotekutú až tuhú stolicu. Je to vďaka jej špeciálnemu zloženiu, ktoré umožňuje jej prilnutie na mokrú aj suchú kožu.

Stómia – chirurgicky vytvorený otvor na brušnej stene. Stolica alebo moč odchádza z tela cez tento otvor namiesto z konečníka alebo z močovodu.

Urostómia – chirurgicky vytvorený spôsob, ktorý umožňuje odchod moču.

Uzavreté vrecko – vrecko, ktoré nemá otvor v dolnej časti, odstraňuje a likviduje sa po každom použití.

Výpustné vrecko – má otvor v dolnej časti, ktorý umožňuje stolicu alebo moč vypúšťať a znovu uzatvoriť vrecko pomocou systému svorky alebo suchého zipsu.

Potrebné pre každodenný život ľudí so stómiou

na báze 100% silikónu, bez oleja a alkoholu

Ludia so stómiou a ich **PROBLÉMY...**

Ludia so stómiou sa každodenne stretávajú s problémami:



- odlupovanie kože;
- začervenanie alebo podráždenie;
- štipanie/bolesť;
- nahromadenie zvyškov.



- nafukovanie vrečka;
- zápach;
- zvuk vrečka;
- diskomfort.

Ponúka sa **RIEŠENIE.**

ConvaTec ponúka jedinečné produkty z rady príslušenstva v starostlivosti o stómiu.



Odstráňte bolesť zo starostlivosti o kožu.

Správna starostlivosť o kožu je dôležitou úlohou človeka so stómiou, ktorý si musí aplikovať pomôcku na kožu každý deň. Prírodná ochrana pokožky je narušená, keď adhezívum odstráni bunky z povrchu kože.

Niltac™

nedráždivý odstraňovač náplastí
aerosólový sprej alebo obrúsky

Rýchle, bezbolestné a netraumatické odstraňovanie lekárskeho náplastí alebo iných zvyškov adhezív.

- 100% silikónové zmesi – nedráždia ani zapareniny¹;
- pomáha v prevencii odlupovania sa kože, začervenania alebo podráždenia²;
- vyschne za pár sekúnd bez zanechania zvyškov³.



Silesse™

nedráždivý ochranný film
jemný sprej vo forme pumpičky
alebo obrúskov

Vytvára ochranný film, ktorý chráni kožu pred škodlivými účinkami adhezív, telesných výlučkov a dráždenia výlučkov.

- 100% silikónové zmesi – nedráždia ani zapareniny⁴;
- rýchlo schne a tvorí odolný silikónový film³;
- nezanecháva zvyšky a nelepí kožné záhyby³;
- sprej sa nezanáša³;
- vyrobený je na časté používanie.



✓ NEŠTIPE ✓ HYPOALERGÉNNY



POMOC A PODPORA ZAVOLAJTE ALEBO KLIKNITE

Počas vašej starostlivosti o stómiu vám ponúkame program **me+**TM. Poskytneme vám podporu, edukáciu a produkty, ktoré potrebujete.

Bezplatná linka zákazníkeho centra
Radim klub 0800 800 111

 @convatecslovensko

 @convatecslovensko



www.convatec.sk
stomalinka@convatec.sk

Distribúcia:

STOMIA, s.r.o.

Staničné námestie 1, 040 01 Košice

Tel./Fax: +421/55/625 22 88

Tel.: 055/623 00 67, 055/623 13 41

Mobil: 0907 794 861

E-mail: stomia@stomia.sk

(možnosť zásielkovej služby)

PHAREX, s.r.o.

Prieložtek 1, 036 01 Martin

Tel.: + 421/43/381 04 70, Fax: +421/43/422 35 69

Mobil: 0918 910 999

E-mail: objednavky@pharex.sk, nemcekova@pharex.sk

(možnosť zásielkovej služby)

PHOENIX, Z.z., a.s.

Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava

Tel.: +421/2/499 99 111, Fax: +421/2/499 99 117



Zákaznícke centrum ConvaTec
Unomedical, s. r. o.
Štúrova 71/A, 949 01 Nitra
bezplatná linka: 0800 800 111
www.convatec.sk

Radim
bezplatná StomaLinka
0800 800 111  **klub**

Pre viac informácií zavolajte do nášho
zákazníckeho centra ConvaTec

Chceme k vám byť bližšie | Zastavte sa u nás osobne

Návštíviť nás môžete bez objednania:

Pondelok: 13.00 – 15.00 hod.

Streda: 10.00 – 12.00 hod.

Piatok: 13.00 – 15.00 hod.

Zákaznícke centrum ConvaTec

Unomedical, s. r. o.

Štúrova 71/A

949 01 Nitra



**PRODUKTY, STAROSTLIVOSŤ a PODPORA
PRESNE PRE VÁŠ ŽIVOT.**